



Camry

Premium



CR 2172

- (GB) user manual - 4
- (DE) bedienungsanweisung - 9
- (FR) mode d'emploi - 15
- (ES) manual de uso - 21
- (PT) manual de serviço - 26
- (LT) naudojimo instrukcija - 31
- (LV) lietošanas instrukcija - 36
- (EST) kasutusjuhend - 41
- (HU) felhasználói kézikönyv - 56
- (BS) upute za rad - 51
- (RO) Instrucțiunea de deservire - 46
- (CZ) návod k obsluze - 72
- (RU) инструкция обслуживания - 82
- (GR) οδηγίες χρήσεως - 66
- (MK) упатство за корисникот - 61
- (NL) handleiding - 88
- (SL) navodila za uporabo - 128
- (FI) manwal ng pagtuturo - 103
- (PL) instrukcja obsługi - 147
- (IT) istruzioni operative - 98
- (HR) upute za uporabu - 77
- (SV) instruktionsbok - 113
- (DK) brugsanvisning - 93
- (UA) інструкція з експлуатації - 108
- (SR) Корисничко упутство - 118
- (SK) Používateľská príručka - 123
- (AR) دليل التعليمات - 132
- (BG) Инструкция за употреба - 138



SAFETY CONDITIONS IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY CONDITIONS IMPORTANT INSTRUCTIONS ON SAFETY OF USE PLEASE

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

The warranty conditions are different, if the device is used for commercial purpose.

1. Before using the product please read carefully and always comply with the following

instructions. The manufacturer is not responsible for any damages due to any misuse.

2. The product is only to be used indoors. Do not use the product for any purpose that is not compatible with its application.

3. The applicable voltage is 220-240V, ~50Hz. For safety reasons it is not appropriate to connect multiple devices to one power outlet.

4. Please be cautious when using around children. Do not let the children to play with the product. Do not let children or people who do not know the device to use it without supervision.

5. **WARNING:** This device may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience or knowledge of the device, only under the supervision of a person responsible for their safety, or if they were instructed on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its operation. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance of the device should not be carried out by children, unless they are over 8 years of age and these activities are carried out under supervision.

6. After you are finished using the product always remember to gently remove the plug from the power outlet holding the outlet with your hand. Never pull the power cable!!!

7. Never put the power cable, the plug or the whole device into the water. Never expose the product to the atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc.. Never use the product in humid conditions.

8. Periodically check the power cable condition. If the power cable is damaged the product should be turned to a professional service location to be replaced in order to avoid hazardous situations.

9. Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defected product yourself because it can lead to electric shock. Always turn the damaged device to a professional service location in order to repair it. All the repairs can be done only by authorized service professionals. The repair that was done incorrectly can cause hazardous situations for the user.

10. Never put the product on or close to the hot or warm surfaces or the kitchen appliances like the electric oven or gas burner.

11. Never use the product close to combustibles.

12. Do not let cord hang over edge of counter or touch hot surfaces.

13. Never leave the product connected to the power source without supervision. Even when use is interrupted for a short time, turn it off from the network, unplug the power.

14. In order to provide additional protection, it is recommended to install residue current

device (RCD) in the power circuit, with residual current rating not more than 30 mA.

Contact professional electrician in this matter

15. The appliance must be mounted in a way that it cannot fall into water or drop to the floor. The plug should always be accessible.

16. Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an Service Centre.

17. A damaged or non-functioning unit should no longer be used.

18. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.

19. The toothbrush is not intended for use by children under age three. Children aged from 3 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use the toothbrush, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

20. CAUTION Children should not clean or maintain the appliance

21. CAUTION Children from 3 to 8 years old may use the device safely only under the supervision of adults

22. Oral irrigators shall be used only with liquids defined in the manufacturer's instructions.

23. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments or chargers which are not recommended by the manufacturer.

24. If the product is dropped, the brush head/irrigator jet should be replaced before the next use even if no damage is visible.

25. Replace brush head every 3 months or sooner if brush head becomes worn.

26. Small parts may present a choking hazard.

27. Do not place the appliance in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink.

28. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.

29. Do not open and disassemble device. For battery recycling please dispose whole device according to local environmental regulations.

30. Opening the device will destroy the appliance and invalidate the warranty.

31. When unplugging, always hold the power plug instead of the cord.
32. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
33. If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.
34. This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
35. Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
36. Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.

Device description:

- | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Tip | 2. Reservoir | 3. On/Off | 4. Sucker | 5. Reservoir lid | 6. 360 rotating tip |
| 7. Tip Pop-Up knob | 8. Pause button | | | | |
| 9. Suction cups | 10. High-Pressure tip | 11. Periodontal Tip | 12. Orthodontic tip | 13. Dental Plaque tip | |
| 14. Tongue cleaner tip | | | | | |

Preparing the reservoir

Remove the lid (5) from the base and fill the reservoir with lukewarm water. Put the reservoir to the base and press down firmly then put back the lid.

Inserting and removing tips:

Insert the tip into the center of the knob at the top of the dental jet handle, the colored ring will pop up and make a click sound signaling the tip is correctly locked into place. To remove the tip from the handle, press the jet tip eject button (7) on the left side of the color ring and pull the tip from the handle.

Adjusting the pressure settings

Grab the pressure dial (3) gently and turn it clock wise. You should hear a click and the device should start up. Then turn it freely clockwise to increase and counter clockwise to decrease the pressure. The machine will stop automatically after 3 minutes if not used. If you need to use it again please turn it on and off again.

Using the oral irrigator:

Lean low over the sink and place the jet tip in your mouth. Aim the tip towards the your teeth. With your free hand turn the device on. Set the pressure at the desired setting. Direct the stream by turning the knob (6) to adjust the angle. Turn the pause button (8) into the ON position.

Recommended Technique

Direct the stream of water at a 90 degree angle to your gumline, slightly close lips to avoid splashing but allow the water to flow freely from the mouth into the sink. For best results start in the molar area (back teeth) working towards the front teeth. Glide the jet tip along the gumline pausing briefly between teeth. Continue the process until all areas around and between the teeth have been cleaned.

When finished

Turn off the unit and remove any liquids left in the reservoir. Unplug the unit.

Special tips instructions:

11. Periodontal tip: The tip delivered water or anti bacterial solution deep into periodontal pockets.

To use the tip lean over low over your sink and place the soft tip against a tooth at a 45 degree angle and gently place the tip under the gumline. Turn the unit to the lowest pressure setting then clean gently following the gumline.

12. Orthodontic tip

The special tip is uniquely designed to simultaneously brush and rinse hard to reach places around braces and other dental work.

To use it lean low over the sink and use the brush bristles to clean around the dental work. Water will flow thru the brush and rinse away any debris that is removed.

14. Tongue cleaner

Lean over the sink, place the tongue cleaner on your tongue and start the unit using the lowest pressure setting and increase slowly as comfortable. Gently place the tongue cleaner in the center / midline of your tongue about half way back and with light pressure pull forward.

Cleaning

After using any special solution in the reservoir take a moment to rinse the unit.

Partially fill the reservoir with warm tap water, aim the jet tip into the sink and turn on letting the reservoir to empty. This will help keeping the tip from clogging and help your unit to last longer.


Clean the unit only with a soft non-abrasive cloth. Do not use any abrasive chemicals.

Technical data:

Power Source: 220-240V 50/60Hz

Power: 18W

Power Max: 30 W

 To protect your environment: please separate carton boxes and plastic bags and dispose them in corresponding waste bins. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.

SICHERHEITSBEDINGUNGEN WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUR
SICHERHEIT DER VERWENDUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN
UND FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE AUFBEWAHREN
SICHERHEITSBEDINGUNGEN WICHTIGE ANWEISUNGEN ZUR
SICHERHEIT DER BENUTZUNG BITTE
LESEN SIE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIE
ZUKÜNFTIGE VERWEISE AUF

Die Garantiebedingungen sind unterschiedlich, wenn das Gerät für kommerzielle Zwecke verwendet wird.

1. Lesen Sie das Produkt vor der Verwendung sorgfältig durch und beachten Sie immer die folgenden Punkte
Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Missbrauch entstehen.
2. Das Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke
kompatibel mit seiner Anwendung.
3. Die anwendbare Spannung beträgt 220-240 V, ~ 50 Hz. Aus Sicherheitsgründen ist dies nicht angebracht
Schließen Sie mehrere Geräte an eine Steckdose an.
4. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kinder benutzen. Lassen Sie die Kinder nicht mit dem spielen
Produkt. Lassen Sie Kinder oder Personen, die das Gerät nicht kennen, es nicht ohne verwenden
Aufsicht.
5. **WARNUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit verwendet werden
verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder
Kenntnis des Gerätes, nur unter Aufsicht einer für deren Verantwortlichen verantwortlichen Person
Sicherheit, oder wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sich dessen bewusst sind
Gefahren im Zusammenhang mit seinem Betrieb. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung
Die Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind vorbei

- 8 Jahre alt und diese Aktivitäten werden unter Aufsicht durchgeführt.
6. Nachdem Sie das Produkt nicht mehr verwenden, denken Sie immer daran, den Stecker vorsichtig zu entfernen
Die Steckdose hält die Steckdose mit der Hand. Niemals am Netzkabel ziehen !!!
7. Stecken Sie niemals das Netzkabel, den Stecker oder das gesamte Gerät ins Wasser. Setzen Sie niemals die Produkt unter atmosphärischen Bedingungen wie direkter Sonneneinstrahlung oder Regen usw. Verwenden Sie niemals das Produkt unter feuchten Bedingungen.
8. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ist das Produkt sollte an einen professionellen Servicestandort übergeben werden, um ersetzt zu werden, um dies zu vermeiden gefährliche Situationen.
9. Verwenden Sie das Produkt niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde auf andere Weise oder wenn es nicht richtig funktioniert. Versuchen Sie nicht, das defekte Produkt zu reparieren selbst, weil es zu einem elektrischen Schlag führen kann. Schalten Sie das beschädigte Gerät immer auf a professioneller Servicestandort, um es zu reparieren. Alle Reparaturen können nur von durchgeführt werden autorisierte Serviceprofis. Die Reparatur, die falsch durchgeführt wurde, kann dazu führen gefährliche Situationen für den Benutzer.
10. Stellen Sie das Produkt niemals auf oder in der Nähe von heißen oder warmen Oberflächen oder Küchengeräten auf wie der elektrische Ofen oder Gasbrenner.
11. Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von brennbaren Stoffen.
12. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
13. Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt an die Stromquelle angeschlossen. Sogar wenn Die Verwendung wird für kurze Zeit unterbrochen. Schalten Sie das

Netzwerk aus und ziehen Sie den Netzstecker.

14. Um zusätzlichen Schutz zu bieten, wird empfohlen, Reststrom zu installieren

Gerät (RCD) im Stromkreis mit einer Reststromstärke von nicht mehr als 30 mA.

Wenden Sie sich in dieser Angelegenheit an einen professionellen Elektriker

15. Das Gerät muss so montiert werden, dass es nicht ins Wasser fallen oder auf den Boden fallen kann. Der Stecker sollte immer zugänglich sein.

16. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, bringen Sie das Ladegerät zu einem Servicecenter.

17. Eine beschädigte oder nicht funktionierende Einheit sollte nicht mehr verwendet werden.

18. Ändern oder reparieren Sie das Produkt nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.

19. Die Zahnbürste ist nicht für Kinder unter drei Jahren bestimmt.

Kinder ab 3 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen können die Zahnbürste verwenden, wenn sie beaufsichtigt wurden oder

Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und zum Verständnis der damit verbundenen Gefahren.

20. VORSICHT Kinder sollten das Gerät nicht reinigen oder warten

21. VORSICHT Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen sicher benutzen

22. Oralbewässerungsgeräte dürfen nur mit Flüssigkeiten verwendet werden, die in den Anweisungen des Herstellers definiert sind.

23. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile oder Ladegeräte, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.

24. Wenn das Produkt fallen gelassen wird, sollte der Bürstenkopf / Bewässerungsstrahl vor dem nächsten Gebrauch ausgetauscht werden, auch wenn keine Schäden sichtbar sind.

25. Ersetzen Sie den Bürstenkopf alle 3 Monate oder früher, wenn der

Bürstenkopf abgenutzt ist.

26. Kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

27. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder Flüssigkeit und lagern Sie es nicht dort, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.

28. Greifen Sie nicht danach, wenn Sie ins Wasser gefallen sind.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

29. Öffnen und zerlegen Sie das Gerät nicht. Für das Recycling von Batterien entsorgen Sie bitte das gesamte Gerät gemäß den örtlichen Umweltbestimmungen.

30. Das Öffnen des Geräts zerstört das Gerät und führt zum Erlöschen der Garantie.

31. Halten Sie beim Herausziehen immer den Netzstecker anstelle des Kabels.

32. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

33. Wenn Sie wegen einer Mundpflege behandelt werden, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Zahnarzt.

34. Dieses Gerät ist ein Körperpflegegerät und nicht zur Verwendung bei mehreren Patienten in einer Zahnarztpraxis oder -einrichtung vorgesehen.

35. Leiten Sie kein Wasser unter die Zunge, in das Ohr, die Nase oder andere empfindliche Bereiche. Dieses Produkt kann Drücke erzeugen, die in diesen Bereichen ernsthafte Schäden verursachen können.

36. Leiten Sie kein Wasser in die Nase oder das Ohr. Die möglicherweise tödliche Amöbe *Naegleria fowleri* kann in Leitungswasser oder nicht chloriertem Brunnenwasser vorhanden sein und tödlich sein, wenn sie in diese Gebiete geleitet wird.

Gerätebeschreibung:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservoir Deckel 6. 360 rotierende Spitze

7. Tipp Popup-Knopf 8. .. Pause-Taste

9. Saugnäpfe 10. Hochdruckspitze 11. Parodontalspitze 12. Kieferorthopädische Spitze 13.

Zahnbelagspitze

14. Zungenreinigerspitze

Reservoir vorbereiten

Nehmen Sie den Deckel (5) vom Boden ab und füllen Sie den Behälter mit lauwarmem Wasser. Stellen Sie den Behälter auf den Boden und drücken Sie ihn fest nach unten. Setzen Sie dann den Deckel wieder auf.

Einfügen und Entfernen von Tipps:

Führen Sie die Spitze in die Mitte des Knopfes oben am Griff des Dentalstrahls ein. Der farbige Ring wird eingeblendet und es ertönt ein Klickgeräusch, das darauf hinweist, dass die Spitze richtig eingerastet ist. Um die Spitze vom Griff zu entfernen, drücken Sie die Auswurfaste für die Düsen Spitze (7) auf der linken Seite des Fabrings und ziehen Sie die Spitze vom Griff ab.

Anpassen der Druckeinstellungen

Fassen Sie den Druckschalter (3) vorsichtig an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Sie sollten ein Klicken hören und das Gerät sollte starten. Drehen Sie ihn dann frei im Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern. Die Maschine stoppt automatisch nach 3 Minuten, wenn sie nicht benutzt wird. Wenn Sie es erneut verwenden müssen, schalten Sie es bitte ein und wieder aus.

Verwendung des Mundspülers:

Beugen Sie sich tief über das Waschbecken und stecken Sie die Düsen Spitze in Ihren Mund. Richten Sie die Spitze auf Ihre Zähne. Schalten Sie das Gerät mit Ihrer freien Hand ein. Stellen Sie den Druck auf die gewünschte Einstellung ein. Lenken Sie den Strahl, indem Sie den Knopf (6) drehen, um den Winkel einzustellen. Stellen Sie den Pausenknopf (8) auf ON.

Empfohlene Technik

Richten Sie den Wasserstrahl in einem Winkel von 90 Grad auf Ihren Zahnfleischsaum und schließen Sie die Lippen leicht, um Spritzer zu vermeiden. Lassen Sie das Wasser jedoch ungehindert aus dem Mund in das Waschbecken fließen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie im Backenzahnbereich (hintere Zähne) in Richtung der vorderen Zähne arbeiten. Gleiten Sie mit der Düsen Spitze am Zahnfleischrand entlang und machen Sie eine kurze Pause zwischen den Zähnen. Setzen Sie den Vorgang fort, bis alle Bereiche um und zwischen den Zähnen gereinigt wurden.

Wenn Sie fertig sind

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle im Behälter verbleibenden Flüssigkeiten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Spezielle tipps anweisungen:

11. Parodontalspitze: Die Spitze lieferte Wasser oder antibakterielle Lösung tief in parodontale Taschen. Um die Spitze zu benutzen, beugen Sie sich über Ihr Waschbecken und platzieren Sie die weiche Spitze gegen einen Zahn in einem Winkel von 45 Grad und platzieren Sie die Spitze vorsichtig unter dem Zahnfleischrand. Drehen Sie das Gerät auf die niedrigste Druckeinstellung und reinigen Sie es vorsichtig im Anschluss an den Zahnfleischsaum.

12. Kieferorthopädische Spitze

Die spezielle Spitze wurde speziell für das gleichzeitige Bürsten und Spülen schwer zugänglicher Stellen rund um Zahnspangen und andere zahnärztliche Arbeiten entwickelt.

Um es zu verwenden, beugen Sie sich tief über den Snk und verwenden Sie die Bürstenborsten, um die Zahnbürste zu reinigen. Das Wasser fließt durch die Bürste und spült alle Rückstände ab, die entfernt werden.

14. Zungenreiniger

Lehnen Sie sich über das Waschbecken, legen Sie den Zungenreiniger auf Ihre Zunge und starten Sie das Gerät mit der niedrigsten Druckeinstellung und erhöhen Sie den Wert langsam und bequem. Platzieren Sie den Zungenreiniger vorsichtig in der Mitte / Mittellinie Ihrer Zunge auf halbem Weg nach hinten und ziehen Sie ihn mit leichtem Druck nach vorne.

Reinigung

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das Gerät zu spülen, nachdem Sie eine spezielle Lösung in den Vorratsbehälter gegeben haben.

Füllen Sie den Vorratsbehälter teilweise mit warmem Leitungswasser, richten Sie die Düsenspitze auf das Spülbecken und lassen Sie den Vorratsbehälter zum Entleeren einschalten. Dies verhindert, dass die Spitze verstopft, und verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Chemikalien.

Technische Daten:

Spannungsquelle: 220-240 V, 50/60 Hz

Leistung: 18W

Max. Leistung: 30 W



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!

CONDITIONS DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR
LA SÉCURITÉ D'UTILISATION VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE
CONDITIONS DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR
LA SÉCURITÉ D'UTILISATION S'IL VOUS PLAÎT
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
FUTURE

Les conditions de garantie sont différentes si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

1. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement et toujours respecter ce qui suit instructions. Le fabricant n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation.
2. Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. N'utilisez pas le produit à des fins non compatibles avec son application.
3. La tension applicable est de 220-240V, ~ 50Hz. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas connectez plusieurs appareils à une prise de courant.
4. S'il vous plaît être prudent lors de l'utilisation autour des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Ne laissez pas les enfants ou les personnes qui ne connaissent pas l'appareil l'utiliser sans surveillance.

5. **AVERTISSEMENT:** cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes sans expérience ou connaissance de l'appareil, uniquement sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité, ou s'ils ont été informés sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et connaissent dangers liés à son fonctionnement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage

et l'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants à moins qu'ils ne soient

8 ans et ces activités sont effectuées sous surveillance.

6. Une fois que vous avez fini d'utiliser le produit, n'oubliez pas de retirer délicatement la fiche de la prise de courant tenant la prise avec votre main. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation !!!

7. Ne mettez jamais le câble d'alimentation, la fiche ou l'ensemble de l'appareil dans l'eau. N'exposez jamais le produit aux conditions atmosphériques telles que la lumière directe du soleil ou la pluie, etc.

produit dans des conditions humides.

8. Vérifiez périodiquement l'état du câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, le produit doit être confié à un centre de service professionnel pour être remplacé afin d'éviter

situations dangereuses.

9. N'utilisez jamais le produit avec un câble d'alimentation endommagé ou s'il est tombé ou est endommagé

de toute autre manière ou si cela ne fonctionne pas correctement.

N'essayez pas de réparer le produit défectueux vous-même car cela peut entraîner un choc électrique. Mettez toujours l'appareil endommagé en

emplacement de service professionnel afin de le réparer. Toutes les réparations ne peuvent être effectuées que par professionnels de service autorisés. La réparation qui n'a pas été effectuée correctement peut entraîner situations dangereuses pour l'utilisateur.

10. Ne placez jamais le produit sur ou à proximité de surfaces chaudes ou chaudes ou des appareils de cuisine comme le four électrique ou le brûleur à gaz.

11. N'utilisez jamais le produit à proximité de combustibles.

12. Ne laissez pas le cordon pendre du bord du comptoir ou toucher des surfaces chaudes.

13. Ne laissez jamais le produit connecté à la source d'alimentation sans surveillance. Même quand

l'utilisation est interrompue pendant une courte période, éteignez-le du

réseau, débranchez l'alimentation.

Afin de fournir une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un courant résiduel dispositif (RCD) dans le circuit de puissance, avec un courant résiduel pas plus de 30 mA.

Contactez un électricien professionnel à ce sujet

15. L'appareil doit être monté de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau ou tomber au sol. La fiche doit toujours être accessible.

16. Vérifiez régulièrement que le cordon n'est pas endommagé. Si le cordon est endommagé, apportez le chargeur dans un centre de service.

17. Une unité endommagée ou non fonctionnelle ne doit plus être utilisée.

18. Ne modifiez ni ne réparez le produit. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

19. La brosse à dents n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants de moins de trois ans. Les enfants à partir de 3 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser la brosse à dents s'ils ont été surveillés ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les risques encourus.

20. ATTENTION Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil

21. ATTENTION Les enfants de 3 à 8 ans ne peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité que sous la surveillance d'adultes

22. Les irrigants oraux doivent être utilisés uniquement avec les liquides définis dans les instructions du fabricant.

23. Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs non recommandés par le fabricant.

24. En cas de chute du produit, la tête de brosse / le jet d'irrigateur doit être remplacé avant la prochaine utilisation, même si aucun dommage n'est visible.

25. Remplacez la tête de brosse tous les 3 mois ou plus tôt si la tête de

brosse est utilisée.

26. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.

27. Ne placez pas l'appareil dans l'eau ou dans un liquide et ne le rangez pas dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.

28. Ne l'atteignez pas lorsqu'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

29. N'ouvrez pas et ne démontez pas l'appareil. Pour le recyclage de la batterie, veuillez jeter l'appareil entier conformément aux réglementations environnementales locales.

30. L'ouverture de l'appareil détruira l'appareil et annulera la garantie.

31. Lors du débranchement, tenez toujours la fiche d'alimentation au lieu du cordon.

32. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.

33. Si vous suivez un traitement pour un problème de santé bucco-dentaire, consultez votre dentiste avant utilisation.

34. Cet appareil est un appareil de soins personnels et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs patients dans un cabinet ou une institution dentaire.

35. Ne dirigez pas d'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez ou d'autres zones délicates. Ce produit est capable de produire des pressions qui peuvent causer de graves dommages dans ces zones.

36. Ne dirigez pas d'eau dans le nez ou l'oreille. L'amibe potentiellement mortelle, *Naegleria fowleri*, peut être présente dans l'eau du robinet ou dans l'eau de puits non chlorée et peut être mortelle si elle est dirigée vers ces zones.

Description de l'appareil:

1. Tip 2. Réservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Couvercle du réservoir 6. Pointe rotative 360

7. Bouton Pop-Up Tip 8. Bouton Pause

9. Ventouses 10. Pointe haute pression 11. Pointe parodontale 12. Pointe orthodontique 13. Pointe de plaque dentaire

14. Embout de nettoyeur de langue

Préparer le réservoir

Retirez le couvercle (5) de la base et remplissez le réservoir avec de l'eau tiède. Placez le réservoir sur la base et appuyez fermement puis replacez le couvercle.

Insertion et retrait des embouts:

Insérez la pointe dans le centre du bouton en haut de la poignée du jet dentaire. La bague colorée apparaîtra et produira un clic indiquant que la pointe est correctement verrouillée. Pour retirer la pointe de la poignée,

appuyez sur le bouton d'éjection de la pointe du jet (7) situé sur le côté gauche de la bague de couleur et retirez la pointe de la poignée.

Réglage des paramètres de pression

Saisissez doucement le cadran de pression (3) et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous devriez entendre un clic et le périphérique devrait démarrer. Ensuite, tournez-le librement dans le sens horaire pour augmenter et dans le sens contraire pour diminuer la pression. La machine s'arrêtera automatiquement après 3 minutes si elle n'est pas utilisée. Si vous avez besoin de l'utiliser à nouveau, veuillez l'activer et le désactiver à nouveau.

En utilisant l'irrigator oral:

Penchez-vous au-dessus de l'évier et placez l'embout du jet dans votre bouche. Dirigez la pointe vers les dents. Avec votre main libre, allumez l'appareil. Réglez la pression sur le réglage souhaité. Dirigez le flux en tournant le bouton (6) pour régler l'angle. Tournez le bouton de pause (8) en position ON.

Technique recommandée

Dirigez le jet d'eau à un angle de 90 degrés par rapport à votre ligne gingivale, fermez légèrement les lèvres pour éviter les éclaboussures mais laissez l'eau couler librement de la bouche à l'évier. Pour de meilleurs résultats, commencez par la région molaire (dents postérieures) en allant vers les dents antérieures. Glissez la pointe du jet le long de la ligne gingivale en faisant une brève pause entre les dents. Continuez le processus jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents aient été nettoyées.

Une fois terminé

Éteignez l'appareil et retirez tout liquide restant dans le réservoir. Débranchez l'appareil.

Conseils spéciaux:

11. Pointe parodontale: La pointe a fourni de l'eau ou une solution antibactérienne profondément dans les poches parodontales.

Pour utiliser la pointe, penchez-vous au-dessus de votre évier et placez la pointe souple contre une dent à un angle de 45 degrés, puis placez-la doucement sous la gencive. Tournez l'appareil à la pression la plus basse puis nettoyez doucement en suivant le contour des gencives.

12. pointe orthodontique

La pointe spéciale est spécialement conçue pour brosser et rincer simultanément les endroits difficiles autour des appareils orthodontiques et autres travaux dentaires.

Pour l'utiliser, penchez-vous doucement et utilisez les poils de la brosse pour nettoyer les dents. L'eau passera à travers la brosse et rincerà tous les débris enlevés.

14. Nettoyeur de langue

Penchez-vous au-dessus de l'évier, placez le cure-langue sur votre langue et démarrez l'appareil en utilisant le réglage de pression le plus bas, puis augmentez-le lentement et confortablement. Placez délicatement le cure-langue au centre / au milieu de votre langue à peu près à mi-chemin et tirez légèrement.

Nettoyage

Après avoir utilisé une solution spéciale dans le réservoir, prenez un moment pour rincer l'appareil.

Remplissez partiellement le réservoir avec de l'eau chaude du robinet, dirigez la buse dans l'évier et allumez-le en laissant le réservoir se vider. Cela vous aidera à éviter que l'embout ne s'obstrue et à votre appareil de durer plus longtemps.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux non abrasif. Ne pas utiliser de produits chimiques abrasifs.

Données techniques:

Source d'alimentation: 220-240V 50 / 60Hz

Puissance: 18W

Puissance maximale: 30 W



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.
Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES
SOBRE SEGURIDAD DE USO LEA ATENTAMENTE Y GUARDE
PARA FUTURAS CONSULTAS

CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES
SOBRE SEGURIDAD DE USO POR FAVOR
LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Las condiciones de garantía son diferentes si el dispositivo se utiliza con fines comerciales.

1. Antes de usar el producto, lea atentamente y cumpla siempre con lo siguiente

instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños debidos a un mal uso.

2. El producto solo debe utilizarse en interiores. No utilice el producto para ningún propósito que no sea compatible con su aplicación.

3. El voltaje aplicable es 220-240 V, ~ 50 Hz. Por razones de seguridad, no es apropiado conecte varios dispositivos a una toma de corriente.

4. Tenga cuidado al usarlo con niños. No deje que los niños jueguen con el

producto. No permita que los niños o personas que no conozcan el dispositivo lo utilicen sin supervisión.

5. **ADVERTENCIA:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia o

conocimiento del dispositivo, solo bajo la supervisión de una persona responsable de su

seguridad, o si recibieron instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y conocen las

peligros asociados con su funcionamiento. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Limpieza

y el mantenimiento del dispositivo no debe ser realizado por niños a menos que hayan terminado

8 años de edad y estas actividades se realizan bajo supervisión.

6. Después de que haya terminado de usar el producto, recuerde siempre quitar suavemente el enchufe de toma de corriente sosteniendo la toma de corriente con la mano. ¡Nunca tire del cable de alimentación!

7. Nunca coloque el cable de alimentación, el enchufe o todo el dispositivo en el agua. Nunca exponga el producto a condiciones atmosféricas como la luz solar directa o la lluvia, etc. Nunca utilice el producto en condiciones húmedas.

8. Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, el producto debe dirigirse a un lugar de servicio profesional para ser reemplazado a fin de evitar situaciones peligrosas.

9. Nunca utilice el producto con un cable de alimentación dañado o si se ha caído o dañado de cualquier otra forma o si no funciona correctamente. No intente reparar el producto defectuoso usted mismo porque puede provocar una descarga eléctrica. Gire siempre el dispositivo dañado a un Ubicación de servicio profesional para repararlo. Todas las reparaciones pueden ser realizadas únicamente por profesionales de servicio autorizados. La reparación que se realizó incorrectamente puede causar situaciones peligrosas para el usuario.

10. Nunca coloque el producto sobre o cerca de superficies calientes o calientes o los electrodomésticos de la cocina como el horno eléctrico o la hornilla de gas.

11. Nunca use el producto cerca de combustibles.

12. No deje que el cable cuelgue del borde de la encimera ni toque superficies calientes.

13. Nunca deje el producto conectado a la fuente de alimentación sin supervisión. Incluso cuando el uso se interrumpe brevemente, apáguelo de la red, desenchufe la alimentación.

14. Para proporcionar protección adicional, se recomienda instalar

- corriente residual
dispositivo (RCD) en el circuito de alimentación, con una clasificación de corriente residual no superior a 30 mA.
Póngase en contacto con un electricista profesional en este asunto.
15. El aparato debe montarse de manera que no pueda caer al agua o al suelo. El enchufe siempre debe estar accesible.
 16. Compruebe periódicamente si el cable está dañado. Si el cable está dañado, lleve la unidad de carga a un centro de servicio.
 17. Ya no se debe utilizar una unidad dañada o que no funcione.
 18. No modifique ni repare el producto. Esto puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
 19. El cepillo de dientes no está diseñado para que lo utilicen niños menores de tres años. Los niños a partir de los 3 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar el cepillo de dientes si han sido supervisados o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenda los peligros implicados.
 20. PRECAUCIÓN Los niños no deben limpiar ni mantener el aparato.
 21. PRECAUCIÓN Los niños de 3 a 8 años pueden utilizar el dispositivo de forma segura solo bajo la supervisión de adultos.
 22. Los irrigadores bucales se deben utilizar únicamente con los líquidos definidos en las instrucciones del fabricante.
 23. Utilice este producto únicamente para el uso previsto, como se describe en este manual. No utilice accesorios o cargadores que no estén recomendados por el fabricante.
 24. Si el producto se cae, el cabezal del cepillo / chorro de irrigación debe reemplazarse antes del próximo uso, incluso si no hay daños visibles.
 25. Sustituya el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes si el cabezal del cepillo se desgasta.
 26. Las piezas pequeñas pueden presentar peligro de asfixia.
 27. No coloque el aparato en agua o líquido ni lo guarde en un lugar donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o fregadero.
 28. No lo alcance cuando se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.

29. No abra ni desmonte el dispositivo. Para el reciclaje de la batería, deseche todo el dispositivo de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

30. Abrir el dispositivo destruirá el aparato e invalidará la garantía.

31. Al desenchufar, sujete siempre el enchufe en lugar del cable.

32. No toque el enchufe con las manos mojadas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.

33. Si está en tratamiento por alguna afección del cuidado bucal, consulte a su dentista antes de usarlo.

34. Este aparato es un dispositivo de cuidado personal y no está diseñado para su uso en varios pacientes en una clínica o institución dental.

35. No dirija el agua debajo de la lengua, en el oído, la nariz u otras áreas delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar daños graves en estas áreas.

36. No dirija agua a la nariz o al oído. La ameba potencialmente mortal, *Naegleria fowleri*, puede estar presente en un poco de agua del grifo o agua de pozo sin cloro y puede ser fatal si se dirige a estas áreas.

Descripción del aparato:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservoir tapa 6. 360 punta giratoria

7. Botón emergente de propina 8 .. Botón de pausa

9. Ventosas 10. Punta de alta presión 11. Punta periodontal 12. Punta de ortodoncia 13. Punta de placa dental

14. Punta limpiador de lengua.

Preparando el reservorio

Retire la tapa (5) de la base y llene el depósito con agua tibia. Coloque el depósito en la base y presione hacia abajo firmemente y luego vuelva a colocar la tapa.

Insertando y quitando puntas:

Inserte la punta en el centro de la perilla en la parte superior del mango del chorro dental, el anillo de color se abrirá y hará un clic que indica que la punta está correctamente bloqueada en su lugar. Para quitar la punta del mango, presione el botón de expulsión de la punta del chorro (7) en el lado izquierdo del anillo de color y tire de la punta del mango.

Ajustando los ajustes de presión

Agarre suavemente el disco de presión (3) y gírelo hacia la derecha. Debería escuchar un clic y el dispositivo debería iniciarse. Luego gírelo libremente hacia la derecha para aumentar y hacia la izquierda para disminuir la presión. La máquina se detendrá automáticamente después de 3 minutos si no se utiliza. Si necesita volver a utilizarlo, enciéndalo y apáguelo nuevamente.

Utilizando el irrigador oral:

Inclínese sobre el fregadero y coloque la punta del chorro en la boca. Apunta la punta hacia tus dientes. Con tu mano libre enciende el dispositivo. Ajuste la presión en el ajuste deseado. Dirija la corriente girando el botón (6) para ajustar el ángulo. Gire el botón de pausa (8) a la posición ON.

Técnica Recomendada

Dirija el chorro de agua en un ángulo de 90 grados a su línea de la encía, cierre los labios ligeramente para evitar salpicaduras pero permita que el agua fluya libremente de la boca al fregadero. Para mejores resultados, comience en el área molar (dientes posteriores) trabajando hacia los dientes frontales. Deslice la punta del chorro a lo largo de la encía haciendo una breve pausa entre los dientes. Continuar el proceso hasta que se hayan limpiado todas las áreas alrededor y entre los dientes.

Cuando esté terminado

Apague la unidad y elimine cualquier líquido que quede en el depósito. Desenchufe la unidad.

Consejos especiales de instrucciones:

11. Punta periodontal: la punta suministra agua o solución antibacteriana en las bolsas periodontales. Para usar la punta, inclínese sobre su fregadero y coloque la punta suave contra un diente en un ángulo de 45 grados y coloque suavemente la punta debajo de la línea de la encía. Gire la unidad al ajuste de presión más bajo y luego limpie suavemente siguiendo la línea de las encías.

12. punta de ortodoncia

La punta especial tiene un diseño único para cepillar y enjuagar al mismo tiempo los lugares difíciles alrededor de los aparatos ortopédicos y otros trabajos dentales.

Para usarlo, inclínese sobre el snk y use las cerdas del cepillo para limpiar todo el trabajo dental. El agua fluirá a través del cepillo y enjuaga los residuos que se eliminan.

14. Limpiador de lengua

Inclínese sobre el fregadero, coloque el limpiador de lengua en su lengua y encienda la unidad con el ajuste de presión más bajo y aumente lentamente a medida que sea cómodo. Coloque suavemente el limpiador de lengua en la línea media / central de su lengua aproximadamente a la mitad y con una ligera presión tire hacia adelante.

Limpieza

Después de usar cualquier solución especial en el depósito, tome un momento para enjuagar la unidad.

Llene parcialmente el depósito con agua tibia del grifo, apunte la punta del chorro hacia el fregadero y encienda dejando que se vacíe el depósito. Esto ayudará a evitar que la punta se obstruya y ayudará a que su unidad dure más tiempo.

Limpie la unidad solo con un paño suave no abrasivo. No utilice productos químicos abrasivos.

Datos técnicos:

Fuente de energía: 220-240V 50 / 60Hz

Potencia: 18W

Potencia máxima: 30 W



Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de

(PT) PORTUGUÊS

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA DE USO, LEIA COM ATENÇÃO E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA DE USO, POR FAVOR

LEIA COM ATENÇÃO E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

As condições de garantia são diferentes se o dispositivo for usado para fins comerciais.

1. Antes de usar o produto, leia com atenção e sempre cumpra o seguinte

instruções. O fabricante não é responsável por quaisquer danos devido a qualquer uso indevido.

2. O produto só deve ser usado em ambientes internos. Não use o produto para qualquer propósito que não seja compatível com a sua aplicação.

3. A tensão aplicável é 220-240V, ~ 50Hz. Por razões de segurança, não é apropriado conecte vários dispositivos a uma tomada.

4. Por favor, tenha cuidado ao usar perto de crianças. Não deixe as crianças brincarem com o produtos. Não deixe que crianças ou pessoas que não conheçam o dispositivo o utilizem sem supervisão.

5. AVISO: Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas sem experiência ou

conhecimento do dispositivo, apenas sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua

segurança, ou se eles foram instruídos sobre o uso seguro do dispositivo e estão cientes dos

perigos associados à sua operação. As crianças não devem brincar com

- o dispositivo. Limpeza e a manutenção do dispositivo não deve ser realizada por crianças, a menos que já tenham terminado 8 anos de idade e essas atividades são realizadas sob supervisão.
6. Depois de terminar de usar o produto, lembre-se sempre de remover suavemente o plugue do a tomada segurando a tomada com a mão. Nunca puxe o cabo de alimentação !!!
7. Nunca coloque o cabo de alimentação, a ficha ou todo o dispositivo na água. Nunca exponha o produto às condições atmosféricas, como luz solar direta ou chuva, etc. Nunca use o produto em condições úmidas.
8. Verifique periodicamente a condição do cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, o produto deve ser encaminhado para um local de serviço profissional para ser substituído, a fim de evitar situações perigosas.
9. Nunca use o produto com um cabo de alimentação danificado ou se ele caiu ou foi danificado de outra forma ou se não funcionar corretamente. Não tente reparar o produto defeituoso você mesmo porque pode levar a um choque elétrico. Sempre vire o dispositivo danificado para um local de serviço profissional para repará-lo. Todos os reparos podem ser feitos apenas por profissionais de serviço autorizados. O reparo que foi feito incorretamente pode causar situações perigosas para o usuário.
10. Nunca coloque o produto sobre ou perto de superfícies quentes ou quentes ou de aparelhos de cozinha como o forno elétrico ou o queimador a gás.
11. Nunca use o produto próximo a combustíveis.
12. Não deixe o cabo pendurado na borda do balcão ou toque em superfícies quentes.
13. Nunca deixe o produto conectado à fonte de alimentação sem

supervisão. Mesmo quando o uso é interrompido por um curto período de tempo, desligue-o da rede, desconecte a energia.

14. A fim de fornecer proteção adicional, é recomendado instalar corrente residual dispositivo (RCD) no circuito de alimentação, com uma classificação de corrente residual não superior a 30 mA.

Contate um eletricista profissional neste assunto

15. O aparelho deve ser montado de forma que não possa cair na água ou cair no chão. O plugue deve estar sempre acessível.

16. Verifique periodicamente se o cabo está danificado. Se o cabo estiver danificado, leve a unidade de carregamento a um Centro de Assistência.

17. Uma unidade danificada ou que não funciona não deve mais ser usada.

18. Não modifique ou repare o produto. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

19. A escova de dentes não se destina a ser utilizada por crianças com menos de três anos. Crianças a partir dos 3 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento podem usar a escova de dentes se tiverem supervisão ou

instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenda os perigos envolvidos.

20. CUIDADO As crianças não devem limpar ou manter o aparelho

21. CUIDADO Crianças de 3 a 8 anos de idade podem usar o dispositivo com segurança somente sob a supervisão de adultos

22. Irrigadores orais devem ser usados apenas com líquidos definidos nas instruções do fabricante.

23. Use este produto apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios ou carregadores que não sejam recomendados pelo fabricante.

24. Se o produto cair, a cabeça da escova / jato irrigador deve ser substituída antes do próximo uso, mesmo que nenhum dano seja visível.

25. Substitua a cabeça da escova a cada 3 meses ou antes, se a

cabeça da escova ficar gasta.

26. Peças pequenas podem apresentar risco de asfixia.

27. Não coloque o aparelho na água ou líquido, nem armazene onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.

28. Não tente pegá-lo quando ele cair na água. Desligue imediatamente.

29. Não abra e desmonte o dispositivo. Para a reciclagem da bateria, descarte todo o dispositivo de acordo com os regulamentos ambientais locais.

30. A abertura do dispositivo irá destruir o aparelho e invalidar a garantia.

31. Ao desconectar, sempre segure o plugue de alimentação ao invés do cabo.

32. Não toque no plugue de alimentação com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.

33. Se você estiver passando por tratamento para qualquer problema de higiene bucal, consulte seu dentista antes de usar.

34. Este aparelho é um dispositivo de cuidados pessoais e não se destina ao uso em vários pacientes em um consultório ou instituição odontológica.

35. Não coloque água sob a língua, na orelha, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é capaz de produzir pressões que podem causar sérios danos nessas áreas.

36. Não direcione a água para o nariz ou ouvido. A ameba potencialmente mortal, *Naegleria fowleri*, pode estar presente em alguma água da torneira ou água de poço sem cloro e pode ser fatal se dirigida a essas áreas.

Descrição do dispositivo:

1. Tip 2. Reservatório 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservatório 6 6. 360 ponta rotativa

7. Botão de pop-up da dica 8 .. Botão de pausa

9. Copos de sucção 10. Ponta de alta pressão 11. Ponta periodontal 12. Ponta ortodôntica 13. Dica da placa bacteriana

14. ponta do líquido de limpeza da lingüeta

Preparando o reservatório

Retire a tampa (5) da base e encha o reservatório com água morna. Coloque o reservatório na base e pressione firmemente, em seguida, coloque a tampa de volta.

Inserindo e removendo dicas:

Insira a ponta no centro do botão na parte superior da alça do jato dental, o anel colorido irá aparecer e fará um clique indicando que a ponta está corretamente encaixada no lugar. Para remover a ponta da alça, pressione o botão de ejeção da ponta do jato (7) no lado esquerdo do anel colorido e puxe a ponta da alça.

Ajustando as configurações de pressão

Agarre o botão de pressão (3) com cuidado e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio. Você deve ouvir um clique e o dispositivo deve iniciar. Em seguida, gire-o livremente no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir a pressão. A máquina irá parar automaticamente após 3 minutos se não for usada. Se

você precisar usá-lo novamente, ligue-o e desligue-o novamente.

Usando o irrigador oral:

Incline-se sobre a pia e coloque a ponta do jato em sua boca. Aponte a ponta para os seus dentes. Com a mão livre, ligue o dispositivo. Ajuste a pressão na configuração desejada. Direcione o fluxo girando o botão (6) para ajustar o ângulo. Gire o botão de pausa (8) para a posição ON.

Técnica recomendada

Direcione o fluxo de água em um ângulo de 90 graus para a gengiva, lábios ligeiramente fechados para evitar salpicos, mas permita que a água flua livremente da boca para a pia. Para melhores resultados, inicie na área do molar (dentes posteriores), trabalhando em direção aos dentes da frente. Deslize a ponta do jato ao longo da linha da gengiva, pausando brevemente entre os dentes. Continue o processo até que todas as áreas ao redor e entre os dentes tenham sido limpas.

Quando terminado

Desligue a unidade e remova todos os líquidos deixados no reservatório. Desligue a unidade.

Dicas especiais instruções:

11. Ponta periodontal: A ponta distribui água ou solução antibacteriana profundamente nos bolsos periodontais. Para usar a ponta, incline-se para baixo sobre a pia e coloque a ponta macia contra um dente em um ângulo de 45 graus e, gentilmente, coloque a ponta sob a linha da gengiva. Gire a unidade para a configuração de pressão mais baixa e limpe suavemente seguindo a linha das gengivas.

12. Ponta Ortodôntica

A dica especial é projetada exclusivamente para escovar e enxaguar simultaneamente, com dificuldade, para alcançar lugares próximos a aparelhos ortodônticos e outros trabalhos dentários.

Para usá-lo, incline-se para baixo sobre a pele e use as cerdas da escova para limpá-las em torno da superfície dentária. A água fluirá através do pincel e enxaguará quaisquer detritos que forem removidos.

14. limpador de língua

Incline-se sobre a pia, coloque o limpador de língua em sua língua e inicie a unidade usando a configuração de pressão mais baixa e aumente-a lentamente conforme for mais confortável. Delicadamente, coloque o limpador de língua no centro / linha mediana da língua a meio caminho para trás e com leve pressão para frente.

Limpeza

Depois de usar qualquer solução especial no reservatório, tome um momento para enxaguar a unidade.

Encha parcialmente o reservatório com água da torneira morna, aponte a ponta do jato para a pia e ligue deixando o reservatório vazio. Isso ajudará a evitar o entupimento da ponta e ajudará sua unidade a durar mais tempo.

Limpe a unidade apenas com um pano macio e não abrasivo. Não use produtos químicos abrasivos.

Dados técnicos:

Fonte de energia: 220-240V 50 / 60Hz

Potência: 18W

Potência máxima: 30 W



Protecção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em separado.

(LT) LIETUVIŲ

SAUGOS SĄLYGOS SVARBIOS NAUDOJIMO SAUGUMO INSTRUKCIJOS Prašome atidžiai perskaityti ir laikytis būsimos nuorodos
SAUGOS SĄLYGOS SVARBI VARTOJIMO SAUGUMO INSTRUKCIJA
ATSARGIAI ŠKAITYKITE IR LAIKYKITE ATEITIES NUORODOS
Garantijos sąlygos skiriasi, jei prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.

1. Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite ir visada laikykitės šių reikalavimų instrukcijas. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
2. Produktas turi būti naudojamas tik patalpose. Nenaudokite gaminio jokiems kitiems tikslams suderinamas su jo taikymu.
3. Taikoma įtampa yra 220-240V, ~ 50Hz. Saugumo sumetimais nėra tikslinga
prie vieno maitinimo lizdo prijunkite kelis prietaisus.
4. Būkite atsargūs, kai naudojotės aplink vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su
produktu. Neleiskite vaikams ar žmonėms, nežinantiems prietaiso, jo naudoti
priežiūra.
5. [SPĖJIMAS: Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys
- sumažėjusios fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės arba asmenys,
neturintys patirties ar
žinios apie prietaisą, tik prižiūrint už juos atsakingam asmeniui

ar jiems buvo nurodyta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie žino apie su jo veikimu susijusių pavojų. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.

Valymas

Prietaiso priežiūrą ir priežiūrą turėtų atlikti tik vaikai

8 metų amžiaus ir ši veikla vykdoma prižiūrint.

6. Baigę naudoti gaminį, nepamirškite švelniai ištraukti kištuko maitinimo lizdas, laikantis lizdą ranka. Niekada netraukite maitinimo kabelio !!!

7. Niekada nedėkite maitinimo laido, kištuko ar viso prietaiso į vandenį.

Niekada neatskleiskite

gaminį tokioms atmosferos sąlygoms kaip tiesioginiai saulės spinduliai ar lietus ir pan. Niekada nenaudokite

produktas drėgnomis sąlygomis.

8. Periodiškai patikrinkite maitinimo laido būklę. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, produktas

turėtų būti nukreiptas į profesionalų aptarnavimo vietą, kad būtų išvengta

pavojingose situacijose.

9. Niekada nenaudokite gaminio su pažeistu maitinimo kabeliu arba jei jis buvo numestas ar sugadintas

kitu būdu arba jei jis neveikia tinkamai. Nebandykite taisyti sugedusio gaminio

save, nes tai gali sukelti elektros šoką. Pažeistą prietaisą visada pasukite į a

profesionalią aptarnavimo vietą, kad ją suremontuotumėte. Visą remontą gali atlikti tik

įgaliotų paslaugų specialistų. Neteisingai atliktas remontas gali sukelti pavojingos situacijos vartotojui.

10. Niekada nedėkite gaminio ant karštų ar šiltų paviršių ar virtuvės prietaisų

kaip elektrinė orkaitė ar dujų degiklis.

11. Niekada nenaudokite produkto arti degių medžiagų.

12. Neleiskite laidui kaboti virš prekystalio krašto ir neliesti karštų paviršių.

13. Niekada nepalikite gaminio prijungto prie maitinimo šaltinio be priežiūros. Net tada, kai

naudojimas yra trumpam nutrauktas, išjunkite jį iš tinklo, atjunkite maitinimą.

14. Norint suteikti papildomą apsaugą, rekomenduojama įrengti likučių srovę įtaisas (RCD) maitinimo grandinėje, kurio likutinė srovė yra ne didesnė kaip 30 mA.

Siuo klausimu susisieki su profesionaliu elektriku

15. Prietaisas turi būti sumontuotas taip, kad negalėtų nukristi į vandenį ar nukristi ant grindų. Kištukas visada turėtų būti prieinamas.

16. Periodiškai patikrinkite, ar laidas nepažeistas. Jei laidas pažeistas, nuneškite įkrovimo įrenginį į aptarnavimo centrą.

17. Pažeistas ar neveikiantis įrenginys nebeturėtų būti naudojamas.

18. Nekeiskite ir netaisykite gaminio. Tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužeidimus.

19. Dantų šepetėlis nėra skirtas vaikams iki trejų metų. Vaikai nuo 3 metų ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintys patirties ir žinių, gali naudoti dantų šepetėlį, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar

instrukcijas apie saugų prietaiso naudojimą ir suprasti su tuo susijusius pavojus.

20. **ATSARGIAI** Vaikai neturėtų valyti ar prižiūrėti prietaiso

21. **ATSARGIAI** Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali saugiai naudotis prietaisu tik prižiūrimi suaugusiųjų

22. Geriamieji drėkintuvai naudojami tik su skysčiais, apibrėžtais gamintojo instrukcijose.

23. Naudokite šį gaminį tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite priedų ar įkroviklių, kurių nerekomenduoja gamintojas.

24. Jei produktas numetamas, šepetėlio galvutę / drėkintuvo srovę reikia pakeisti prieš kitą naudojimą, net jei nematyti jokios žalos.

25. Keiskite šepetėlio galvutę kas 3 mėnesius arba anksčiau, jei šepetėlio galvutė nusidėvi.

26. Mažos dalys gali sukelti užspringimą.

27. Nestatykite prietaiso į vandenį ar skystį ir nelaikykite ten, kur jis gali nukristi, arba patraukti į vonią ar kriauklę.

28. Nelieskite jo, kai nukritote į vandenį. Nedelsdami atjunkite.

29. Neatidarykite ir neišardykite prietaiso. Norėdami perdirbti baterijas, išmeskite visą įrenginį pagal vietines aplinkosaugos taisykles.

30. Atidarius prietaisą prietaisas bus sunaikintas ir garantija negalios.
31. Atjungdami, visada laikykite maitinimo kištuką, o ne laidą.
32. Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros šoką.
33. Jei gydotės dėl kokių nors burnos ertmės ligų, prieš naudodamiesi pasižarkite su savo odontologu.
34. Šis prietaisas yra asmens priežiūros prietaisas ir nėra skirtas naudoti keliems pacientams odontologijos praktikoje ar įstaigoje.
35. Nenukreipkite vandens po liežuviu, į ausį, nosį ar kitas subtilias vietas. Šis produktas gali sukelti slėgį, kuris šiose vietose gali sukelti rimtą žalą.
36. Nenukreipkite vandens į nosį ar ausį. Potencialiai mirtina ameba, *Naegleria fowleri*, gali būti vandentiekio vandenyje arba nechloruotame šulinio vandenyje ir gali būti mirtina, jei nukreipiama į šias sritis.

Įrenginio aprašymas:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservoir dangtelis 6. 360 pasukamas antgalis
7. Patarimas Pop-up rankenėlė 8 ... Pauzės mygtukas
9. Siurbimo puodeliai 10. Didelio slėgio antgalis 11. Periodontinis antgalis 12. Ortodontinis antgalis 13. Dantų plokštelės antgalis
14. Liežuvio valymo antgalis

Rezervuaro paruošimas

Nuimkite dangtelį (5) nuo pagrindo ir užpildykite rezervuarą drungnu vandeniu. Uždėkite rezervuarą prie pagrindo ir tvirtai nuspauskite, tada uždėkite dangtelį.

Patarimų idėjimas ir pašalinimas:

Įkiškite antgalį į rankenėlės centrą dantų purkštuko viršuje, spalvotas žiedas pasirodys ir padarys paspaudimo garsą. Norėdami nuimti antgalį nuo rankenos, spauskite purkštuko antgalio ištraukimo mygtuką (7) kairėje spalvos žiedo pusėje ir patraukite antgalį iš rankenos.

Slėgio nustatymų reguliavimas

Svelniai užfiksokite slėgio ratuką (3) ir pasukite jį laikrodžiu. Turėtumėte išgirsti paspaudimą, o įrenginys turėtų pradėti veikti. Tada sukite jį laisvai, kad padidintumėte ir prieš laikrodžio rodyklę sumažintumėte slėgį. Įrenginys automatiškai sustos po 3 minučių, jei nebus naudojamas. Jei reikia jį naudoti dar kartą, vėl įjunkite ir išjunkite.

Naudojant oralinį irigatorių:

Nusileiskite žemai ant kriauklės ir padėkite purkštuką į burną. Nukreipkite antgalį link dantų. Su laisva ranka įjunkite prietaisą. Nustatykite norimą nustatymą. Nukreipkite srautą pasukdami rankenėlę (6), kad nustatytumėte kampa. Pasukite pertraukos mygtuką (8) į ON padėtį.

Rekomenduojama technika

Vandens srautą nukreipkite 90 laipsnių kampu į gumos liniją, šiek tiek arčiau lūpu, kad išvengtumėte purslų, bet leiskite vandeniui laisvai tekėti iš burnos į kriauklę. Norėdami gauti geriausių rezultatų, pradėkite molinių plotų (nugaros dantų), veikiančių priekinių dantų link. Praleiskite purkštuko antgalį išilgai dantenų linijos, trumpai sustodami tarp dantų. Tęskite procesą, kol išvalysite dantų plotus aplink ir tarp dantų.

Kai baigsite

Išjunkite įrenginį ir išimkite į rezervuarą likusius skysčius. Atjunkite įrenginį.

Specialiųjų patarimų instrukcijos:

11. Periodonto viršūnė: viršūnės kišenėse giliai įdėta vandens ar anti bakterijų tirpalo. Jei norite naudoti antgalį, pasilenkite žemiau virš kriauklės ir įdėkite minkštą antgalį prieš dantį 45 laipsnių kampu ir švelniai įdėkite antgalį po guma. Pasukite įrenginį iki žemiausio slėgio nustatymo, tada švelniai nuvalykite po guminės linijos.

12. Ortodontinis antgalis

Specialus antgalis yra unikaliai suprojektuotas taip, kad tuo pačiu metu būtų galima šepetėliuoti ir sunkiai pasiekiamomis vietomis aplink petnešomis ir kitą dantų darbą. Norėdami jį naudoti, liesas žemyn ir naudokite šepetėlių šerius, kad išvalytumėte odontologinę aplinką. Vanduo teka per šepetėlį ir išskalaus visas šiukšles.

14. Liežuvio valiklis

Padėkite ant kriauklės, įdėkite liežuvio valiklį ant liežuvio ir paleiskite įrenginį naudodami mažiausią slėgio nustatymą ir lėtai padidinkite, kaip patogus. Švelniai įkiškite liežuvio valiklį į liežuvio vidurį / vidurio liniją maždaug pusę atgal ir su lengvu spaudimu.

Valymas

Naudodami bet kokį specialų tirpalą rezervuare, užtrukite prietaisą.

Iš dalies užpildykite rezervuarą šiltu vandeniu, nukreipkite purkštuko antgalį į kriauklę ir įjunkite rezervuaro ištuštinimą. Tai padės išlaikyti antgalio užsikimšimą ir padėti jūsų įrenginiui tęsti.

Prietaisą valykite tik minkštu neabrazyviniu audiniu. Nenaudokite abrazyvinių chemikalų.

Techniniai duomenys:

Maitinimo šaltinis: 220-240V 50 / 60Hz

Galia: 18W

Galingumas: 30 W



Rūpinantis aplinka. Kartono pakuotes atiduoti į makulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinį prietaisą atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą. Nemesti prietaiso į buitinių atliekų konteinerį!

DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGAS NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU LŪDZU, RŪPĪGI LASIET UN UZGLABĀT NĀKOTNES ATSAUCES

DROŠĪBAS NOSACĪJUMI, SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU

UZMANĪGI LASIET UN UZGLABĀT NĀKOTNES ATSAUCES

Garantijas nosacījumi ir atšķirīgi, ja ierīci izmanto komerciāliem mērķiem.

1. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet un vienmēr ievērojiet šādus nosacījumus

instrukcijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

2. Produkts ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Nelietojiet produktu nekādiem mērķiem, kas nav savietojams ar tā lietojumu.

3. Piemērojamais spriegums ir 220-240V, ~ 50Hz. Drošības apsvērumu dēļ tas nav piemērots pievienojiet vairākas ierīces vienai kontaktligzdai.

4. Lūdzu, esiet piesardzīgs, lietojot apkārt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar produktu. Neļaujiet bērniem vai cilvēkiem, kuri nezina ierīci, bez tās to izmantot uzraudzībā.

5. **BRĪDINĀJUMS:** Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātas fiziskās, maņu vai garīgās spējas vai personas bez pieredzes vai zināšanas par ierīci tikai tādas personas uzraudzībā, kura ir atbildīga par to drošība vai ja viņiem ir sniegta instrukcija par ierīces drošu lietošanu un viņi to zina briesmas, kas saistītas ar tā darbību. Bērniem nevajadzētu spēlēt ar ierīci. Tīrīšana

ierīces uzturēšana un apkope jāveic tikai bērniem

8 gadu vecumam, un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.

6. Kad esat beidzis lietot produktu, vienmēr atcerieties viegli noņemt kontaktdakšu

strāvas kontaktligzdu, ar kuru turat kontaktligzdu ar roku. Nekad nevelciet strāvas kabeli !!!

7. Nekad nelieciet strāvas kabeli, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī. Nekad neatklājiet

produktu atmosfēras apstākļiem, piemēram, tiešiem saules stariem vai lietu utt. Nekad nelietojiet

produktu mitros apstākļos.

8. Periodiski pārbaudiet strāvas kabeļa stāvokli. Ja strāvas kabelis ir bojāts, izstrādājums ir bojāts

jānovērš profesionālā servisa vietā, lai to nomainītu

bīstamās situācijās.

9. Nekad nelietojiet produktu ar bojātu barošanas kabeli vai ja tas ir nomests vai sabojāts

jebkādā citā veidā vai ja tas nedarbojas pareizi. Nemēģiniet salabot bojāto produktu

sevi, jo tas var izraisīt elektrošoku. Vienmēr pagrieziet bojāto ierīci uz a profesionāla servisa atrašanās vieta, lai to salabotu. Visus remontdarbus

var veikt tikai

pilnvaroti servisa profesionāļi. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bīstamas situācijas lietotājam.

10. Nekad nelieciet izstrādājumu uz karstu vai siltu virsmu vai virtuves tehnikas

piemēram, elektriskā krāsns vai gāzes deglis.

11. Nekad nelietojiet produktu degošu tuvumā.

12. Neļaujiet vadam karāties virs letes malas un nepieskarieties karstām virsmām.

13. Nekad neatstājiet produktu pieslēgtu strāvas avotam bez uzraudzības. Pat tad, ja

lietošana uz īsu brīdi tiek pārtraukta, izslēdziet to no tīkla, atvienojiet strāvu.

14. Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, ieteicams uzstādīt atlikuma strāvu ierīci (RCD) strāvas ķēdē, ar atlikušās strāvas stiprumu ne vairāk kā 30

mA.

Sajā jautājumā sazinieties ar profesionālu elektriķi

15. Ierīce jāuzstāda tā, lai tā nevarētu nokrist ūdenī vai nokrist uz grīdas.

Spraudnim vienmēr jābūt pieejamam.

16. Periodiski pārbaudiet, vai vads nav bojāts. Ja vads ir bojāts, nogādājiet

uzlādes ierīci servisa centrā.

17. Bojātu vai nedarbojošu ierīci vairs nevajadzētu izmantot.

18. Nemodificējiet un neremontējiet produktu. Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas.

19. Zobu birste nav paredzēta bērniem līdz trīs gadu vecumam. Bērni vecumā no 3 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu var izmantot zobu suku, ja viņiem ir dota uzraudzība vai instrukcija par ierīces drošu lietošanu un izprast ar to saistītos apdraudējumus.

20. UZMANĪBU Bērniem nevajadzētu tīrīt vai uzturēt ierīci

21. UZMANĪBU Bērni no 3 līdz 8 gadu vecumam drīkst droši lietot ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā

22. Orālos apūdeņotājus lieto tikai ar šķidrumiem, kas noteikti ražotāja instrukcijās.

23. Izmantojiet šo produktu tikai paredzētajam lietojumam, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Nelietojiet piederumus vai lādētājus, kurus nav ieteicis ražotājs.

24. Ja produkts tiek nomests, pirms nākamās lietošanas birstes galva / apūdeņotāja strūkļa jānomaina, pat ja nav redzami bojājumi.

25. Nomainiet suku galvu ik pēc 3 mēnešiem vai ātrāk, ja suku galva kļūst nodilusi.

26. Mazās daļas var izraisīt aizrīšanās risku.

27. Nenovietojiet ierīci ūdenī vai šķidrumā un neglabāiet vietā, kur to var nokrist vai ievīlkt vannā vai izlietnē.

28. Nesasniedziet to, nokrītot ūdenī. Nekavējoties atvienojiet.

29. Neatveriet un neizjauciet ierīci. Akumulatora pārstrādei, lūdzu, atbrīvojieties no visas ierīces saskaņā ar vietējiem vides noteikumiem.

30. Atverot ierīci, ierīce tiks iznīcināta un garantija nedarbosies.

31. Atvienojot, vienmēr vadu vietā turiet strāvas kontaktdakšu.

32. Neaiztieciot strāvas kontaktdakšu ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektrošoku.

33. Ja jūs ārstējat kādu mutes dobuma kopšanas stāvokli, pirms lietošanas konsultējieties ar savu zobārstu.

34. Šī ierīce ir personīgās aprūpes ierīce, un tā nav paredzēta lietošanai vairākiem pacientiem zobārstniecības praksē vai iestādē.

35. Nenovietojiet ūdeni zem mēles, ausī, degunā vai citās delikātās vietās.

Šis produkts spēj radīt spiedienu, kas šajās vietās var radīt nopietnus bojājumus.

36. Nenovirziet ūdeni degunā vai ausī. Potenciāli nāvējošā amēba - Naegleria fowleri - var būt dažā krāna ūdenī vai hlorētā urbuma ūdenī un var būt letāla, ja tiek novirzīta šajās teritorijās..

Ierīces apraksts:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservoir vāks 6. 360 rotējošs gals
7. Padoms Pop-Up klotis 8. Pauzes poga
9. Sūkšanas krūzes 10. Augstspiediena gals 11. Periodonta gals 12. Ortodontijas gals 13. Dental plāksnes gals
14. Mēles tīrīšanas gals

Rezervuāra sagatavošana

Noņemiet vāku (5) no pamatnes un piepildiet tvertni ar remdenu ūdeni. Ievietojiet rezervuāru uz pamatnes un stingri piespiediet uz leju, tad uzlieciet vāku atpakaļ.

Padomu ievietošana un noņemšana:

Ievietojiet galu roktura centrā zobu strūklas roktura augšdaļā, krāsains gredzens parādīsies padara klikšķa skaņu signālu, ka gals ir pareizi nofiksēts vietā. Lai noņemtu galu no roktura, nospiediet sprauslas gala izspiešanas pogu (7) krāsu gredzena kreisajā pusē un velciet galu no roktura.

Spiediena iestatījumu pielāgošana

Uzmanīgi satveriet spiediena disku (3) un pagrieziet to pulksteņi gudri. Jums vajadzētu dzirdēt klikšķi, un ierīcei jāsāk. Pēc tam pagrieziet to brīvi pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai samazinātu spiedienu. Pēc 3 minūtēm iekārta automātiski apstāsies, ja netiek izmantota. Ja vēlaties to vēlreiz izmantot, vēlreiz ieslēdziet un izslēdziet to.

Lietojot iekšīgi lietojamu irigatoru:

Samaziniet zem izlietnes un novietojiet strūklas galu mutē. Mērķējiet galu pret zobiem. Ar brīvo roku ieslēdziet ierīci. Iestatiet spiedienu vēlamajā iestatījumā. Virziet plūsmu, pagriežot pogu (6), lai noregulētu leņķi. Pagrieziet pauzes pogu (8) ON stāvoklī.

Ieteicamā tehnika

Virziet ūdens plūsmu 90 grādu leņķī pret savu gumiju, nedaudz aizveriet lūpas, lai izvairītos no šļakatām, bet ļaujiet ūdenim brīvi plūst no mutēs izlietnē. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, sāciet mola zonu (muguras zobus), kas strādā pie priekšējiem zobiem. Slidiniet strūklas galu pa gumiju, īslaicīgi apturot starp zobiem. Turpiniet procesu, līdz ir iztīrīti visi zobi ap un starp zobiem.

Kad esat pabeidzis

Izslēdziet ierīci un izņemiet šķidrumus, kas palikuši rezervuārā. Atvienojiet ierīci.

Īpaši padomi:

11. Periodonta gals: galu kabatās padziļināti ievadīts ūdens vai pret baktēriju šķidrums.

Lai izmantotu galu, kas atrodas zem izlietnes, novietojiet mīkstu galu pret zobu 45 grādu leņķī un uzmanīgi novietojiet galu zem gumijas līnijas. Pagrieziet ierīci līdz zemākajam spiediena iestatījumam un pēc tam viegli notīriet pēc gumijas līnijas.

12. Ortodontijas gals

Īpašais gals ir unikāli izstrādāts tā, lai vienlaicīgi iztīrītu un skalotu grūti aizsniadzamas vietas ap bikšturi un citu zobu darbu.

Lai to izmantotu, nolieciet zemi un izmantojiet suku sarus, lai tīrītu ap zobu. Ūdens notecēs caur suku un izskalos visus atkritumus, kas ir noņemami.

14. Mēles tīrītājs

Pagriezieties pa izlietni, novietojiet mēles tīrītāju uz mēles un iedarbiniet ierīci, izmantojot zemāko spiediena iestatījumu un lēnām palieliniet to kā ērtu. Uzmanīgi novietojiet mēles tīrītāju mēles centrā / viduslīnijā apmēram pusceļā atpakaļ un ar vieglu spiedienu uz priekšu.

Tīrīšana

Pēc tam, kad rezervuārā ir izmantots kāds īpašs risinājums, iztīriet ierīci.

Daļēji piepildiet rezervuāru ar siltu krāna ūdeni, virziet strūklu galu izlietnē un ieslēdziet, lai rezervuārs iztukšotos. Tas palīdzēs noturēt galu no aizsprostošanās un palīdzēt jūsu vienībai ilgāk.

Tīriet ierīci tikai ar mīkstu, neabrazīvu audumu. Nelietojiet abrazīvas ķīmikālijas.

Tehniskie dati:

Barošanas avots: 220-240V 50 / 60Hz

Jauda: 18W

Jaudas maksimums: 30 W



Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet atsevišķai pārstrādei. Polietilēna maisiņus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas sastāvdaļas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīce jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!

OHUTUSTINGIMUSED KASUTAMISE OHUTUSLIKUD JUHISED LUGEGE Hoolikalt ja Hoidke tulevast viidet OHUTUSTINGIMUSED KASUTUSOHUTUSE TÄHTSAD JUHISED PALUN

LOE Hoolikalt ja Hoidke tulevast viidet

Garantiitingimused on erinevad, kui seadet kasutatakse ärilistel eesmärkidel.

1. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt ja järgige alati järgmist juhiseid. Tootja ei vastuta väärkasutamisest tulenevate kahjude eest.
2. Toodet kasutatakse ainult siseruumides. Ärge kasutage toodet muuks otstarbeks selle rakendusega ühilduv.
3. Rakendatav pingeline on 220–240 V, ~ 50 Hz. Ohutuse huvides pole see kohane ühendage mitu seadet ühe pistikupesaga.
4. Laste läheduses kasutamisel olge ettevaatlik. Ärge laske lastel mängida toote. Ärge lubage lastel ega inimestel, kes seda seadet ei tunne, ilma seda kasutada järelevalve.
5. HOIATUS. Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja kehaliste, sensorsete või vaimsete võimete vähenemine või kogemusteta või teadmised seadmest ainult nende eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on sellest teadlikud selle toimimisega seotud ohud. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Puhastamine Seadet ei tohiks hooldada ega hooldada ainult siis, kui laps on sellest läbi 8-aastased ja need tegevused toimuvad järelevalve all.
6. Pärast toote kasutamise lõpetamist pidage alati pistik õrnalt lahti pistikupesast, mis hoiab pistikupesast käega. Ärge kunagi tõmmake toitekaablit !!!
7. Ärge kunagi pange toitekaablit, pistikut ega kogu seadet vette. Ärge kunagi paljastage seadet ilmastikutingimustele nagu otsene päikesevalgus või vihm jne. Ärge kunagi kasutage seadet

toote niisketes tingimustes.

8. Kontrollige perioodiliselt toitekaabli seisukorda. Kui toitekaabel on toodet kahjustatud

vältimiseks tuleks pöörduda asjatundliku teeninduskoha poole ohtlikes olukordades.

9. Arge kunagi kasutage toodet kahjustatud toitekaabliga või kui see oli alla kukkunud või kahjustatud

muul viisil või kui see ei tööta korralikult. Ärge proovige defektiga toodet parandada

ise, sest see võib põhjustada elektrilöögi. Pöörake kahjustatud seade alati asendisse a

professionaalne teeninduskoht selle parandamiseks. Kõiki remonditöid saab teha ainult

volitatud hooldustöötajad. Valesti tehtud remont võib põhjustada kasutaja jaoks ohtlikke olukordi.

10. Arge kunagi pange toodet kuumade või soojade pindade ega köögiseadmete lähedale

nagu elektriahi või gaasipõleti.

11. Arge kunagi kasutage toodet põlevate materjalide läheduses.

12. Arge laske juhtmel rippuda üle loenduri serva ega puudutada kuumaid pindu.

13. Arge kunagi jätke toodet toiteallikaga ühendatud ilma järelevalveta. Isegi siis, kui

kasutamine on lühiajaliselt katkestatud, lülitage see võrgust välja, ühendage toide lahti.

14. Täiendava kaitse pakkumiseks on soovitatav paigaldada jääkvool seade (RCD) vooluahelas, jääkvoolu nimiväärtusega kuni 30 mA.

Selles küsimuses pöörduge professionaalse elektriku poole

15. Seade tuleb paigaldada nii, et see ei saaks vette kukkuda ega põrandale kukkuda. Pistik peaks olema alati ligipääsetav.

16. Kontrollige perioodiliselt juhtme kahjustusi. Kui juhe on kahjustatud, viige laadimisseade teeninduskeskusesse.

17. Rikutud või mittetöötavat seadet ei tohiks enam kasutada.

18. Arge muutke ega parandage toodet. See võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.

19. Hambahari ei ole mõeldud kasutamiseks alla kolmeaastastele lastele. 3-aastased lapsed ning kehaliste, sensorsete või vaimsete võimete või

puudulike kogemuste ja teadmiste puuduvad inimesed saavad hambaharja kasutada, kui neile on antud järelevalve juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja mõistma sellega kaasnevaid ohte.

20. ETTEVAATUST Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada

21. ETTEVAATUST 3–8-aastased lapsed võivad seadet ohutult kasutada ainult täiskasvanute järelevalve all

22. Suukaudseid niisutajaid tohib kasutada ainult koos tootja juhistes määratletud vedelikega.

23. Kasutage seda toodet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks. Arge kasutage manuseid ega laadijaid, mida tootja ei soovita.

24. Kui toode kukub maha, tuleb harjapea / niisutajajo välja vahetada enne järgmist kasutamist, isegi kui kahjustusi pole näha.

25. Vahetage harjapea iga 3 kuu tagant või varem, kui harjapea kulub.

26. Väikesed osad võivad põhjustada lämbumisohtu.

27. Arge pange seadet vette ega vedelikku ega hoidke seda kohas, kus see võib kukkuda või tõmmata vanni või kraanikaussi.

28. Ara siruta seda vette kukkudes. Uhendage see kohe vooluvõrgust.

29. Arge avage ega lahti seadet. Aku ringlussevõtuks utiliseerige palun kogu seade vastavalt kohalikele keskkonnanäeskirjadele.

30. Seadme avamine hävitab seadme ja muudab garantii kehtetuks.

31. Pistiku eemaldamisel hoidke alati toitejuhet juhtme asemel.

32. Arge puudutage toitepistikut märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.

33. Kui teil ravitakse mõnda suuhoolduse seisundit, pidage enne kasutamist nõu oma hambaarstiga.

34. See seade on isikuhooldusseade ja pole mõeldud kasutamiseks mitmel patsiendil hambaravipraktis või -asutuses.

35. Arge suunake vett keele alla, kõrva, ninna ega muudesse õrnatesse kohtadesse. See toode suudab tekitada survet, mis võib nendes piirkondades tõsiseid kahjustusi põhjustada.

36. Arge suunake vett ninasse ega kõrva. Potentsiaalselt surmav amööb *Naegleria fowleri* võib esineda mõnes kraanivees või kloorimata kaevuvees ja võib nendesse piirkondadesse suunates olla surmav.

Seadme kirjeldus:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservoir kaas 6. 360 pöörlev ots

7. Vihje Pop-up nupp 8.. Paus nupp
9. Imemise tassid 10. Kõrge rõhu ots 11. Periodontaalne ots 12. Ortodontiline ots 13.Hambaplaadi ots
14. Keelepuhasti ots

Mahuti ettevalmistamine

Eemaldage kate (5) alusest ja täitke mahuti leige veega. Asetage reservuaar alusele ja vajutage kindlalt allapoole ja asetage kaas tagasi.

Nõuannete sisestamine ja eemaldamine:

Sisestage ots hambajoa käepideme ülaosas oleva nupu keskele, värviline rõngas avaneb ja klõpsamisheli annab märku, et ots on õigesti lukustatud. Kraadi eemaldamiseks käepidemest vajutage värvi rõnga vasakul küljel asuvat joaotsiku nupp (7) ja tõmmake ots käepidemest välja.

Rõhu seadete reguleerimine

Haarake surveüliti (3) õrnalt ja keerake seda kella. Peaksite kuulma klõpsamist ja seade peaks käivituma. Seejärel pöörake seda suurendamiseks ja vastupäeva, et vähendada rõhku, vabalt päripäeva. Kui seda ei kasutata, peatub masin 3 minuti pärast automaatselt. Kui soovite seda uuesti kasutada, lülitage see uuesti sisse ja välja.

Suulise irrigatsiooni kasutamine:

Lean madalal üle valamu ja asetage joaotsak suhu. Suunake otsa hambaid. Vabakäe abil lülitage seade sisse. Seadke rõhk soovitud seadistusele. Suunake voolu, keerates nupp (6) nurga reguleerimiseks. Pöörake pausinupp (8) ON-asendisse.

Soovitatav tehnika

Suunake veevool 90-kraadise nurga all oma kummirihmaga, kergelt sulgege huulte, et vältida pritsmete teket, kuid laske veel vabalt suhu sisse voolata. Parimate tulemuste saavutamiseks alustage hambaid, mis töötavad esihammaste suunas. Lükake pihustusotsak piki kummijoonist lühikest aega hammaste vahele. Jätkaake protsessi seni, kuni hambaid ümbritsevate ja nende vahel on puhastatud.

Kui olete lõpetanud

Lülitage seade välja ja eemaldage mahutisse jäänud vedelikud. Ühendage seade lahti.

Spetsiaalsed nõuanded:

11. Perioodonta ots: otsak toimetab vee või antibakteriaalse lahuse sügavale periodontaalsetesse taskutesse. Kärje kasutamiseks kasuta oma kraanikausi all madalat ja asetage pehme ots vastu hammast 45-kraadise nurga all ja asetage otsa õrnalt joone alla. Pöörake seadet madalaima rõhu seadistusse, seejärel puhastage õrnalt trumlijoonega.

12. Ortodontiline ots

Spetsiaalne ots on unikaalselt kujundatud nii, et see harjata ja loputada raskesti ligipääsetavad kohad traksid ja muud hambarööd.

Selleks, et seda kasutada, libistage madalale ja kasutage hambaharja puhastamiseks harja harjaste. Vesi voolab läbi harja ja loputab ära kõik eemaldatavad prahid.

14. Keelepuhastaja

Lean üle valamu, asetage keele puhastaja keele peale ja käivitage seade madalaima rõhu seadistamise abil ning suurendage aeglaselt mugavust. Asetage keele puhastaja õrnalt oma keele keskele / keskjoonele umbes poole tagant tagasi ja kerge surve all.

Puhastamine

Pärast mis tahes spetsiaalse lahuse kasutamist mahutis võtke üksus hetkeks loputada.

Täitke reservuaar osaliselt sooja kraaniveega, suunake reaktiivtsak kraanikaussi ja lülitage mahuti tühjenemiseni. See aitab hoida otsa ummistumist ja aitab seadmel kauem püsida.

Puhastage seadet ainult pehme, mitte abrasiivse lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid kemikaale.

Tehnilised andmed:

Toiteallikas: 220-240V 50 / 60Hz

Võimsus: 18W

Võimsus Max: 30 W



Hoolitse keskkonnakaitse eest. Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse. Kasutatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elemendid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uuesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!

CONDITII DE SIGURANŢĂ INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI PENTRU REFERINŢĂ VIITOR

CONDITII DE SIGURANŢĂ INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA UTILIZĂRII

CITIŢI CU ATENŢIE ŞI PĂSTRAŢI PENTRU REFERINŢE VIITOARE

Condițiile de garanție sunt diferite dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale.

1. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție și respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea abuzivă.

2. Produsul trebuie utilizat numai în interior. Nu utilizați produsul în alte scopuri compatibil cu aplicația sa.

3. Tensiunea aplicabilă este de 220-240V, ~ 50Hz. Din motive de siguranță, nu este potrivit să conectați mai multe dispozitive la o priză de curent.

4. Vă rugăm să fiți prudenți atunci când utilizați copiii. Nu lăsați copiii să se joace cu

produs. Nu lăsați copiii sau persoanele care nu cunosc dispozitivul să îl folosească fără supraveghere.

5. AVERTISMENT: Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu

capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane fără experiență sau

cunoașterea dispozitivului, numai sub supravegherea unei persoane responsabile de acestea

siguranță sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și sunt conștienți de

pericole asociate funcționării sale. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățare

și întreținerea dispozitivului nu ar trebui să fie efectuată de copii decât dacă aceștia au terminat

8 ani și aceste activități se desfășoară sub supraveghere.

6. După ce ați terminat de utilizat produsul, nu uitați să scoateți ușor ștecherul
priza de alimentare care ține priza cu mâna. Nu trageți niciodată cablul de alimentare !!!
7. Nu puneți niciodată cablul de alimentare, fișa sau întregul dispozitiv în apă. Nu expuneți niciodată produsului în condiții atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui sau ploaia, etc. Nu folosiți niciodată produs în condiții de umiditate.
8. Verificați periodic starea cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, produsul ar trebui să fie întoarsă la o locație de service profesională pentru a fi înlocuită pentru a evita situații periculoase.
9. Nu utilizați niciodată produsul cu un cablu de alimentare deteriorat sau dacă a fost scăpat sau deteriorat orice alt mod sau dacă nu funcționează corect. Nu încercați să reparați produsul defect pentru că poate duce la electrocutare. Întoarceți întotdeauna dispozitivul deteriorat la un locație de service profesională pentru a o repara. Toate reparațiile se pot face numai de către profesioniști autorizați în service. Reparația care a fost făcută incorect poate provoca situații periculoase pentru utilizator.
10. Nu puneți niciodată produsul pe sau aproape de suprafețele calde sau calde sau de aparatele de bucătărie precum cuptorul electric sau arzătorul pe gaz.
11. Nu folosiți niciodată produsul aproape de combustibili.
12. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea blatului sau să atingă suprafețe fierbinți.
13. Nu lăsați niciodată produsul conectat la sursa de alimentare fără supraveghere. Chiar și când utilizarea este întreruptă pentru o perioadă scurtă de timp, opriți-o din rețea, deconectați alimentarea.
14. Pentru a oferi o protecție suplimentară, se recomandă instalarea curentului rezidual

(RCD) în circuitul de alimentare, cu un curent rezidual nominal nu mai mare de 30 mA.

Contactați un electrician profesionist în această privință

15. Aparatul trebuie montat astfel încât să nu poată cădea în apă sau să cadă pe podea. Ștecherul ar trebui să fie întotdeauna accesibil.

16. Verificați periodic cablul pentru a nu se deteriora. Dacă cablul este deteriorat, duceți unitatea de încărcare la un centru de service.

17. O unitate deteriorată sau care nu funcționează nu ar mai trebui folosită.

18. Nu modificați și nu reparați produsul. Acest lucru poate provoca incendii, electrocutare sau răni.

19. Periuța de dinți nu este destinată utilizării copiilor sub trei ani. Copiii cu vârsta de la 3 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe pot folosi periuța de dinți dacă au primit supravegherea sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate.

20. ATENȚIE Copiii nu trebuie să curățe sau să întrețină aparatul

21. ATENȚIE Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot folosi dispozitivul în siguranță numai sub supravegherea adulților

22. Irigatoarele orale trebuie utilizate numai cu lichide definite în instrucțiunile producătorului.

23. Utilizați acest produs numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați accesorii sau încărcătoare care nu sunt recomandate de producător.

24. Dacă produsul este scăpat, jetul de perie / irigator ar trebui înlocuit înainte de următoarea utilizare, chiar dacă nu sunt vizibile daune.

25. Înlocuiți capul periei la fiecare 3 luni sau mai repede dacă capul periei se uzează.

26. Piese mici pot prezenta un pericol de sufocare.

27. Nu așezați aparatul în apă sau lichid și nu depozitați acolo unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.

28. Nu o atingeți când ați căzut în apă. Deconectați-l imediat.

29. Nu deschideți și nu dezamblați dispozitivul. Pentru reciclarea bateriei, vă rugăm să aruncați întregul dispozitiv în conformitate cu reglementările locale de mediu.

30. Deschiderea dispozitivului va distruge aparatul și va invalida garanția.

31. Când deconectați, țineți întotdeauna fișa de alimentare în locul cablului.
32. Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude. Acest lucru poate provoca un șoc electric.
33. Dacă sunteți supus unui tratament pentru orice afecțiune de îngrijire orală, consultați medicul dentist înainte de utilizare.
34. Acest aparat este un dispozitiv de îngrijire personală și nu este destinat utilizării la mai mulți pacienți dintr-un cabinet sau instituție stomatologică.
35. Nu direcționați apa sub limbă, în ureche, nas sau alte zone delicate. Acest produs este capabil să producă presiuni care pot provoca daune grave în aceste zone.
36. Nu direcționați apa în nas sau ureche. Ameba potențial mortală, *Naegleria fowleri*, poate fi prezentă în unele ape de la robinet sau în apă de puț neclorurată și poate fi fatală dacă este direcționată în aceste zone.

Descrierea aparatului:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Oprit 4. Sucker 5. Reservoir capac 6. 360 vârf rotativ
7. Tastă Buton pop-up 8. Buton pauză
9. Capete de aspirație 10. vârf de presiune de vârf 11. vârf parodontal 12. vârf ortodontic 13. vârful plăcii dentare
14. Sfât pentru limbă

Pregătirea rezervorului

Scoateți capacul (5) de la bază și umpleți rezervorul cu apă caldă. Puneți rezervorul la bază și apăsați ferm, apoi puneți capacul înapoi.

Introducerea și eliminarea sfaturilor:

Introduceți vârful în centrul butonului din partea de sus a mânerului jetului dentar, inelul colorat va apărea și va face un sunet de click care semnalizează că vârful este blocat corect în poziție. Pentru a scoate vârful de pe mâner, apăsați butonul de evacuare a vârfului jetului (7) din partea stângă a inelului de culoare și trageți vârful de pe mâner.

Reglarea setărilor de presiune

Luăți cu ușurință selectorul de presiune (3) și rotiți-l în ceas. Ar trebui să auziți un clic și dispozitivul ar trebui să pornească. Apoi, rotiți-o liber în sensul acelor de ceasornic pentru a mări și opri sensul acelor de ceasornic pentru a scădea presiunea. Aparatul se va opri automat după 3 minute dacă nu este utilizat. Dacă trebuie să-l utilizați din nou, vă rugăm să îl porniți și să-l opriți din nou.

Utilizarea irigatorului oral:

Înclinați puțin peste chiuveță și așezați vârful jetului în gură. Îndreptați vârful spre dinți. Cu mâna liberă porniți dispozitivul. Setati presiunea la setarea dorită. Direcționați fluxul rotind butonul (6) pentru a regla unghiul. Rotiți butonul de pauză (8) în poziția ON (pornire).

Tehnica recomandată

Direcționați fluxul de apă la un unghi de 90 de grade față de linia gingiei, buzele ușor închise pentru a evita

stropirea, dar permiteți scurgerea apei din gură în chiuvetă. Pentru cele mai bune rezultate începeți în zona molară (dinții din spate) care lucrează spre dinții din față. Glideți vârful jetului de-a lungul gingiei întrerupând scurt între dinți. Continuați procesul până când au fost curățate zonele din jurul și între dinți.

Când este terminat

Opriti aparatul și scoateți toate lichidele rămase în rezervor. Deconectați unitatea.

Instrucțiuni speciale pentru sfaturi:

11. Sfat parodontal: vârful a furnizat apă sau soluție antibacteriană adânc în buzunarele parodontale.

Pentru a utiliza vârful înclinat peste nivelul scăzut al chiuvetei și așezați vârful moale pe un dinte la un unghi de 45 de grade și poziționați ușor vârful sub gingia. Rotiți aparatul la cea mai joasă presiune, apoi curățați ușor după gingia.

12. Sfat ortodontic

Sfat special este conceput în mod unic pentru a peria și spăla simultan locuri greu accesibile în jurul coastelor și altor lucrări dentare.

Pentru al folosi, aplecați puțin peste snk și utilizați perii de perie pentru a curăța în jurul muncii dentare. Apa va curge prin perie și va clăti orice resturi care se îndepărtează.

14. Curățătorul limbii

Înclinați-vă peste chiuvetă, așezați dispozitivul de curățare a limbii pe limbă și porniți aparatul utilizând setarea cea mai mică de presiune și creșteți încet, la fel de confortabil. Plasați cu grijă dispozitivul de curățare a limbii în centrul / linia mediană a limbii dvs. aproximativ la jumătatea spatelui și cu presiunea ușoară trageți înainte.

curățenie

După folosirea oricărei soluții speciale în rezervor, faceți o clipă pentru a clăti unitatea.

Umpleți parțial rezervorul cu apă caldă de la robinet, îndreptați vârful jetului în chiuvetă și porniți-l, lăsând rezervorul golit. Acest lucru va ajuta la păstrarea vârfului din colmatare și va ajuta aparatul să reziste mai mult.

Curățați unitatea numai cu o cârpă moale neabrazivă. Nu folosiți chimicale abrazive.

Date tehnice:

Sursă de alimentare: 220-240V 50 / 60Hz

Putere: 18W

Putere maximă: 30 W

Din grija pentru mediul înconjurător. Ambalajele din carton vă rugăm să le transmiteți la centrele de maculatură.

Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncați în recipientele pentru materialele plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediul înconjurător. Dispozitivul electric trebuie transmis în așa fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scoase și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.



BEZBEDNOSNI USLOVI VAŽNA UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI
UPOTREBE MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE U
BUDUĆOJ REFERENCI

BEZBEDNOSNI USLOVI VAŽNA UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI
UPOTREBE MOLIMO VAS

PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE BUDUĆU REFERENCU

Uvjeti garancije se razlikuju ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte i uvijek se pridržavajte
sljedećeg

instrukcije. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu bilo
kakvom zlouporabom.

2. Proizvod se koristi samo u zatvorenom prostoru. Ne koristite proizvod u
bilo koju drugu svrhu

kompatibilan sa njegovom primjenom.

3. Primjenjivi napon je 220-240V, ~ 50Hz. Iz sigurnosnih razloga nije
prikladno

priključite više uređaja u jednu utičnicu.

4. Budite oprezni kada koristite oko djece. Ne dopustite djeci da se igraju
sa

proizvoda. Ne dozvolite da ga koriste deca ili ljudi koji ne poznaju uređaj
nadzor.

5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i
osobe sa

smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti, ili osobe bez iskustva
ili

poznavanje uređaja, samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihov rad
sigurnosti ili ako su upućeni u sigurnu upotrebu uređaja i ako su svjesni

toga

opasnosti povezane s njegovim radom. Djeca se ne bi trebala igrati s
uređajem. Čišćenje

i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca, osim ako su gotova
8 godina starosti i ove aktivnosti se provode pod nadzorom.

6. Nakon što završite s upotrebom proizvoda, uvijek zapamtite da nježno
uklonite utikač

utičnica koja rukom drži utičnicu. Nikada ne povlačite kabel za napajanje
!!!

7. Nikada nemojte stavljati kabel za napajanje, utikač ili cijeli uređaj u vodu. Nikada ne izlažite proizvod u atmosferskim uvjetima kao što su izravna sunčeva svjetlost ili kiša itd. Nikada ne koristite proizvod u vlažnim uslovima.
 8. Povremeno provjerite stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvod treba okrenuti na mjesto profesionalne službe kako bi se izbjeglo opasne situacije.
 9. Nikada nemojte koristiti proizvod sa oštećenim kablom za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako ne radi ispravno. Ne pokušavajte popraviti oštećeni proizvod sami jer to može dovesti do strujnog udara. Uvijek okrenite oštećeni uređaj na a lokacija profesionalne službe kako bi je popravili. Sve popravke može obaviti samo ovlašteni serviseri. Popravak koji je pogrešno izveden može uzrokovati opasne situacije za korisnika.
 10. Nikada ne stavljajte proizvod na vruće ili tople površine ili kuhinjske uređaje ili blizu njih poput električne pećnice ili plinskog plamenika.
 11. Nikada nemojte koristiti proizvod blizu zapaljivih sastojaka.
 12. Ne dopustite da kabel visi preko ivice pulta ili da dodiruje vruće površine.
 13. Nikada ne ostavljajte proizvod priključen na izvor napajanja bez nadzora. Čak i kada upotreba se na kratko prekida, isključite je s mreže, isključite napajanje.
 14. Da bi se osigurala dodatna zaštita, preporuča se instaliranje zaostale struje uređaj (RCD) u krugu napajanja, sa nominalnom zaostalom strujom ne većom od 30 mA.
- Po ovom pitanju obratite se profesionalnom električaru
15. Uređaj mora biti montiran na način da ne može pasti u vodu ili pasti na pod. Utikač treba uvijek biti dostupan.
 16. Povremeno provjeravajte da li je kabel oštećen. Ako je kabel oštećen, odnesite jedinicu za punjenje u servisni centar.

17. Oštećena ili nefunkcionalna jedinica više se ne smije koristiti.
18. Nemojte modificirati ili popravljati proizvod. To može prouzrokovati požar, električni udar ili ozljede.
19. Četkica za zube nije namijenjena djeci mlađoj od tri godine. Djeca u dobi od 3 godine i osobe smanjene fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja mogu koristiti četkicu za zube ako su dobili nadzor ili upute o sigurnom korištenju uređaja i razumijevanje opasnosti.
20. OPREZ Djeca ne bi trebala čistiti ili održavati uređaj
21. OPREZ Djeca od 3 do 8 godina mogu sigurno koristiti uređaj samo pod nadzorom odraslih
22. Usni navodnjavači smiju se koristiti samo s tekućinama definiranim u uputama proizvođača.
23. Koristite ovaj proizvod samo za namjeravanu upotrebu kako je opisano u ovom priručniku. Ne koristite dodatke ili punjače koje proizvođač ne preporučuje.
24. Ako proizvod padne, mlaz glave četke / navodnjavanja treba zamijeniti prije sljedeće upotrebe, čak i ako nisu vidljiva oštećenja.
25. Zamijenite glavu četke svaka 3 mjeseca ili prije ako se glava četke istroši.
26. Mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.
27. Ne stavljajte uređaj u vodu ili tečnost niti ga čuvajte tamo gde može pasti ili biti uvučen u kadu ili sudoper.
28. Ne posegnite za njim kad padnete u vodu. Odmah isključite struju.
29. Ne otvarajte i ne rastavljajte uređaj. Za recikliranje baterija, odložite čitav uređaj u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine.
30. Otvaranje uređaja uništiti će uređaj i poništiti garanciju.
31. Pri isključivanju uvijek držite utikač umjesto kabela.
32. Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama. To može prouzrokovati električni udar.
33. Ako ste na liječenju zbog bilo kakvog stanja oralne njege, prije upotrebe se posavjetujte sa svojim stomatologom.
34. Ovaj je uređaj uređaj za ličnu njegu i nije namijenjen za upotrebu na više pacijenata u stomatološkoj ordinaciji ili ustanovi.
35. Ne usmjeravajte vodu pod jezik, u uho, nos ili druga osjetljiva područja. Ovaj proizvod može stvoriti pritisak koji može prouzročiti ozbiljnu štetu na ovim područjima.

36. Ne usmjeravajte vodu u nos ili uho. Potencijalno smrtonosna ameba, Naegleria fowleri, može biti prisutna u malo vode iz slavine ili nekloriranoj bunarskoj vodi i može biti fatalna ako se usmjeri u ta područja.

Opis uređaja:

1. Tip 2. Rezervor 3. On / Off 4. Sucker 5. Poklopac spremnika 6. 360 rotirajući vrh
7. Tipka Pop-up 8. . Pause dugme
9. Usisne čašice 10. Visokotlačnog vrha 11. Parodontni tip 12. Ortodontski vrh 13. Vrh zubnog plaka
14. Vrh za čišćenje čistača

Priprema rezervoara

Skinite poklopac (5) s baze i napunite spremnik mlakom vodom. Stavite rezervoar na bazu i čvrsto pritisnite prema dolje i vratite poklopac.

Umetanje i uklanjanje savjeta:

Umetnite vrh u sredinu dugmeta na vrhu zubne ručice, pojavit će se obojeni prsten i napraviti zvuk klikom koji signalizira da je vrh pravilno postavljen. Da biste izvadili vrh sa drške, pritisnite dugme za izbacivanje mlaza mlaznice (7) na lijevoj strani prstena u boji i povucite vrh s ručke.

Podešavanje podešavanja pritiska

Pažljivo uhvatite točič za pritisak (3) i okrenite ga po satu. Trebali biste čuti klik i uređaj bi se trebao pokrenuti. Zatim ga slobodno okrenite u smjeru kazaljke na satu da biste ga povećali i suprotno od kazaljke na satu da biste smanjili pritisak. Mašina će se automatski zaustaviti nakon 3 minuta ako se ne koristi. Ako ga morate ponovo koristiti, ponovo ga uključite i isključite.

Upotreba oralnog irigatora:

Nagnite se iznad sudopera i stavite vrh mlaznice u usta. Usmerite vrh ka zubima. Sa slobodnom rukom uključite uređaj. Podesite pritisak na željeno podešavanje. Usmerite struju okretanjem dugmeta (6) da biste podesili ugao. Okrenite dugme za pauzu (8) u položaj ON.

Preporučena tehnika

Usmerite struju vode pod uglom od 90 stepeni na liniju desni, lagano zatvorite usne da biste izbegli prskanje, ali dozvolite da voda slobodno teče iz usta u sudoper. Za najbolje rezultate započnite u molarnom području (stražnji zubi) koji rade prema prednjim zubima. Klizite mlazom mlaznice duž linije guma paузirajte kratko između zuba. Nastavite proces sve dok se ne očiste površine oko i između zuba.

Kada završite

Isključite jedinicu i uklonite sve tekućine koje su ostale u rezervoaru. Isključite jedinicu.

Uputstva za specijalne savete:

11. Tip parodonta: Vrh je dostavio vodu ili anti-bakterijski rastvor duboko u parodontne džepove. Da biste koristili vrh naslonite preko donjeg sudopera i postavite mekani vrh na zub pod uglom od 45 stepeni i pažljivo postavite vrh ispod linije desni. Okrenite jedinicu na najnižu postavku pritiska, a zatim nježno očistite nakon linije guma.

12. Ortodontski vrh

Specijalni vrh je jedinstveno dizajniran za istovremenu četku i ispiranje teško dostupnih mjesta oko proteza i drugih stomatoloških radova.

Da biste ga koristili, naslonite se nad snk i koristite četkice za četkanje za čišćenje oko stomatološke opreme. Voda će teći kroz četkicu i isprati sve ostatke koji se uklanjaju.

14. Čistač jezika

Nagnite se iznad sudopera, stavite sredstvo za čišćenje jezika na jezik i pokrenite uređaj koristeći najnižu postavku pritiska i polako povećavajte udobnost. Pažljivo postavite sredstvo za čišćenje jezika u sredinu / sredinu jezika oko pola puta i laganim pritiskom povucite prema naprijed.

Čišćenje

Nakon upotrebe bilo kojeg posebnog rastvora u rezervoaru potrebno je malo vremena za ispiranje jedinice.

Delimično napunite rezervoar toplom vodom iz slavine, usmjerite mlaz mlaza u sudoper i uključite ga tako da se rezervoar isprazni. To će vam pomoći da se vrh ne začepljuje i pomoći vašoj jedinici da duže traje.

Jedinicu čistite samo mekanom neabrazivnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne kemikalije.

Tehnički podaci:

Izvor napajanja: 220-240V 50 / 60Hz

Snaga: 18W

Snaga Max: 30 W



Brinući za okoliš. Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otkup otpadnog papira. Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Iskorišćen uređaj treba odneti na odgovarajuću deponiju, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uređaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i korištenje. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju. **Uređaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!!**

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A FELHASZNÁLÁS BIZTONSÁGAHOZ KÉRJÜK, OLVASSA EL ÓVATOSAN ÉS TARTSA A JÖVŐBENI REFERENCIÁT

BIZTONSÁGI FELTÉTELEK FONTOS UTASÍTÁSOK A FELHASZNÁLÁS BIZTONSÁGÁRA KÉRJÜK

ÓVOSAN OLVASSA EL ÉS TARTSA A JÖVŐBENI REFERENCIÁT

A garanciális feltételek eltérőek, ha az eszközt kereskedelmi célokra használják.

1. A termék használata előtt olvassa el figyelmesen, és mindig tartsa be az alábbiakat utasítás. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

2. A terméket csak beltérben szabad használni. Ne használja a terméket semmilyen más célra alkalmazásával kompatibilis.

3. Az alkalmazható feszültség 220-240V, ~ 50Hz. Biztonsági okokból nem megfelelő több eszközt csatlakoztasson egy konnektorhoz.

4. Kérjük, legyen óvatos, ha gyermekeket használ. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszanak a

termék. Ne hagyja, hogy gyermekek vagy más személyek, akik nem ismerik a készüléket, ne használják anélkül felügyelet.

5. **FIGYELMEZTETÉS:** Ezt az eszközt 8 évesnél idősebb gyermekek és személyek használhatják

csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességek, vagy tapasztalattal vagy

az eszköz ismerete, csak az azokért felelős személy felügyelete alatt a biztonságot, vagy ha utasítást kaptak a készülék biztonságos

használatáról, és tisztában vannak a

működésével kapcsolatos veszélyek. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítás

és a készülék karbantartását csak gyermekek végezhetik, kivéve, ha túl vannak

8 évesek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.

6. Miután befejezte a termék használatát, ne felejtse el óvatosan eltávolítani a csatlakozót

az aljzatot a kezével tartja. Soha ne húzza a tápkábelt !!!

7. Soha ne helyezze a vízbe a tápkábelt, a dugót vagy az egész eszközt. Soha ne tegye ki a

a terméket olyan légköri viszonyoknak, mint közvetlen napfény vagy eső, stb. Soha ne használja a készüléket termék nedves körülmények között.

8. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérült, a termék megsérült szakképzett szervizhelyre kell fordítani, hogy elkerülje veszélyes helyzetek.

9. Soha ne használja a terméket sérült tápkábellel, vagy ha leesett vagy megsérült

bármilyen más módon, vagy ha nem működik megfelelően. Ne próbálja megjavítani a hibás terméket

magát, mert áramütéshez vezethet. A sérült eszközt mindig fordítsa a helyzetbe

szakszerviz helyét annak javítása érdekében. Minden javítást csak az végezhet

hivatalos szervizszakemberek. A helytelenül elvégzett javítás okozhat veszélyes helyzetek a felhasználó számára.

10. Soha ne tegye a terméket a forró vagy meleg felületekre vagy a konyhai eszközökre

mint az elektromos sütő vagy a gázégő.

11. Soha ne használja a terméket éghető anyagok közelében.

12. Ne hagyja, hogy a kábel lógjon a pult szélén, és ne érintse meg a forró felületeket.

13. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a terméket az áramforráshoz csatlakoztatva. Még akkor is, ha

a használat rövid időre megszakad, kapcsolja ki a hálózatról, húzza ki az áramot.

14. A további védelem érdekében ajánlatos a maradékáramot telepíteni eszköz (RCD) az áramkörben, legfeljebb 30 mA maradékárammal.

Vegye fel a kapcsolatot szakemberrel

15. A készüléket úgy kell felszerelni, hogy ne essen a vízbe és ne essen le a padlóra. A csatlakozónak mindig elérhetőnek kell lennie.

16. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a vezeték sérült-e. Ha a vezeték megsérült, vigye a töltőegységet egy szervizközpontba.

17. A sérült vagy nem működő egységet már nem szabad használni.

18. Ne módosítsa vagy javítsa a terméket. Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

19. A fogkefét három évesnél fiatalabb gyermekek nem használják. 3 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek hiánya esetén a fogkefét akkor használhatják, ha felügyeletet vagy utasításokat a készülék biztonságos használatáról, és ismerje meg az ezzel járó veszélyeket.
20. VIGYÁZAT A gyermekek nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a készüléket
21. VIGYÁZAT A 3-8 éves gyermekek csak felnőttek felügyelete mellett használhatják biztonságosan a készüléket
22. Az orális öntözőberendezéseket csak a gyártó utasításaiban meghatározott folyadékokkal szabad használni.
23. Ezt a terméket kizárólag a kézikönyvben leírt rendeltetésszerű használatra használja. Ne használjon olyan alkatrészeket vagy töltőket, amelyeket a gyártó nem ajánlott.
24. Ha a terméket leejtik, a kefefej / öntözőfúvókát ki kell cserélni a következő használat előtt, még akkor is, ha nem látható sérülés.
25. Cserélje ki a kefefejet 3 havonta, vagy hamarabb, ha a kefefej kopik.
26. A kis alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek.
27. Ne helyezze a készüléket vízbe vagy folyadékba, és ne tárolja olyan helyen, ahol leeshet, vagy kádba vagy mosogatóba húzható.
28. Ne nyúljon hozzá, ha vízbe esik. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.
29. Ne nyissa ki és ne szerelje szét a készüléket. Az akkumulátor újrafeldolgozásához kérjük, az egész készüléket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja el.
30. A készülék kinyitása tönkreteszi a készüléket és érvényteleníti a garanciát.
31. A konnektor kihúzásakor mindig a hálózati csatlakozót fogja a vezeték helyett.
32. Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz. Ez áramütést okozhat.
33. Ha bármilyen szájápolási betegség miatt kezelik Önt, használat előtt konzultáljon fogorvosával.
34. Ez a készülék személyes gondoskodást nyújtó eszköz, és nem több beteg számára használható fogorvosi rendelőben vagy intézményben.
35. Ne irányítsa a vizet a nyelv alá, a fülbe, az orrba vagy más kényes

területbe. Ez a termék olyan nyomást képes létrehozni, amely súlyos károkat okozhat ezeken a területeken.

36. Ne irányítsa a vizet az orrába vagy a fülébe. A potenciálisan halálos amőba, a Naegleria fowleri, jelen lehet néhány csapvízben vagy klórozatlan kútvízben, és halálos lehet, ha ezekre a területekre irányul.

Készülék leírása:

1. Típp 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reervoir fedél 6. 360 forgó csúcs
7. Típp Pop-Up gomb 8 .. Szünet gomb
9. Szívócsészék 10. Magasnyomású csúcs 11. Periodontális tipp 12. Ortodontikus csúcs 13. Dental plakk csúcsa
14. Nyelv tisztító csúcs

A tartály előkészítése

Távolítsa el a fedelet (5) az alapról, és töltsse fel a tartályt langyos vízzel. Helyezze a tartályt az aljzatra, és nyomja le szilárdan, majd tegye vissza a fedelet.

Típek beszúrása és eltávolítása:

Helyezze be a csúcsot a fogantyú fogantyújának tetején lévő gomb középpontjába, a színes gyűrű felugrik, és egy kattánno hangjelzést ad, hogy a csúcs helyesen van rögzítve. A csúcs eltávolításához a fogantyúból nyomja meg a sugárcsúcs-kilökőgombot (7) a színes gyűrű bal oldalán, és húzza ki a hegyét a fogantyúból.

A nyomásbeállítások beállítása

Óvatosan húzza meg a nyomógombot (3) és fordítsa el az órát. Hallgatni kell egy kattintást, és a készüléknek el kell indulnia. Ezután forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban, hogy növelje és az óramutató járásával ellentétes irányba csökkentse a nyomást. Ha a készüléket nem használja, a gép 3 perc elteltével automatikusan leáll. Ha újra kell használni, kapcsolja be újra és újra.

Az orális irigátor használata:

Lean alacsonyan a mosogató felett, és helyezze a jet-et a szájába. Célozza a hegyét a fogak felé. A szabad kezével kapcsolja be a készüléket. Állítsa be a nyomást a kívánt beállításnál. Irányítsa az áramot a gomb (6) elforgatásával a szög beállításához. Forgassa a szünet gombot (8) ON állásba.

Ajánlott technika

Irányítsa a vízáramot 90 fokos szögben a gumi vonalához, kissé közelebb ajkához, hogy ne fröccsenjen, hanem hagyja, hogy a víz szabadon áramoljon a szájából a mosogatóba. A legjobb eredmény eléréséhez az elülső fogak felé irányuló moláris területen (hátfogak). Ragadja meg a sugárhegy csúcsát a fogszalag mentén, rövid időre megállítva a fogak között. Folytassa a folyamatot mindaddig, amíg a fogak körül és közöttük lévő területeket nem tisztították.

Mikor kész

Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a tartályban maradt folyadékokat. Húzza ki az egységet.

Speciális tippek utasításai:

11. Periodontális tipp: A hegy a vízszintes vagy baktériumellenes oldatot mélyen a parodontális zsebekbe szállította.

Ahhoz, hogy a csúcsot alacsonyan helyezze el a mosogató fölé, és helyezze a puha csúcsot egy fogra 45 fokos szögben, és óvatosan helyezze a csúcsot az inyvonal alá. Forgassa el a készüléket a legalacsonyabb nyomásértékre, majd óvatosan tisztítsa meg a gumikötést.

12. Ortodontikus csúcs

A speciális csúcs egyedülállóan úgy van kialakítva, hogy egyidejűleg kefével és öblítéssel nehezen hozzáférhető helyekre kerüljön a nadrágtartó és más fogászati munka körül.

Ahhoz, hogy használjon, hajoljon alacsonyra, és használja a kefe sörtéket, hogy megtisztítsa a fogorvosi körzetet. A víz átfolyik az ecseten keresztül, és öblíti ki az eltávolítandó törmeléket.

14. Nyelv tisztító

Hajtsa át a mosogatót, helyezze a nyelvtisztítót a nyelvére, és indítsa el a készüléket a legalacsonyabb nyomás beállításával, és lassan növelje a kényelmet. Óvatosan helyezze a nyelvtisztítót a nyelv közepére / középvonalára, körülbelül félúton vissza és könnyű nyomással húzza előre.

Tisztítás

Miután a tartályban bármilyen speciális megoldást használt, egy ideig tartsa az öblítést.

Részlegesen töltsé fel a tartályt meleg csapvízzel, irányítsa a sugárhajtófejet a mosogatóba, és kapcsolja be a tartály őrítését. Ez segít megőrizni a csúcs eltömődését, és segít a készülék hosszabb ideig tartásában.

A készüléket csak puha, nem koptató ruhával tisztítsa. Ne használjon súrolószereket.

Műszaki adatok:

Áramforrás: 220-240V 50 / 60Hz

Teljesítmény: 18W

Teljesítmény: 30 W



Törődünk a természeti környezetért. Papír csomagokat kérünk adjanak át a papírhulladéka. Polietilén zacskókat (PE) dobjanak ki a műanyag tartályba. Kimerült gépe vissza kell adni a megfelelő tároló pontjához, mert a gépben levők veszélyes részek, veszedelmesek lehet a környezetnek. Az elektromos gép így kell visszaadni, hogy korlátozzon a re-használatát. Ha az elemek vannak a gépben, ki kell húzni ezeket és a visszakelladni külön tároló pontjához.

УСЛОВИ ЗА Безбедност

УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВАОРТНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА УПОТРЕБАТА

ВНИМАВААДЕ ПРОЧИТАЈТЕ И ПРОДОЛУВАЈТЕ ГО РЕФЕРЕНЦИЈА
ЗА ИДНИНА

Гарантните услови се различни ако уредот се користи за
комерцијални цели.

1. Пред да го користите производот, прочитајте внимателно и секогаш
почитувајте го следново
упатства. Производителот не е одговорен за каква било штета поради
каква било злоупотреба.

2. Производот треба да се користи само во затворено. Не користете
го производот за каква било цел што не е
компатибилен со неговата примена.

3. Применливиот напон е 220-240V, ~ 50Hz. Од безбедносни причини,
не е соодветно да
поврзете повеќе уреди со еден штекер.

4. Бидете претпазливи кога користите околу деца. Не дозволувајте
децата да си играат со
производ. Не дозволувајте деца или луѓе кои не го знаат уредот да го
користат без
надзор.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЕ: Овој уред може да го користат деца над 8-
годишна возраст и лица со
намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без
искуство или

познавање на уредот, само под надзор на лице одговорно за нивно
безбедност, или ако им било укажано на безбедно користење на
уредот и се свесни за

опасности поврзани со неговото работење. Децата не треба да си
играат со уредот. Чистење
и одржување на уредот не треба да го вршат деца освен ако не се
завршени

8-годишна возраст и овие активности се вршат под надзор.

6. Откако ќе завршите со користењето на производот, секогаш

запомнете нежно да го извадите приклучокот од него штекерот што го држи штекерот со твојата рака. Никогаш не го повлекувајте кабелот за напојување !!!

7. Никогаш не ставајте го кабелот за напојување, приклучокот или целиот уред во вода. Никогаш не го изложувајте производ во атмосферски услови како што се директна сончева светлина или дожд, итн. Никогаш не користете го производ во влажни услови.

8. Периодично проверувајте ја состојбата на кабелот за напојување. Ако кабелот за напојување е оштетен производот треба да се претвори во професионална локација за услуги за да се замени со цел да се избегне опасни ситуации.

9. Никогаш не користете го производот со оштетен кабел за напојување или ако е испуштен или оштетен на кој било друг начин или ако не работи правилно. Не обидувајте се да го поправите дефектираниот производ себе си затоа што може да доведе до струен удар. Секогаш свртете го оштетениот уред на локација за професионална услуга со цел да се поправи. Сите поправки може да се направат само со овластени професионалци за услуги. Поправката што е направена погрешно може да предизвика опасни ситуации за корисникот.

10. Никогаш не ставајте го производот на или близу до топлиите или топлиите површини или кујнските апарати како електрична печка или горилник за гас.

11. Никогаш не користете го производот близу до запаливи.

12. Не дозволувајте кабелот да виси над работ на шалтерот или да допира жешки површини.

13. Никогаш не го оставајте производот поврзан со изворот на напојување без надзор. Дури и кога употребата е прекината за кратко време, исклучете ја од мрежата, исклучете ја струјата.

14. За да се обезбеди дополнителна заштита, се препорачува да се инсталира остатоци од струја уред (RCD) во струјното коло, со рејтинг на преостаната струја не

повеќе од 30 mA.

Контактирајте професионален електричар во ова прашање

15. Апаратот мора да се монтира на начин што не може да падне во вода или да падне на подот. Приклучокот секогаш треба да биде достапен.

16. Периодично проверувајте го кабелот за оштетување. Ако кабелот е оштетен, однесете ја единицата за полнење во Сервисен центар.

17. Оштетена или нефункционална единица повеќе не треба да се користи.

18. Не го менувајте или поправајте производот. Ова може да предизвика пожар, струен удар или повреда.

19. Четката за заби не е наменета за употреба од деца под три години. Деца на возраст од 3 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење можат да ја користат четката за заби ако им е даден надзор или

упатства за употреба на апаратот на безбеден начин и разберете ги опасностите што се вклучени.

20. ВНИМАНИЕ Децата не треба да го чистат или одржуваат апаратот

21. ВНИМАНИЕ Децата од 3 до 8 години можат да го користат уредот безбедно само под надзор на возрасни

22. Оралните наводнувачи се користат само со течности дефинирани во упатствата на производителот.

23. Користете го овој производ само за наменетата употреба, како што е опишано во овој прирачник. Не користете додатоци или полначи што не ги препорачува производителот.

24. Ако производот падне, главата на четката / млазот за наводнување треба да се заменат пред следната употреба, дури и ако не е видливо оштетување.

25. Заменете ја главата на четката на секои 3 месеци или порано ако главата на четката се носи.

26. Малите делови може да претставуваат опасност од задушување.

27. Не ставајте го апаратот во вода или течност или чувајте го каде може да падне или да се повлече во када или мијалник.

28. Не посегнувајте по него кога ќе паднете во вода. Исклучете го веднаш.

29. Не отворајте го и расклопувајте го уредот. За рециклирање на

батерии, фрлете го целиот уред во согласност со локалните еколошки прописи.

30. Отворањето на уредот ќе го уништи апаратот и ќе ја поништи гаранцијата.

31. При исклучување, секогаш држете го приклучокот за струја наместо кабелот.

32. Не допирајте го приклучокот за напојување со влажни раце. Ова може да предизвика струен удар.

33. Ако сте подложени на третман за каква било состојба на орална нега, консултирајте се со вашиот стоматолошки професионалец пред употреба.

34. Овој апарат е уред за лична нега и не е наменет за употреба кај повеќе пациенти во стоматолошка ординација или институција.

35. Не насочувајте вода под јазикот, во увото, носот или во други деликатни области. Овој производ е способен да произведува притисоци што можат да предизвикаат сериозни штети во овие области.

36. Не насочувајте вода во носот или увото. Потенцијално смртоносната амеба, *Naegleria fowleri*, може да биде присутна во некоја вода од чешма или нехлорирана вода од бунар и може да биде фатална ако се насочи во овие области.

Опис на уредот:

1. Тип 2. Резервоар 3. On / Off 4. Sucker 5. Резервоар капакот 6. 360 ротирачки врв
7. Совет Копче за скокање 8 .. Паузирај го копчето
9. Вшмукување чаши 10. Врв за висок притисок 11. Параоонтал Совет 12. Ортодонтски врвот 13. Затвори Совет Совет
14. Совет за чистење на јазикот

Подготовка на резервоарот

Извадете го капакот (5) од основата и пополнете го резервоарот со млака вода. Ставете го резервоарот на основата и цврсто притиснете го, а потоа вратете го капакот.

Вметнување и отстранување совети:

Вметнете го врвот во центарот на копчето на врвот на рачката за заби, ќе се појави обоен прстен и ќе се огласи звук на кликање кој врвот е правилно заклучен во место. За да го извадите врвот од рачката, притиснете го копчето за исфрлање на врвот (7) на левата страна од прстенот за боја и повлечете го врвот од рачката.

Прилагодување на поставките за притисок

Зголемете го притиснаточот (3) нежно и свртете го часовникот мудар. Треба да слушнете клик и уредот треба да започне. Потоа свртете го слободно во насока на стрелките на часовникот за да се зголеми и спротивно од стрелките на часовникот за да го намалите притисокот Машината автоматски ќе запре по 3 минути ако не се користи. Ако треба повторно да го користите, повторно вклучете го и исклучете го.

Користење на оралниот иригатор:

Се наведнува ниско над лавабото и ставете го млазот во устата. Насочете го кон врвот кон забите. Со вашата слободна рака вклучете го уредот. Поставете го притисокот во саканата поставка. Насочете го потокот со вртење на копчето (6) за да го прилагодите аголот. Свртете го копчето за пауза (8) во положба ON.

Препорачана техника

Насочете го приливот на вода со агол од 90 степени на вашата гума, малку блиски усни за да избегнете прскање, но дозволете слободно да тече вода од устата во мијалникот. За најдобри резултати започнете во моларната област (задни заби) кои работат кон предните заби. Приклопете го врвот на авионот по должината на гумената пауза за кратко време помеѓу забите. Продолжете со процесот додека не се исчистат областите околу и помеѓу забите.

Кога ќе завршиш

Исклучете го уредот и отстранете ги остатоците во резервоарот. Исклучете го уредот.

Инструкции за специјални совети:

11. Парадоонталниот врвот: Врвот донесе водата или антибактериски решение длабоко во периодонтални џебови.

За да го користите врвот се потпреме над ниско над мијалникот и ставете го мекиот врв во однос на забот под агол од 45 степени и нежно ставете го врвот под прегратка. Свртете го уредот на најниско ниво на притисок, а потоа внимателно исчистете го на ремчето.

12. Ортодонски врв

Специјалниот врв е уникатно дизајниран за истовремено да четка и исплакнува тешко да стигне до места околу заграда и други стоматолошки работи.

За да го користите, се наведнува ниско над спк и употребувајте ги влакната од четката за чистење околу забиот дел. Водата ќе тече низ четката и исплакнете ги сите остатоци што се отстрануваат.

14. Чистач на јазикот

Се наведнува над мијалникот, ставете го чистачот на јазикот на јазикот и стартувајте го уредот користејќи го најнискиот притисок и полесно се зголемувајте. Нежно ставете го чистачот на јазикот во средината / средината на вашиот јазик околу половина пат назад и со притисок на светлината се повлече напред.

Чистење

По користењето на било кое посебно решение во резервоарот земете малку време за да го исплакнете уредот.

Делумно пополнете го резервоарот со топла вода од чешма, насочете го конвојот на млазот во лавабото и вклучете го да дозволи резервоарот да се испразни. Ова ќе помогне да се задржи врвот од затнувањето и да му помогне на уредот да трае подолго.

Чистете го уредот само со мека неабразивна ткаенина. Не користете абразивни хемикалии.

Технички податоци:

Извор на напојување: 220-240V 50 / 60Hz

Моќност: 18W

Моќност: 30 W



Се грижиме за природната средина. Картонските паковки молиме да се наменат за рециклирање. Полиетиленовите кеси (PE) да се фрлат во контејнер за пластика. Искористениот уред треба да се предаде во соодветниот складирачки пункт, бидејќи небезбедните состојки кои се наоѓаат во уредот можат да бидат загрозување за средината. Електричниот уред треба да се предаде на начин кој ќе оневозможи негова повторна употреба и искористување. Доколку во уредот има батерии, треба да се извадат и посебно да се предадат во складирачкиот пункт.

(GR) ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟ ΣΟΝΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι όροι еγγύησης είναι διαφορετικοί εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για еμπορικούς σκοπούς.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε πάντα τα ακόλουθα οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές λόγω κακής χρήσης.

2. Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για κανένα σκοπό που δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή του.

3. Η ισχύουσα τάση είναι 220-240V, ~ 50Hz. Για λόγους ασφαλείας, δεν ενδείκνυται

συνδέστε πολλές συσκευές σε μία πρίζα.

4. Προσέξτε όταν χρησιμοποιείτε παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν χωρίς еποπτεία.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα

χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής, μόνο υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη συσκευή του ασφάλεια, ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση του κινδύνου που συνδέονται με τη λειτουργία του. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθάρισμα και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν έχουν τελειώσει

8 ετών και αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη.

6. Αφού τελειώσετε τη χρήση του προϊόντος, θυμηθείτε να αφαιρείτε απαλά το βύσμα από

η πρίζα που κρατά την πρίζα με το χέρι σας. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας !!!

7. Ποτέ μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή ολόκληρη τη συσκευή στο νερό. Ποτέ μην εκθέτετε το προϊόν σε ατμοσφαιρικές συνθήκες όπως άμεσο ηλιακό φως ή βροχή κ.λπ. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες.

8. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά το προϊόν θα πρέπει να στραφεί σε επαγγελματική τοποθεσία για να αντικατασταθεί για να αποφευχθεί

επικίνδυνες καταστάσεις.

9. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το ελαττωματικό προϊόν τον εαυτό σας γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Γυρίστε πάντα τη χαλασμένη συσκευή σε

τοποθεσία επαγγελματικής εξυπηρέτησης για επισκευή. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από

εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες σέρβις. Η επισκευή που έγινε εσφαλμένα μπορεί να προκαλέσει

επικίνδυνες καταστάσεις για τον χρήστη.

10. Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω ή κοντά στις ζεστές ή θερμές

επιφάνειες ή στις συσκευές κουζίνας
όπως ο ηλεκτρικός φούρνος ή ο καυστήρας αερίου.

11. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε καύσιμα.

12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του μετρητή ή να αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.

13. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν συνδεδεμένο στην πηγή τροφοδοσίας χωρίς επίβλεψη. Ακόμη και όταν

η χρήση διακόπτεται για μικρό χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την από το δίκτυο, αποσυνδέστε το ρεύμα.

14. Για την παροχή πρόσθετης προστασίας, συνιστάται η εγκατάσταση ρεύματος υπολειμμάτων

συσκευή (RCD) στο κύκλωμα ισχύος, με ονομαστική ένταση υπολειπόμενου ρεύματος όχι μεγαλύτερη από 30 mA.

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο σε αυτό το θέμα

15. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει στο νερό ή να πέσει στο πάτωμα. Το βύσμα πρέπει πάντα να είναι προσβάσιμο.

16. Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο για ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μεταφέρετε τη μονάδα φόρτισης σε ένα κέντρο σέρβις.

17. Μια κατεστραμμένη ή μη λειτουργική μονάδα δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται.

18. Μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε το προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

19. Η οδοντόβουρτσα δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των τριών ετών. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν την οδοντόβουρτσα εάν έχουν επιτηρηθεί ή

οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και την κατανόηση των κινδύνων.

20. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή

21. ΠΡΟΣΟΧΗ Παιδιά από 3 έως 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων

22. Οι πόσιμοι ποτιστήρες χρησιμοποιούνται μόνο με υγρά που ορίζονται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

23. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση

- του, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή φορτιστές που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
24. Εάν το προϊόν πέσει, η κεφαλή της βούρτσας / το πίδακα ψεκασμού πρέπει να αντικατασταθούν πριν από την επόμενη χρήση, ακόμη και αν δεν είναι εμφανής ζημιά.
25. Αντικαταστήστε την κεφαλή της βούρτσας κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα εάν φθαρεί η κεφαλή της βούρτσας.
26. Μικρά εξαρτήματα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο πνιγμού.
27. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή υγρό ή αποθηκεύστε εκεί που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μια μπανιέρα ή νεροχύτη.
28. Μην το φτάνετε όταν πέσετε στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως.
29. Μην ανοίγετε και αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Για ανακύκλωση μπαταριών, απορρίψτε ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
30. Το άνοιγμα της συσκευής θα καταστρέψει τη συσκευή και θα ακυρώσει την εγγύηση.
31. Κατά την αποσύνδεση, κρατήστε πάντα το βύσμα αντί του καλωδίου.
32. Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
33. Εάν υποβληθείτε σε θεραπεία για οποιαδήποτε κατάσταση στοματικής φροντίδας, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση.
34. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή προσωπικής φροντίδας και δεν προορίζεται για χρήση σε πολλούς ασθενείς σε οδοντιατρεία ή ίδρυμα.
35. Μην κατευθύνετε νερό κάτω από τη γλώσσα, στο αυτί, τη μύτη ή σε άλλες ευαίσθητες περιοχές. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε αυτές τις περιοχές.
36. Μην κατευθύνετε νερό στη μύτη ή στο αυτί. Το δυνητικά θανατηφόρο αμοιβάδα, το *Naegleria fowleri*, μπορεί να υπάρχει σε νερό βρύσης ή σε μη χλωριωμένο νερό πηγάδι και μπορεί να είναι θανατηφόρο εάν κατευθυνθεί σε αυτές τις περιοχές.

Περιγραφή συσκευής:

1. Tip
2. Reservoir
3. On / Off
4. Sucker
5. Reservoir καπάκι
6. 360 περιστρεφόμενο άκρο
7. Κουμπί pop-up Συμβουλή 8 .. Κουμπί παύσης
9. Κύπελλα αναρρόφησης
10. Άκρο υψηλής πίεσης
11. Περιοδοντική άκρη
12. Ορθοδοντική άκρη
13. Άκρη της πλάκας της πλάκας
14. Άκρο καθαρισμού γλώσσας

Προετοιμασία της δεξαμενής
Αφαιρέστε το καπάκι (5) από τη βάση και γεμίστε τη δεξαμενή με χλιαρό νερό. Τοποθετήστε τη δεξαμενή στη βάση και πιέστε σταθερά προς τα κάτω και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το καπάκι.

Εισαγωγή και αφαίρεση συμβουλών:

Τοποθετήστε την άκρη στο κέντρο του κομβίου στο επάνω μέρος της χειρολαβής του οδοντικού τζετ, το έγχρωμο δακτυλίδι θα αναστηκωθεί και θα κάνει έναν ήχο κλικ που σηματοδοτεί ότι η άκρη είναι σωστά ασφαλισμένη στη θέση της. Για να αφαιρέσετε την άκρη από τη λαβή, πατήστε το κουμπί εξαγωγής ακίδας πίδακα (7) στην αριστερή πλευρά του χρωματικού δακτυλίου και τραβήξτε το άκρο από τη λαβή.

Ρύθμιση των ρυθμίσεων πίεσης

Πιάστε προσεκτικά τον επιλογέα πίεσης (3) και γυρίστε τον με ρολόι. Θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ και η συσκευή θα πρέπει να ξεκινήσει. Στη συνέχεια, γυρίστε το ελεύθερο προς τα δεξιά για να αυξήσετε και να αντιστρέψετε προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να μειώσετε την πίεση. Το μηχανήμα θα σταματήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά αν δεν χρησιμοποιηθεί. Εάν πρέπει να ανενεργοποιήσετε ξανά, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε ξανά.

Χρησιμοποιώντας το στοματικό ποτίστρο:

Καθίστε χαμηλά πάνω από το νεροχύτη και τοποθετήστε το ακροφύσιο στο στόμα σας. Στόχευση της άκρης προς τα δόντια σας. Με το ελεύθερο χέρι σας ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ρυθμίστε την πίεση στην επιθυμητή ρύθμιση. Στρέψτε το ρεύμα περιστρέφοντας το κουμπί (6) για να ρυθμίσετε τη γωνία. Γυρίστε το κουμπί παύσης (8) στη θέση ON.

Συνιστώμενη τεχνική

Κατευθύνετε το ρεύμα νερού σε γωνία 90 μοιρών με τη γόμα σας, ελαφρώς στενά χείλια για να αποφύγετε το πισίλισμα αλλά αφήστε το νερό να ρέει ελεύθερα από το στόμα μέσα στο νεροχύτη. Για καλύτερα αποτελέσματα ξεκινήστε στην μοριακή περιοχή (οπίσθια δόντια) που εργάζεται προς τα μπροστινά δόντια. Ολισθήστε το άκρο του ακροφυσίου κατά μήκος της λαστιχένιας γραμμής για να σταματήσει εν συντομία μεταξύ των δοντιών. Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να καθαριστούν όλες οι περιοχές γύρω και μεταξύ των δοντιών.

Όταν τελειώσετε

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τυχόν υγρά που έχουν απομείνει στη δεξαμενή. Αποσυνδέστε τη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες συμβουλών:

11. Περιοδοντική άκρη: Η άκρη παρέδωσε νερό ή αντιβακτηριακό διάλυμα βαθιά μέσα στους περιοδοντικούς θύλακες.

Για να χρησιμοποιήσετε το άκρο φτωχό πάνω από το χαμηλό πάνω από το νεροχύτη σας και τοποθετήστε το μαλακό ρύγχος σε ένα δόντι σε γωνία 45 μοιρών και τοποθετήστε απαλά το άκρο κάτω από την λαστιχένια γραμμή. Γυρίστε τη μονάδα στη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης και στη συνέχεια καθαρίστε απαλά ακολουθώντας τη γραμμή του κομμεως.

12. Ορθοδοντική άκρη

Η ειδική άκρη είναι μοναδικά σχεδιασμένη για να βουρτσίζει και να ξεπλένει ταυτόχρονα τους δύσκολους για πρόσβαση χώρους γύρω από τα τράντες και άλλες οδοντικές εργασίες.

Για να το χρησιμοποιήσετε χαμηλώστε χαμηλά από το snk και χρησιμοποιήστε τις τρίχες βούρτσας για να καθαρίσετε γύρω από το dental wor. Το νερό θα ρέει μέσα από τη βούρτσα και θα ξεπλένεται τα τυχόν υπολείμματα που αφαιρούνται.

14. Καθαριστικό γλωσσών

Περάστε πάνω από το νεροχύτη, τοποθετήστε το καθαριστικό της γλώσσας στη γλώσσα σας και ξεκινήστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης και αυξήστε αργά όσο πιο άνετα. Τοποθετήστε

απαλά τη συσκευή καθαρισμού γλώσσας στο κέντρο / τη μέση γραμμή της γλώσσας σας περίπου στο μισό πλάτος και πιέστε ελαφρά προς τα εμπρός.

Καθάρισμα

Αφού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ειδική λύση στη δεξαμενή, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ξεπλύνετε τη μονάδα.

Συμπληρώστε μερικώς τη δεξαμενή με ζεστό νερό της βρύσης, στρέψτε το ακροφύσιο του ακροφυσίου στον νεροχύτη και ενεργοποιήστε την αδειάστε τη δεξαμενή. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την άκρη από το φράξιμο και να βοηθήσετε τη μονάδα σας να διαρκεί περισσότερο.

Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με μαλακό μη λειαντικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά χημικά.

Τεχνικά δεδομένα:

Πηγή ισχύος: 220-240V 50 / 60Hz

Ισχύς: 18W

Μέγιστη ισχύς: 30 W



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικινδύνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορισθεί η επαναχρησιμοποίησή της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI
POUŽITÍ PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVÁVEJTE PRO
BUDOUCÍ REFERENCI

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ POKYNY PRO BEZPEČNOST
POUŽITÍ PROSÍM

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVÁVEJTE PRO BUDOUCÍ ODKAZ

Záruční podmínky se liší, pokud je zařízení používáno ke komerčním účelům.

1. Před použitím produktu si pozorně přečtete a vždy dodržujte následující instrukce. Výrobce není odpovědný za škody způsobené zneužitím.

2. Produkt se smí používat pouze v interiéru. Nepoužívejte výrobek k žádným jiným účelům

kompatibilní s jeho aplikací.

3. Použitelné napětí je 220-240 V, ~ 50 Hz. Z bezpečnostních důvodů to není vhodné

připojte více zařízení k jedné zásuvce.

4. Při používání v okolí dětí buďte opatrní. Nenechte děti hrát si s produkt. Nedovolte dětem nebo lidem, kteří neznají zařízení, aby jej používali bez

dozor.

5. **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo osoby bez zkušeností nebo

znalosti zařízení, pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnosti, nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomi

nebezpečí spojená s jeho provozem. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění

a údržbu zařízení by neměly provádět děti, pokud neskončí

8 let a tyto činnosti jsou prováděny pod dohledem.

6. Jakmile dokončíte používání produktu, nezapomeňte jemně vytáhnout zástrčku

elektrickou zásuvku držte zásuvku rukou. Nikdy netahejte za napájecí kabel !!!

7. Napájecí kabel, zástrčku ani celé zařízení nikdy neponořujte do vody.

Nikdy nevystavujte produkt do atmosférických podmínek, jako je přímé sluneční světlo nebo déšť atd. Nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

8. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozený, produkt by se mělo obrátit na místo profesionálního servisu, které je třeba vyměnit, aby se zabránilo nebezpečné situace.

9. Nikdy nepoužívejte výrobek s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud spadl nebo byl poškozen jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Nepokoušejte se opravit vadný výrobek protože to může vést k úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení vždy otočte na a profesionální servisní místo za účelem opravy. Všechny opravy lze provést pouze pomocí autorizovaní servisní profesionálové. Oprava, která byla provedena nesprávně, může způsobit nebezpečné situace pro uživatele.

10. Nikdy nepokládejte výrobek na horké nebo teplé povrchy nebo kuchyňské spotřebiče ani do jejich blízkosti jako elektrická trouba nebo plynový hořák.

11. Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavin.

12. Nenechávejte kabel viset přes okraj pultu nebo se dotýkat horkých povrchů.

13. Nikdy nenechávejte produkt připojený ke zdroji napájení bez dozoru. I když používání je na krátkou dobu přerušeno, vypněte jej ze sítě, odpojte napájení.

14. Z důvodu zajištění další ochrany se doporučuje instalovat zbytkový proud zařízení (RCD) v napájecím obvodu se zbytkovým proudem nejvýše 30 mA.

V této věci kontaktujte profesionálního elektrikáře

15. Spotřebič musí být namontován tak, aby nemohl spadnout do vody nebo spadnout na podlahu. Zástrčka by měla být vždy přístupná.

16. Pravidelně kontrolujte poškození kabelu. Pokud je kabel poškozen, odnesťe nabíjecí jednotku do servisního střediska.
17. Poškozená nebo nefunkční jednotka by se již neměla používat.
18. Výrobek neupravujte ani neopravujte. Může to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
19. Zubní kartáček není určen k použití dětmi mladšími tří let. Děti ve věku od 3 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou zubní kartáček používat, pokud jsou pod dohledem nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozumění možným rizikům.
20. **UPOZORNĚNÍ** Děti by neměly spotřebič čistit ani udržovat
21. **UPOZORNĚNÍ** Děti od 3 do 8 let smějí používat zařízení bezpečně pouze pod dohledem dospělých
22. Orální zavlažovače se smí používat pouze s kapalinami definovanými v pokynech výrobce.
23. Používejte tento výrobek pouze k zamýšlenému použití, jak je popsáno v této příručce. Nepoužívejte příslušenství nebo nabíječky, které nejsou doporučeny výrobcem.
24. Dojde-li k pádu produktu, měla by být hlava kartáče / tryska irigátoru před dalším použitím vyměněna, i když není viditelně žádné poškození.
25. Vyměňte hlavu kartáče každé 3 měsíce nebo dříve, pokud se hlava kartáče opotřebuje.
26. Malé díly mohou představovat nebezpečí udušení.
27. Neumisťujte spotřebič do vody nebo kapaliny ani jej neskladujte tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
28. Nesahejte na něj, když spadnete do vody. Ihned odpojte ze zásuvky.
29. Neotvírejte a nerozebírejte zařízení. Při recyklaci baterií zlikvidujte celé zařízení podle místních předpisů o životním prostředí.
30. Otevřením zařízení zničíte spotřebič a zrušíte platnost záruky.
31. Při odpojování vždy držte zástrčku místo kabelu.
32. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
33. Pokud podstupujete léčbu jakéhokoli stavu péče o ústní dutinu, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.
34. Tento přístroj je zařízením osobní péče a není určen k použití u více pacientů v zubní ordinaci nebo v ústavu.

35. Nemiřte vodou pod jazyk, do ucha, nosu nebo jiných choulostivých oblastí. Tento produkt je schopen vytvářet tlaky, které mohou v těchto oblastech způsobit vážné poškození.

36. Nemiřte vodou do nosu nebo ucha. Potenciálně smrtelná améba, *Naegleria fowleri*, může být přítomna v nějaké vodě z vodovodu nebo v nechlorované studni a může být smrtelná, pokud je nasměrována do těchto oblastí.

Popis zařízení:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservoir viečko 6. 360 rotující hrot
7. Tip Pop-Up knoflík 8 .. Tlačítko Pauza
9. Přísavky 10. Hrot s vysokým tlakem 11. Periodontální špička 12. Ortodontický hrot 13. Špička zubního plaku
14. Špička čističe jazyku

Příprava nádrže

Odstraňte víko (5) ze základny a naplňte zásobník vlažnou vodou. Zásobník položte na základnu a pevně zatlačte na víko.

Vkládání a odstraňování tipů:

Vsuňte špičku do středu knoflíku v horní části rukojeti zubního paprsku, barevný kroužek vyskočí a ozve se cvaknutí, které signalizuje, že hrot je správně zajištěn. Chcete-li odstranit hrot z rukojeti, stiskněte tlačítko vysunutí špičky trysky (7) na levé straně barevného prstence a vytáhněte špičku z rukojeti.

Nastavení nastavení tlaku

Jemně uchopte tlakový ovladač (3) a otočte jej po směru hodinových ručiček. Měli byste slyšet cvaknutí a zařízení by se mělo spustit. Pak ji otočte volně ve směru hodinových ručiček, aby se zvýšil a proti směru hodinových ručiček pro snížení tlaku. Pokud se stroj nepoužije, automaticky se zastaví po 3 minutách. Pokud ji potřebujete znovu použít, zapněte a znovu zapněte.

Použití ústního irigátoru:

Nakloňte se nad dřez a umístěte trysku do úst. Nasměrujte špičku na zuby. S volnou rukou zapněte zařízení. Nastavte tlak na požadované nastavení. Otáčením knoflíku (6) nastavte proud. Tlačítko pauzy (8) otočte do polohy ON.

Doporučená technika

Nasměrujte proud vody pod úhlem 90 stupňů k linii dásní, mírně zavřete rty, aby se zabránilo stříkání, ale nechte vodu volně proudit z úst do dřezu. Pro dosažení nejlepších výsledků začněte v molární oblasti (zadní zuby) směrem k předním zubům. Klouzejte špičkou trysky podél gumové linie a krátce se zastavte mezi zuby. Pokračujte v procesu, dokud nebudou vyčištěny všechny oblasti kolem a mezi zuby.

Po dokončení

Vypněte přístroj a odstraňte všechny kapaliny, které zůstaly v nádrži. Odpojte zařízení.

Pokyny pro speciální tipy:

11. Periodontální tip: Špička dodala vodu nebo antibakteriální roztok hluboko do periodontálních kapes. Chcete-li použít špičku naklonit nad nízkým nad dřezem a umístěte měkký hrot proti zubu v úhlu 45 stupňů a jemně umístěte špičku pod guminovou linii. Přepněte přístroj na nejnižší tlak a poté jemně vyčistíte za gumovou linii.

12. Ortodontický hrot

Speciální hrot je jedinečně navržen tak, aby současně kartáčoval a opláchl těžko přístupná místa kolem šle a jiných zubních prací.

Chcete-li ji použít nízko nad snk a použít štětiny štětce k čištění kolem zubní worth. Voda protéká štětcem a opláchně všechny nečistoty, které se odstraní.

14. Čistič jazyka

Opřete se o umyvadlo, položte čistič jazyka na jazyk a spusťte jednotku pomocí nejnižšího nastavení tlaku a pomalu zvyšujte. Jemně položte čistič jazyků do středu / střední části vašeho jazyka asi do poloviny a lehkým tlakem zatáhněte dopředu.

Čištění

Po použití jakéhokoliv speciálního roztoku v nádržce chvíli vyplachujte jednotku.

Částečně naplňte zásobník teplou vodou z vodovodu, nasměrujte špičku trysky do dřezu a zapněte, aby se nádržka vyprázdnila. To pomůže udržet špičku před ucpáním a pomůže vaší jednotce vydržet déle.

Přístroj čistěte pouze měkkým hadříkem, který není abrazivní. Nepoužívejte žádné abrazivní chemikálie.

Technická data:

Zdroj napájení: 220-240V 50 / 60Hz

Výkon: 18W

Výkon Max: 30 W



Ochrana životního prostředí. Kartón odevzdejte do sběru. Polyetylénové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzdejte do příslušného sběrného dvoru, protože některé části zařízení mohou představovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzdejte tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přístroji baterie, vyjměte je a odevzdejte do příslušného sběrného místa zvlášť. Přístroj nevyhazujte do popelnic ani kontejneru na směsný odpad!!

UVJETI SIGURNOSTI VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI UPOTREBE
MOLIMO VAS PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE U BUDUĆOJ
REFERENCI

UVJETI SIGURNOSTI VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI UPOTREBE
MOLIMO VAS

PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE BUDUĆU REFERENCU

Uvjeti jamstva razlikuju se ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte i uvijek se pridržavajte
sljedećeg

upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu zbog zlouporabe.

2. Proizvod se smije koristiti samo u zatvorenom. Proizvod nemojte koristiti
u bilo koje svrhe koje to nisu

kompatibilan s njegovom primjenom.

3. Primjenjivi napon je 220-240V, ~ 50Hz. Iz sigurnosnih razloga nije
prikladno

priključite više uređaja u jednu utičnicu.

4. Budite oprezni kada koristite oko djece. Ne dopustite djeci da se igraju s
proizvod. Ne dopustite djeci ili ljudima koji ne poznaju uređaj da ga koriste
bez njega

nadzor.

5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i
osobe s

smanjene tjelesne, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili osobe bez iskustva
ili

poznavanje uređaja, samo pod nadzorom osobe odgovorne za njihov rad
sigurnost ili ako su upućeni u sigurnu uporabu uređaja i svjesni su
opasnosti povezane s njegovim radom. Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Cišćenje

i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca, osim ako su gotova

8 godina starosti i ove se aktivnosti provode pod nadzorom.

6. Nakon što završite s upotrebom proizvoda, uvijek zaboravite nježno
ukloniti utikač iz

utičnica koja rukom drži utičnicu. Nikada ne povlačite kabel za napajanje

!!!

7. Nikada nemojte stavljati kabel za napajanje, utikač ili cijeli uređaj u
vodu. Nikad ne izlažite

- proizvod u atmosferskim uvjetima kao što su izravna sunčeva svjetlost ili kiša itd. Nikada nemojte koristiti proizvod u vlažnim uvjetima.
8. Povremeno provjerite stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvod treba okrenuti na mjesto profesionalne službe kako bi se izbjeglo opasne situacije.
9. Nikada nemojte koristiti proizvod s oštećenim kabelom za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ako ne radi kako treba. Ne pokušavajte popraviti oštećeni proizvod sebe jer to može dovesti do strujnog udara. Uvijek okrenite oštećeni uređaj na mjesto profesionalne službe kako bi ga popravili. Sve popravke može obaviti samo ovlašteni serviseri. Uzrok može biti pogrešno izvršen popravak opasne situacije za korisnika.
10. Nikada ne stavljajte proizvod na vruću ili toplu površinu ili kuhinjske uređaje ili blizu njih poput električne pećnice ili plinskog plamenika.
11. Nikada nemojte koristiti proizvod blizu zapaljivih tvari.
12. Ne dopustite da kabel visi preko ruba pulta ili da dodiruje vruće površine.
13. Nikada nemojte ostavljati proizvod priključen na izvor napajanja bez nadzora. Čak i kada uporaba se na kratko prekida, isključite je s mreže, isključite napajanje.
14. Da bi se osigurala dodatna zaštita, preporuča se instaliranje zaostale struje uređaj (RCD) u krugu napajanja, s nominalnom zaostalom strujom ne većom od 30 mA.
- U tom se slučaju obratite profesionalnom električaru
15. Uređaj mora biti montiran na način da ne može pasti u vodu ili pasti na pod. Utikač bi uvijek trebao biti dostupan.
16. Povremeno provjeravajte je li kabel oštećen. Ako je kabel oštećen, odnesite jedinicu za punjenje u servisni centar.
17. Oštećena ili nefunkcionalna jedinica više se ne smije koristiti.
18. Ne mijenjajte niti popravljajte proizvod. To može prouzročiti požar,

električni udar ili ozljede.

19. Četkica za zube nije namijenjena djeci mlađoj od tri godine. Djeca u dobi od 3 godine i osobe smanjenih tjelesnih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatka iskustva i znanja mogu koristiti četkicu za zube ako su dobili nadzor ili

upute o sigurnom korištenju uređaja i razumijevanje opasnosti.

20. OPREZ Djeca ne bi trebala čistiti ili održavati uređaj

21. OPREZ Djeca od 3 do 8 godina smiju koristiti uređaj sigurno samo pod nadzorom odraslih

22. Oralni navodnjavači smiju se koristiti samo s tekućinama definiranim u uputama proizvođača.

23. Koristite ovaj proizvod samo za namjeravanu uporabu kako je opisano u ovom priručniku. Ne koristite dodatke ili punjače koje proizvođač ne preporučuje.

24. Ako proizvod padne, mlaz glave četke / navodnjavanja treba zamijeniti prije sljedeće upotrebe, čak i ako nisu vidljiva oštećenja.

25. Zamijenite glavu četke svaka 3 mjeseca ili prije ako se glava četke istroši.

26. Mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.

27. Uređaj nemojte stavljati u vodu ili tekućinu ni čuvati tamo gdje može pasti ili ga uvući u kadu ili sudoper.

28. Ne posegnite za njim kad padnete u vodu. Odmah odspojite.

29. Ne otvarajte i ne rastavljajte uređaj. Za recikliranje baterija, odložite cijeli uređaj u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

30. Otvaranjem uređaja uništiti ćete uređaj i poništiti jamstvo.

31. Pri isključivanju uvijek držite utikač umjesto kabela.

32. Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama. To može prouzročiti električni udar.

33. Ako ste na liječenju zbog bilo kakvog stanja oralne njege, prije upotrebe se posavjetujte sa svojim stomatologom.

34. Ovaj je uređaj uređaj za osobnu njegu i nije namijenjen upotrebi na više pacijenata u stomatološkoj ordinaciji ili ustanovi.

35. Ne usmjeravajte vodu ispod jezika, u uho, nos ili druga osjetljiva područja. Ovaj proizvod može stvarati pritiske koji mogu prouzročiti ozbiljnu štetu na tim područjima.

36. Ne usmjeravajte vodu u nos ili uho. Potencijalno smrtonosna ameba, Naegleria fowleri, može biti prisutna u malo vode iz slavine ili nekloriranoj

bnarskoj vodi i može biti fatalna ako se usmjeri u ta područja.

Opis uređaja:

1. Tip 2. Rezervator 3. On / Off 4. Sucker 5. Poklopac spremnika 6. 360 rotirajući vrh
7. Savjet Gumb za iskakanje 8. . Gumb Pauza
9. Usisne čaše 10. Vrh visokog tlaka 11. Parodontni savjet 12. Ortodontski vrh 13. Vrh štitnika zuba
14. Vrh s čistačem jezika

Priprema spremnika

Skinite poklopac (5) s baze i napunite spremnik mlakom vodom. Stavite spremnik u podnožje i čvrsto pritisnite prema dolje i vratite poklopac natrag.

Umetanje i uklanjanje savjeta:

Umetnite vrh u središte gumba na vrhu zubne ručke mlaznice, pojavit će se obojeni prsten i označiti da je vrh ispravno zaključan. Da biste izvadili vrh s ručke, pritisnite gumb za izbacivanje mlaznice (7) na lijevoj strani prstena u boji i povucite vrh s ručke.

Podešavanje tlaka

Povucite nježno pritisni točkić (3) i okrenite ga po satu. Trebali biste čuti klik i uređaj bi se trebao pokrenuti. Zatim ga slobodno okrenite u smjeru kazaljke na satu za povećanje i suprotno od kazaljke na satu za smanjenje tlaka. Ako se stroj ne koristi, stroj će se automatski zaustaviti nakon 3 minute. Ako ga morate ponovno koristiti, ponovno ga uključite i isključite.

Korištenje oralnog irigatora:

Nagnite se nad umivaonik i stavite vrh mlaznice u usta. Usmjerite vrh prema zubima. Slobodnom rukom uključite uređaj. Postavite tlak na željenu postavku. Usmjerite struju okretanjem gumba (6) za podešavanje kuta. Gumb za pauzu (8) okrenite u položaj ON.

Preporučena tehnika

Usmjerite struju vode pod kutom od 90 stupnjeva na liniju desni, lagano zatvorite usne kako biste izbjegli prskanje, ali dopustite da voda slobodno teče iz usta u sudoper. Za najbolje rezultate započnite u području molara (stražnji zubi) koji rade prema prednjim zubima. Klizite mlaznicom mlaznice duž linije desni, pauzirajte kratko između zuba. Nastavite postupak dok se ne očiste površine oko i između zuba.

Kada završite

Isključite jedinicu i uklonite sve tekućine u spremniku. Isključite jedinicu.

Upute za posebne savjete:

11. Parodontni savjet: Vrh je dostavio vodu ili protubakterijsku otopinu duboko u parodontne džepove. Da biste koristili vrh naslonite se nad umivaonik i stavite mekani vrh na zub pod kutom od 45 stupnjeva i nježno stavite vrh ispod linije desni. Okrenite jedinicu na najnižu postavku tlaka, a zatim je nježno očistite prateći liniju gume.

12. Ortodontski vrh

Poseban vrh je inststveno dizajniran za istodobno četkanje i ispiranje teško dostupnih mjesta oko proteza i drugih stomatoloških radova.

Da biste ga upotrijebili, naslonite se na niskotarnu površinu i koristite četkice za čišćenje četkica za zube. Voda će teći kroz četku i isprati sve ostatke koji se uklanjaju.

14. Čistač jezika

Nagnite se iznad sudopera, stavite sredstvo za čišćenje jezika na jezik i pokrenite uređaj pomoću najnižeg

podešavanja tlaka i polako povećavajte udobnost. Pažljivo postavite sredstvo za čišćenje jezika u sredinu / sredinu jezika oko pola puta i laganim pritiskom povucite prema naprijed.

Čišćenje

Nakon upotrebe bilo koje posebne otopine u spremniku potrebno je malo isprati jedinicu.

Djelomično ispunite spremnik toplom vodom iz slavine, usmjerite mlaz vode u sudoper i uključite spremnik kako bi se ispraznio. To će vam pomoći zadržati vrh u začepljenju i pomoći vašoj jedinici da duže traje.

Jedinicu čistite samo mekanom neabrazivnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne kemikalije.

Tehnički podaci:

Izvor napajanja: 220-240V 50 / 60Hz

Snaga: 18W

Snaga Max: 30 W



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАЛУИСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условия гарантии отличаются, если устройство используется в коммерческих целях.

1. перед использованием продукта внимательно прочтите и всегда соблюдайте следующие правила.

инструкции. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования.

2. Изделие можно использовать только в помещении. Не используйте продукт в каких-либо целях, совместим с его приложением.

3. Применимое напряжение 220-240 В, ~ 50 Гц. По соображениям безопасности не рекомендуется подключать несколько устройств к одной розетке.

4. будьте осторожны при использовании с детьми. Не позволяйте детям играть с

товар. Не позволяйте детям или людям, не знакомым с устройством, пользоваться им без надзор.

5. ВНИМАНИЕ: это устройство могут использовать дети старше 8 лет и люди с

снижение физических, сенсорных или умственных способностей, или лица без опыта или

знание устройства только под наблюдением лица, ответственного за их

безопасности, или если они были проинструктированы по безопасному использованию устройства и осведомлены о опасности, связанные с его эксплуатацией. Дети не должны играть с устройством. Уборка

- и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, если они не закончили 8 лет и эти действия проводятся под присмотром.
6. после того, как вы закончите использовать продукт, всегда не забывайте осторожно извлекать вилку из розетку, придерживая ее рукой. Никогда не тяните за шнур питания !!!
7. Никогда не опускайте шнур питания, вилку или все устройство в воду. Никогда не выставляйте попадание продукта в атмосферные условия, такие как прямой солнечный свет, дождь и т. д. Никогда не используйте продукт во влажных условиях.
8. Периодически проверяйте состояние кабеля питания. Если шнур питания поврежден, изделие следует обратиться в специализированный сервисный центр для замены, чтобы избежать опасные ситуации.
9. Никогда не используйте продукт с поврежденным шнуром питания, или если он упал или был поврежден в любым другим способом или если он не работает должным образом. Не пытайтесь отремонтировать неисправный продукт сами, потому что это может привести к поражению электрическим током. Всегда поворачивайте поврежденное устройство профессиональное сервисное расположение для его ремонта. Весь ремонт может производить только авторизованные специалисты по обслуживанию. Неправильно выполненный ремонт может вызвать опасные ситуации для пользователя.
10. Никогда не кладите изделие на горячие или теплые поверхности или кухонные приборы или рядом с ними. как электрическая духовка или газовая горелка.
11. Никогда не используйте продукт рядом с горючими веществами.
12. Не позволяйте шнуру свисать с края прилавка или касаться горячих поверхностей.
13. Никогда не оставляйте изделие подключенным к источнику питания без присмотра. Даже когда использование прерывается на короткое время, отключите его от сети, отключите питание.

14. Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить остаточный ток. устройство (УЗО) в силовой цепи, с номинальным остаточным током не более 30 мА.
По этому поводу обратитесь к профессиональному электрику
15. Прибор необходимо установить таким образом, чтобы он не упал в воду или не упал на пол. Вилка всегда должна быть доступна.
16. Периодически проверяйте шнур на предмет повреждений. Если шнур поврежден, отнесите зарядное устройство в сервисный центр.
17. Поврежденный или нефункционирующий агрегат больше не должен использоваться.
18. Не модифицируйте и не ремонтируйте продукт. Это может вызвать возгорание, поражение электрическим током или травму.
19. Зубная щетка не предназначена для использования детьми младше трех лет. Дети в возрасте от 3 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут использовать зубную щетку, если они находятся под присмотром или инструкции по безопасному использованию устройства и понимание возможных опасностей.
20. **ВНИМАНИЕ!** Детям запрещается чистить или обслуживать прибор.
21. **ВНИМАНИЕ!** Дети от 3 до 8 лет могут безопасно пользоваться устройством только под наблюдением взрослых.
22. Ирригаторы для полости рта должны использоваться только с жидкостями, указанными в инструкциях производителя.
23. Используйте этот продукт только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте приспособления или зарядные устройства, не рекомендованные производителем.
24. Если продукт упал, насадку щетки / форсунку ирригатора следует заменить перед следующим использованием, даже если повреждений не видно.
25. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца или чаще, если головка щетки изнашивается.
26. Небольшие детали могут стать причиной удушья.
27. Не помещайте прибор в воду или жидкость и не храните его в местах, где он может упасть или попасть в ванну или раковину.

28. Не дотрагивайтесь до него, если упали в воду. Немедленно отключите от сети.
29. Не открывайте и не разбирайте устройство. Для вторичной переработки батарей утилизируйте все устройство в соответствии с местными экологическими нормами.
30. Открытие устройства приведет к его повреждению и аннулированию гарантии.
31. При отключении от сети всегда держитесь за вилку, а не за шнур.
32. Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током.
33. Если вы проходите курс лечения по поводу ухода за полостью рта, проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием.
34. Это устройство является устройством личной гигиены и не предназначено для использования несколькими пациентами в стоматологической клинике или учреждении.
35. Не направляйте воду под язык, в ухо, нос или другие деликатные участки. Этот продукт может создавать давление, которое может вызвать серьезные повреждения в этих областях.
36. Не направляйте воду в нос или ухо. Потенциально смертельная амеба, *Naegleria fowleri*, может присутствовать в некоторых водопроводных водах или хлорированной колодезной воде и может быть смертельной при попадании в эти места.

Описание устройства:

1. Наконечник 2. Резервуар 3. Вкл / Выкл 4. Насос 5. Крышка резервуара 6. Вращающийся наконечник 360
7. Ручка всплывающего наконечника 8. Кнопка паузы
9. Присоски 10. Наконечник высокого давления 11. Периодонтальный наконечник 12. Ортодонтический наконечник 13. Зубной налет
14. Наконечник для чистки языка

Подготовка водохранилища

Снимите крышку (5) с основания и наполните резервуар теплой водой. Поставьте резервуар на основание и плотно прижмите его, затем закройте крышку.

Вставка и удаление подсказок:

Вставьте наконечник в центр ручки в верхней части ручки стоматологической струи, появится цветное кольцо и прозвучит щелчок, сигнализирующий, что наконечник правильно зафиксирован на месте. Чтобы снять наконечник с ручки, нажмите кнопку выброса струйного наконечника (7) с левой стороны цветного кольца и снимите наконечник с ручки.

Регулировка настроек давления

Осторожно возьмите нажимной диск (3) и поверните его по часовой стрелке. Вы должны услышать щелчок, и устройство должно запуститься. Затем поверните его свободно по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление. Машина автоматически остановится через 3 минуты, если она не используется. Если вам нужно использовать его снова, пожалуйста, включите и выключите его снова.

Использование орального иригатора:

Наклонитесь над раковиной и положите насадку в рот. Направьте наконечник к вашим зубам. Свободной рукой включите устройство. Установите давление на желаемое значение. Направьте поток, поворачивая ручку (6), чтобы отрегулировать угол. Поверните кнопку паузы (8) в положение ON.

Рекомендуемая техника

Направьте поток воды под углом 90 градусов к линии десны, слегка закройте губы, чтобы избежать разбрызгивания, но дайте воде свободно течь изо рта в раковину. Для достижения наилучших результатов начинайте в области моляров (задние зубы), работая в направлении передних зубов. Проведите кончиком струи по линии десны, кратковременно останавливаясь между зубами. Продолжайте процесс, пока все области вокруг и между зубами не будут очищены.

Когда закончено

Выключите устройство и удалите все жидкости, оставшиеся в резервуаре. Отключите устройство.

Специальные советы, инструкции:

11. Пародонтальный наконечник: наконечник доставлял воду или антибактериальный раствор глубоко в пародонтальные карманы.

Чтобы использовать наконечник, наклонитесь низко над раковиной, поместите мягкий наконечник против зуба под углом 45 градусов и аккуратно поместите наконечник под линию десны. Поверните устройство на самое низкое значение давления, затем аккуратно очистите его, следуя линии десны.

12. Ортодонтический наконечник

Специальный наконечник уникально разработан для одновременной чистки и полоскания труднодоступных мест вокруг брекетов и других стоматологических работ.

Чтобы использовать это наклонитесь низко над sink и используйте щетинную щетку, чтобы убрать вокруг зубного червя. Вода будет течь через щетку и смывать любые остатки, которые удаляются.

14. Очиститель языка

Наклонитесь над раковиной, положите очиститель языка на язык и запустите устройство, используя минимальное давление, и увеличивайте его медленно, насколько это удобно. Аккуратно поместите устройство для чистки языка в центр / среднюю линию языка примерно на полпути назад и слегка надавите вперед.

очищающий

После использования какого-либо специального раствора в резервуаре уделите немного времени, чтобы промыть устройство.

Частично заполните резервуар теплой водопроводной водой, направьте наконечник струи в раковину и включите, чтобы резервуар опустел. Это поможет предотвратить засорение наконечника и продлить срок службы вашего устройства.

Чистите прибор только мягкой неабразивной тканью. Не используйте абразивные химикаты.

Технические данные:

Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 18 Вт

Максимальная мощность: 30 W



Забываясь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте,пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидать в резервуар для пластмассы. Изношенное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вытянуть и передать в точку

VEILIGHEIDSVORWAARDEN BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR
VEILIG GEBRUIK AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIGE REFERENTIE

VEILIGHEIDSVORWAARDEN BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR
VEILIG GEBRUIK AUB
ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE
REFERENTIE

De garantievoorwaarden zijn anders als het apparaat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

1. Voordat u het product gebruikt, dient u het zorgvuldig te lezen en altijd het volgende in acht te nemen

instructies. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van misbruik.

2. Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik het product niet voor een ander doel

compatibel met zijn toepassing.
3. het toepasselijke voltage is 220-240V, ~ 50Hz. Om veiligheidsredenen is het niet gepast om

sluit meerdere apparaten aan op één stopcontact.
4. Wees voorzichtig bij gebruik in de buurt van kinderen. Laat de kinderen niet spelen met de

Product. Laat kinderen of mensen die het apparaat niet kennen, het niet zonder gebruiken toezicht.

5. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met

verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of

kennis van het apparaat, alleen onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun

veiligheid, of als ze zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de

gevaren die verband houden met de werking ervan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak

en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door

kinderen, tenzij ze voorbij zijn

8 jaar en deze werkzaamheden worden onder begeleiding uitgevoerd.

6. Nadat u klaar bent met het gebruik van het product, vergeet dan niet de stekker voorzichtig uit het apparaat te halen

het stopcontact terwijl u het stopcontact met uw hand vasthoudt. Trek nooit aan de voedingskabel !!!

7. leg nooit de stroomkabel, de stekker of het hele apparaat in het water.

Stel nooit de

product aan atmosferische omstandigheden zoals direct zonlicht of regen, enz .. Gebruik nooit de

product in vochtige omstandigheden.

8. Controleer regelmatig de staat van de voedingskabel. Als de

voedingskabel is beschadigd, het product

moeten worden teruggestuurd naar een professionele servicelocatie om te worden vervangen

gevaarlijke situaties.

9. Gebruik het product nooit met een beschadigd netsnoer of als het is

gevallen of erin is beschadigd

op een andere manier of als het niet goed werkt. Probeer het defecte

product niet te repareren

uzelf, want dit kan tot elektrische schokken leiden. Draai het beschadigde

apparaat altijd naar een

professionele servicelocatie om het te repareren. Alle reparaties kunnen

alleen worden uitgevoerd door

geautoriseerde serviceprofessionals. De reparatie die onjuist is uitgevoerd,

kan leiden tot

gevaarlijke situaties voor de gebruiker.

10. Plaats het product nooit op of in de buurt van hete of warme

oppervlakken of keukenapparatuur

zoals de elektrische oven of gasbrander.

11. Gebruik het product nooit in de buurt van brandbare stoffen.

12. Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht hangen of in

aanraking komen met hete oppervlakken.

13. Laat het product nooit zonder toezicht aangesloten op de stroombron.

Zelfs wanneer

gebruik wordt korte tijd onderbroken, schakel het uit van het netwerk en

trek de stekker uit het stopcontact.

14. Om extra bescherming te bieden, wordt aanbevolen om reststroom te installeren
apparaat (RCD) in het stroomcircuit, met een reststroom van niet meer dan 30 mA.
Neem hiervoor contact op met een professionele elektricien
15. Het apparaat moet zo worden gemonteerd dat het niet in het water kan vallen of op de grond kan vallen. De stekker moet altijd toegankelijk zijn.
16. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen. Breng de oplader naar een servicecentrum als het snoer beschadigd is.
17. Een beschadigd of niet-functionerend apparaat mag niet meer worden gebruikt.
18. Wijzig of repareer het product niet. Dit kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
19. De tandenborstel is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan drie jaar. Kinderen vanaf 3 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis kunnen de tandenborstel gebruiken onder toezicht of instructies met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
20. LET OP Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden
21. LET OP Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen veilig gebruiken onder toezicht van volwassenen
22. Monddouche mag alleen worden gebruikt met vloeistoffen die zijn gedefinieerd in de instructies van de fabrikant.
23. Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken of laders die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
24. Als het product is gevallen, moet de borstelkop / irrigatorstraal worden vervangen vóór het volgende gebruik, zelfs als er geen schade zichtbaar is.
25. Vervang de opzetborstel om de 3 maanden of eerder als de opzetborstel versleten is.
26. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
27. Plaats het apparaat niet in water of vloeistof en bewaar het niet waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
28. Grijp er niet naar wanneer het in het water is gevallen. Koppel

onmiddellijk los.

29. Open en demonteer het apparaat niet. Gooi het hele apparaat weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor het recyclen van batterijen.

30 Door het openen van het apparaat raakt het apparaat onherstelbaar beschadigd en vervalt de garantie.

31. Houd bij het loskoppelen altijd de stekker vast in plaats van het snoer.

32. Raak de stekker niet met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

33. Als u een behandeling ondergaat voor een mondverzorgingsaandoening, raadpleeg dan voor gebruik uw tandarts.

34. Dit apparaat is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor gebruik bij meerdere patiënten in een tandartspraktijk of instelling.

35. Richt geen water onder de tong, in het oor, de neus of andere gevoelige gebieden. Dit product kan drukken produceren die in deze gebieden ernstige schade kunnen veroorzaken.

36. Richt geen water in de neus of het oor. De potentieel dodelijke amoëbe, *Naegleria fowleri*, kan aanwezig zijn in leidingwater of niet-gechloreerd bronwater en kan dodelijk zijn als deze in deze gebieden wordt gericht.

Apparaat beschrijving:

1. Tip 2. Reservoir 3. Aan / uit 4. Sucker 5. Reservoir-deksel 6. 360 roterende punt
7. Pop-upknop tip 8 .. Pauzeknop
9. Zuignappen 10. Drukpunt met hoge druk 11. Parodontale tip 12. Orthodontische tip 13. Tandplak tip
14. Tongreinigerpunt

Het reservoir voorbereiden

Verwijder het deksel (5) van de basis en vul het reservoir met lauw water. Plaats het reservoir op de basis en druk stevig naar beneden en plaats het deksel terug.

Tips invoegen en verwijderen:

Steek de punt in het midden van de knop aan de bovenkant van de tandheelkundige handgreep, de gekleurde ring komt omhoog en maak een klikgeluid dat aangeeft dat de tip correct is vastgezet. Om de tip van de hendel te verwijderen, drukt u op de spuittip-uitwerpknop (7) aan de linkerkant van de kleurenring en trekt u de punt van de hendel.

De drukinstellingen aanpassen

Pak de drukregelaar (3) voorzichtig vast en draai hem met de klok mee. U hoort een klik en het apparaat moet opstarten. Draai het vervolgens vrij in wijzerzin om te vergroten en tegen de klok in om de druk te verlagen. Het apparaat stopt automatisch na 3 minuten als het niet wordt gebruikt. Als u het opnieuw wilt gebruiken, schakelt u het opnieuw in en uit.

Gebruik van de orale irrigator:

Leun laag over de gootsteen en plaats de straaltop in je mond. Richt de punt richting je tanden. Met uw vrije hand zet u het apparaat aan. Stel de druk in op de gewenste instelling. Richt de stroom door aan de knop (6) te draaien om de hoek aan te passen. Zet de pauzeknop (8) in de AAN-positie.

Aanbevolen techniek

Richt de waterstroom in een hoek van 90 graden op je tandvlees, sluit de lippen een beetje om spatten te voorkomen, maar laat het water vrijelijk uit de mond in de gootsteen stromen. Voor de beste resultaten begin je in het kiesgebied (achterste kiezen) en werk je naar de voortanden toe. Glij de jet tip langs het tandvlees en pauzeer even tussen de tanden. Ga door met het proces totdat alle gebieden rond en tussen de tanden zijn schoongemaakt.

Wanneer je klaar bent

Schakel het apparaat uit en verwijder eventuele vloeistoffen in het reservoir. Koppel het apparaat los.

Speciale tips instructies:

11. Parodontale tip: de punt leverde water of een anti-bacteriële oplossing diep in parodontale pockets. Om de tip te gebruiken leun over laag boven uw gootsteen en plaats de zachte tip tegen een tand in een hoek van 45 graden en plaats de tip voorzichtig onder het tandvlees. Draai het apparaat naar de laagste drukinstelling en reinig voorzichtig na het tandvlees.

12. Orthodontische tip

De speciale tip is uniek ontworpen om gelijktijdig te borstelen en goed te spoelen om plaatsen rond beugels en ander tandheelkundig werk te bereiken.

Om het te gebruiken leun laag over de snk en gebruik de borstelharen om rond de tandheelkundige wor te reinigen. Er stroomt water door de borstel en spoel alle vuil weg dat wordt verwijderd.

14. Tongreiniger

Leun over de gootsteen, plaats de tong schoner op je tong en start de eenheid met de laagste drukinstelling en verhoog langzaam zo comfortabel. Plaats de tongreiniger voorzichtig midden op de middellijn van uw tong ongeveer halverwege terug en trek met lichte druk naar voren.

schoonmaak

Neem na het gebruik van een speciale oplossing in het reservoir even de tijd om het apparaat te spoelen.

Vul het reservoir gedeeltelijk met warm kraanwater, richt de straaltip in de gootsteen en schakel het reservoir in om het te legen. Dit zorgt ervoor dat de tip niet verstopt raakt en helpt uw unit langer mee te gaan.

Reinig het apparaat alleen met een zachte, niet-schurende doek. Gebruik geen schurende chemicaliën.

Technische data:

Stroombron: 220-240V 50 / 60Hz

Vermogen: 18W

Vermogen Max: 30 W



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic. Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparaat gevaarlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparaat moet worden geretourneerd om het hergebruik te verminderen. Als in het apparaat batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en apart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.

(DK) DANSKI

SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE INSTRUKTIONER VEDRØRENDE SIKKERHED FOR BRUG LÆS NÅGENLIGT OG BEHOLD FREMTIDIG REFERENCE

SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE INSTRUKTIONER OM SIKKERHED FOR BRUG VENLIGST

LÆS NØGTIGT, OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERENCE

Garantibetingelserne er forskellige, hvis enheden bruges til kommercielle formål.

1. Før du bruger produktet, skal du læse omhyggeligt og altid overholde følgende

instruktioner. Producenten er ikke ansvarlig for skader på grund af misbrug.

2. Produktet må kun bruges indendørs. Brug ikke produktet til noget andet formål

kompatibel med dets anvendelse.

3. Den gældende spænding er 220-240V, ~ 50Hz. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke hensigtsmæssigt at tilslut flere enheder til en stikkontakt.

4. Vær forsigtig, når du bruger omkring børn. Lad ikke børnene lege med produktet. Lad ikke børn eller personer, der ikke kender enheden, bruge det uden overvågning.

5. ADVARSEL: Denne enhed kan bruges af børn over 8 år og personer med

nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller

kendskab til enheden, kun under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres

sikkerhed, eller hvis de blev instrueret i sikker brug af enheden og er opmærksomme på

farer forbundet med driften. Børn bør ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse af enheden bør ikke udføres af børn, medmindre de er forbi

8 år, og disse aktiviteter udføres under tilsyn.

6. Når du er færdig med at bruge produktet, skal du altid huske at tage stikket forsigtigt ud af det stikkontakt holder stikkontakt med din hånd. Træk aldrig i strømkablet !!!

7. Sæt aldrig strømkablet, stikket eller hele enheden i vandet. Udsæt aldrig produktet til atmosfæriske forhold som direkte sollys eller regn osv. Brug aldrig produktet under fugtige forhold.

8. Kontrollér jævnligt strømkablets tilstand. Hvis strømkablet er beskadiget, produktet skal henvendes til et professionelt servicested, der skal udskiftes for at undgå farlige situationer.

9. Brug aldrig produktet med et beskadiget strømkabel, eller hvis det blev tabt eller beskadiget på anden måde, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere det defekte produkt dig selv, fordi det kan føre til elektrisk stød. Drej altid den beskadigede enhed til en professionel serviceplacering for at reparere det. Alle reparationer kan kun udføres af autoriserede servicepersonale. Reparationen, der blev udført forkert, kan forårsage farlige situationer for brugeren.

10. Sæt aldrig produktet på eller tæt på de varme eller varme overflader eller køkkenapparaterne som den elektriske ovn eller gasbrænderen.

11. Brug aldrig produktet tæt på brændbare stoffer.

12. Lad ikke ledningen hænge over kanten af tælleren eller røre ved varme overflader.

13. Efterlad aldrig produktet tilsluttet strømkilden uden opsyn. Selv når brugen afbrydes i kort tid, sluk for den fra netværket, tag stikket ud.

14. For at yde yderligere beskyttelse anbefales det at installere reststrøm

enhed (RCD) i strømkredsløbet med en reststrømsklasse ikke mere end 30 mA.

Kontakt en professionel elektriker i denne sag

15. Apparatet skal monteres således, at det ikke kan falde i vandet eller falde ned på gulvet. Stikket skal altid være tilgængeligt.

16. Kontroller med jævne mellemrum ledningen for skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal du tage opladningsenheden til et servicecenter.

17. En beskadiget eller ikke-fungerende enhed bør ikke længere bruges.

18. Undlad at ændre eller reparere produktet. Dette kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

19. tandbørsten er ikke beregnet til brug af børn under tre år. Børn i alderen 3 år og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden kan bruge tandbørsten, hvis de har fået tilsyn eller

instruktioner om brug af apparatet på en sikker måde og forstå de involverede farer.

20. **FORSIGTIG** Børn bør ikke rengøre eller vedligeholde apparatet

21. **FORSIGTIG** Børn fra 3 til 8 år må kun bruge enheden sikkert under opsyn af voksne

22. Orale vandringsanlæg må kun bruges med væsker defineret i producentens instruktioner.

23. Brug kun dette produkt til dets tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør eller opladere, som ikke anbefales af producenten.

24. Hvis produktet tabes, bør børstehovedet / vandringsstrålen udskiftes inden næste brug, selvom der ikke er skader synlige.

25. Udskift børstehovedet hver 3. måned eller hurtigere, hvis børstehovedet bliver slidt.

26. Små dele kan udgøre en kvælningsfare.

27. Anbring ikke apparatet i vand eller væske eller opbevar det, hvor det kan falde ned eller trækkes ned i et kar eller en vask.

28. Ræk ikke efter det, når det er faldet i vandet. Træk straks stikket ud.

29. Åbn ikke og demonter ikke enheden. Ved genbrug af batterier skal du bortskaffe hele enheden i henhold til lokale miljøregler.

30. Åbning af enheden ødelægger apparatet og annullerer garantien.

31. Når du tager stikket ud, skal du altid holde strømstikket i stedet for ledningen.

32. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød.

33. Hvis du gennemgår behandling for mundtlig pleje, skal du kontakte din tandlæge inden brug.

34. Dette apparat er et udstyr til personlig pleje og er ikke beregnet til brug på flere patienter i en tandlægevirksomhed eller -institution.

35. Undlad at lede vand under tungen, ind i øret, næsen eller andre sarte områder. Dette produkt er i stand til at producere tryk, der kan forårsage alvorlig skade i disse områder.

36. Undlad at lede vand ind i næsen eller øret. Den potentielt dødelige amøbe, *Naegleria fowleri*, kan være til stede i noget ledningsvand eller ikke-kloreret brøndvand og kan være dødelig, hvis det ledes ind i disse områder.

Enhedsbeskrivelse:

1. Tip
2. Reservoir
3. On / Off
4. Sucker
5. Reservoir låg
6. 360 roterende tip
7. Tip Pop-up-knap
8. Pause-knap
9. Sugekop
10. Højtryksspids
11. Periodontal Tip
12. Ortodontisk tip
13. Dental plaque tip
14. Tunge rengøringspids

Forberedelse af reservoiret

Tag låget (5) ud af bunden og fyld reservoiret med lunkent vand. Sæt reservoiret i bunden og tryk godt ned, og læg låget tilbage.

Indsættelse og fjernelse af tips:

Indsæt spidsen i midten af knappen øverst på tandstrålehåndtaget, den farvede ring vil dukke op og lave en kliklyd, der signalerer, at spidsen er korrekt låst på plads. For at fjerne spidsen fra håndtaget, tryk jetstråledløserknappen (7) på venstre side af farveringen og træk spidsen fra håndtaget.

Justering af trykindstillingerne

Grib trykvælgeren (3) forsigtigt og drej den klokvis. Du skal høre et klik, og enheden skal starte op. Derefter drejes det frit med uret for at hæve og mod uret for at mindske trykket. Maskinen stopper automatisk efter 3 minutter, hvis den ikke bruges. Hvis du skal bruge den igen, skal du tænde og slukke for den igen.

Brug af den orale irrigator:

Læn dig lavt over vasken og sæt jetstikket i munden. Mål tippet mod dine tænder. Med din fri hånd tænder du for enheden. Indstil trykket i den ønskede indstilling. Juster strømmen ved at dreje knappen (6) for at justere vinklen. Drej pauseknappen (8) i ON-positionen.

Anbefalet Teknik

Vend strømmen af vand i 90 graders vinkel til din tarmlinje, lidt tæt læber for at undgå sprøjt, men lad vandet strømme frit fra munden til vasken. For at opnå de bedste resultater, start i det molare område (rygtænder), der arbejder mod de forreste tænder. Glid jetstikket langs tandkæden, og hold pause kort mellem tænderne. Fortsæt processen indtil alle områder omkring og mellem tænderne er blevet rengjort.

Når du er færdig

Sluk for enheden og fjern eventuelle væsker tilbage i reservoiret. Tag stikket ud af stikkontakten.

Specielle tip instruktioner:

11. Periodontal tip: Spidsen leverede vand eller antibakteriel opløsning dybt ind i parodontale lommer. For at bruge spidsen læne sig over lavt over din vask og læg den bløde spids mod en tand i en 45 graders vinkel, og læg forsigtigt spidsen under tandkoglen. Drej enheden til den laveste trykindstilling, og rengør forsigtigt efter tandkoglen.

12. Ortodontisk tip

Den specielle tip er unikt designet til samtidig børste og skylle hårdt for at nå steder rundt beslag og andet tandarbejde.

For at bruge det, læne lavt over snk og brug penselbørsterne til at rense rundt om tandplejen. Vand vil strømme gennem børsten og skylle bort eventuelle affald, der fjernes.

14. Tunge rengøringsmiddel

Læn dig over vasken, læg tungenrenser på tungen og start enheden ved at bruge den laveste trykindstilling og øg langsomt så behageligt. Sæt forsigtigt tungenrenser i midten / midterdelen af tungen omkring halvvejs tilbage og med let trykforløb fremad.

Rengøring

Efter brug af en særlig opløsning i reservoiret, skal du straks skylle enheden.

Fyld beholderen delvist med varmt vand fra sprøjten, rør jetstikket i vasken og tænd for at lade reservoiret tømme. Dette vil medvirke til at holde tipet fra tilstopning og hjælpe din enhed til at vare længere.

Rengør kun enheden med en blød, ikke-slibende klud. Brug ikke slibende kemikalier.

Teknisk data:

Strømkilde: 220-240V 50 / 60Hz

Effekt: 18W

Strøm maks: 30 W



Af hensyn til miljøet . Venligst overfør papemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet. Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vende tilbage til punktet opbevares separat.

CONDIZIONI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA D'USO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI

CONDIZIONI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA D'USO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

Le condizioni di garanzia sono diverse se il dispositivo viene utilizzato per scopi commerciali.

1. Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente e attenersi sempre a quanto segue

Istruzioni. Il produttore non è responsabile per eventuali danni dovuti a qualsiasi uso improprio.

2. Il prodotto deve essere utilizzato solo all'interno. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quello compatibile con la sua applicazione.

3. La tensione applicabile è 220-240 V, ~ 50 Hz. Per motivi di sicurezza, non è appropriato collegare più dispositivi a una presa di corrente.

4. Si prega di essere cauti quando si utilizza intorno ai bambini. Non lasciare che i bambini giochino con Prodotto. Non lasciare che bambini o persone che non conoscono il dispositivo lo utilizzino senza supervisione.

5. **AVVERTENZA:** questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o persone senza esperienza o conoscenza del dispositivo, solo sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza, o se sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e sono a conoscenza dei pericoli associati al suo funzionamento. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo. Pulizia e la manutenzione del dispositivo non deve essere eseguita da bambini a meno che non siano terminati

- 8 anni di età e queste attività vengono svolte sotto supervisione.
6. Dopo aver finito di utilizzare il prodotto, ricordarsi sempre di rimuovere delicatamente la spina
la presa di corrente tenendo la presa con la mano. Non tirare mai il cavo di alimentazione !!!
7. Non immergere mai il cavo di alimentazione, la spina o l'intero dispositivo nell'acqua. Non esporre mai il file
prodotto alle condizioni atmosferiche come luce solare diretta o pioggia, ecc. Non utilizzare mai
prodotto in condizioni di umidità.
8. Controllare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato il prodotto
dovrebbe essere rivolto a una posizione di servizio professionale per essere sostituito al fine di evitare
situazioni pericolose.
9. Non utilizzare mai il prodotto con un cavo di alimentazione danneggiato o se è caduto o è stato danneggiato
in qualsiasi altro modo o se non funziona correttamente. Non tentare di riparare il prodotto difettoso
te stesso perché può provocare scosse elettriche. Trasformare sempre il dispositivo danneggiato in a
posizione di servizio professionale al fine di ripararlo. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da
professionisti dell'assistenza autorizzati. La riparazione eseguita in modo errato può causare
situazioni pericolose per l'utente.
10. Non posizionare mai il prodotto sopra o vicino a superfici calde o calde o elettrodomestici da cucina
come il forno elettrico o il fornello a gas.
11. Non utilizzare mai il prodotto vicino a combustibili.
12. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del bancone o che tocchi superfici calde.
13. Non lasciare mai il prodotto collegato alla fonte di alimentazione senza supervisione. Anche quando
l'utilizzo viene interrotto per breve tempo, spegnerlo dalla rete, scollegare l'alimentazione.
14. Per fornire una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare una

corrente residua
dispositivo (RCD) nel circuito di potenza, con una corrente nominale
residua non superiore a 30 mA.

Contattare un elettricista professionista in questa materia

15. L'apparecchio deve essere montato in modo che non possa cadere in
acqua o cadere a terra. La spina dovrebbe essere sempre accessibile.

16. Controllare periodicamente che il cavo non sia danneggiato. Se il cavo
è danneggiato, portare l'unità di ricarica presso un centro di assistenza.

17. Un'unità danneggiata o non funzionante non deve più essere utilizzata.

18. Non modificare o riparare il prodotto. Ciò potrebbe causare incendi,
scosse elettriche o lesioni.

19. Lo spazzolino da denti non è destinato all'uso da parte di bambini di
età inferiore a tre anni. I bambini di età superiore a 3 anni e le persone con
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza
e conoscenza possono usare lo spazzolino da denti se hanno ricevuto
supervisione o

istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i
pericoli coinvolti.

20. **ATTENZIONE** I bambini non devono pulire o sottoporre a
manutenzione l'apparecchio

21. **ATTENZIONE** I bambini dai 3 agli 8 anni possono utilizzare il
dispositivo in modo sicuro solo sotto la supervisione di adulti

22. Gli irrigatori orali devono essere utilizzati solo con liquidi definiti nelle
istruzioni del produttore.

23. Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto, come descritto in
questo manuale. Non utilizzare accessori o caricatori non consigliati dal
produttore.

24. In caso di caduta del prodotto, sostituire la testina / getto dell'irrigatore
prima dell'uso successivo, anche se non sono visibili danni.

25. Sostituire la testina ogni 3 mesi o prima se la testina si consuma.

26. Piccole parti possono presentare un rischio di soffocamento.

27. Non immergere l'apparecchio in acqua o liquidi né riporlo dove
potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino.

28. Non allungare la mano quando sei caduto in acqua. Scollega
immediatamente.

29. Non aprire e smontare il dispositivo. Per il riciclaggio della batteria,
smaltire l'intero dispositivo secondo le normative ambientali locali.

30. L'apertura del dispositivo distruggerà l'apparecchio e invaliderà la garanzia.
31. Quando si scollega, afferrare sempre la spina di alimentazione invece del cavo.
32. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate. Ciò può causare scosse elettriche.
33. Se stai subendo un trattamento per una qualsiasi condizione di igiene orale, consulta il tuo dentista prima dell'uso.
34. Questo apparecchio è un dispositivo per la cura personale e non è destinato all'uso su più pazienti in uno studio odontoiatrico o in un'istituzione.
35. Non dirigere l'acqua sotto la lingua, nell'orecchio, nel naso o in altre aree delicate. Questo prodotto è in grado di produrre pressioni che possono causare gravi danni in queste aree.
36. Non dirigere l'acqua nel naso o nell'orecchio. L'ameba potenzialmente mortale, *Naegleria fowleri*, può essere presente in alcune acque di rubinetto o in acqua di pozzo non clorata e può essere fatale se diretta in queste aree.

Descrizione del dispositivo:

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Contenitore del serbatoio 6. Punta a 360 rotazioni
7. Suggerimento Manopola pop-up 8. Pulsante di pausa
9. Ventose 10. Punta di alta pressione 11. Punta parodontale 12. Punta ortodontica 13. Punta della placca
14. Punta per la pulizia della lingua

Preparare il serbatoio

Rimuovere il coperchio (5) dalla base e riempire il serbatoio con acqua tiepida. Mettere il serbatoio alla base e premere con decisione, quindi rimettere il coperchio.

Inserimento e rimozione dei suggerimenti:

Inserisci la punta al centro della manopola nella parte superiore dell'impugnatura del getto, l'anello colorato si aprirà e farà un clic che segnala che la punta è correttamente bloccata in posizione. Per rimuovere la punta dalla maniglia, premere il pulsante di espulsione della punta del getto (7) sul lato sinistro dell'anello colorato e tirare la punta dall'impugnatura.

Regolazione delle impostazioni di pressione

Afferra il quadrante della pressione (3) delicatamente e giralo in senso orario. Dovresti sentire un clic e il dispositivo dovrebbe avviarsi. Quindi ruotarlo liberamente in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire la pressione. La macchina si arresterà automaticamente dopo 3 minuti se non utilizzata. Se è necessario utilizzarlo nuovamente, accenderlo e spegnerlo di nuovo.

Usando l'irrigatore orale:

Appoggiate in basso sul lavandino e posiziona la punta del getto in bocca. Punta la punta verso i tuoi denti. Con la mano libera accendi il dispositivo. Impostare la pressione sull'impostazione desiderata. Dirigere il flusso ruotando la manopola (6) per regolare l'angolo. Ruotare il pulsante di pausa (8) nella posizione ON.

Tecnica raccomandata

Dirigere il getto d'acqua ad un angolo di 90 gradi rispetto al margine gengivale, chiudere leggermente le labbra per evitare schizzi ma lasciare che l'acqua scorra liberamente dalla bocca nel lavandino. Per i migliori risultati iniziare nella zona molare (denti posteriori) lavorando verso i denti anteriori. Scivola la punta del getto lungo il margine gengivale fermandosi brevemente tra i denti. Continuare il processo fino a quando tutte le aree intorno e tra i denti sono state pulite.

Al. termine

Spegnerne l'unità e rimuovere eventuali liquidi rimasti nel serbatoio. Scollegare l'unità.

Suggerimenti speciali:

11. Punta parodontale: la punta erogava acqua o soluzione antibatterica in profondità nelle tasche parodontali. Per usare la punta, piegati in basso sopra il lavandino e posiziona la punta morbida contro un dente con un angolo di 45 gradi e posiziona delicatamente la punta sotto il margine gengivale. Ruotare l'unità sull'impostazione della pressione più bassa, quindi pulire delicatamente seguendo il margine gengivale.

12. Punta ortodontica

La punta speciale è progettata in modo univoco per spazzolare e risciacquare contemporaneamente con forza per raggiungere i punti circostanti le parentesi graffe e altri lavori dentali. Per usarlo, appoggiarsi in basso sullo snk e usare le setole del pennello per pulire intorno al dentista. L'acqua scorrerà attraverso il pennello e risciaccherà via qualsiasi detrito che viene rimosso.

14. Pulisci lingua

Appoggiarsi al lavandino, posizionare il pulisci lingua sulla lingua e avviare l'unità utilizzando l'impostazione di pressione più bassa e aumentare lentamente a proprio agio. Posizionare delicatamente il pulisci lingua nella parte centrale / mediana della lingua verso la metà posteriore e con una leggera pressione in avanti.

Pulizia

Dopo aver usato qualsiasi soluzione speciale nel serbatoio, prendetevi un momento per risciacquare l'unità.

Riempire parzialmente il serbatoio con acqua di rubinetto calda, puntare la punta del getto nel lavandino e accendere lasciando svuotare il serbatoio. Ciò contribuirà a impedire l'ostruzione della punta e ad allungare la durata dell'unità.

Pulire l'unità solo con un panno morbido non abrasivo. Non usare prodotti chimici abrasivi.

Dati tecnici:

Fonte di energia: 220-240 V 50/60 Hz

Potenza: 18W

Potenza massima: 30 W



Prendersi cura dell'ambiente

Gli imballi di cartone devono essere smaltiti nel contenitore per la carta. I sacchetti di polietilene (PE) vanno gettati nel contenitore per la plastica. L'apparecchio usato deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. I dispositivi elettrici devono essere resi al fine di evitare il loro riutilizzo. Se il dispositivo contiene una batteria, deve essere rimossa e smaltita separatamente in un punto di raccolta.

**TURVALLISUUSOLOSUHTEET TÄRKEITÄ
KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEITA LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
TULEVAISEKSI**

**TURVALLISUUSOLOSUHTEET TÄRKEITÄ
KÄYTTÖTURVALLISUUSOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAISUUDET**

Takuuehdot ovat erilaiset, jos laitetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.

1. Lue ennen tuotteen käyttöä huolellisesti ja noudata aina seuraavia ohjeet. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä johtuvista vahingoista.

2. Tuotetta saa käyttää vain sisätiloissa. Älä käytä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen

yhteensopiva sen sovelluksen kanssa.

3. sovellettava jännite on 220-240V, ~ 50Hz. Turvallisuuksyistä se ei ole tarkoituksenmukaista

Liitä useita laitteita yhteen pistorasiaan.

4. Ole varovainen käyttäessäsi lapsia. Älä anna lasten leikkiä tuote. Älä anna lasten tai ihmisten, jotka eivät tunne laitetta, käyttää sitä ilman

valvonta.

5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on

heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai

tietoa laitteesta, vain laitteista vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat tietoisia sen toimintaan liittyvät vaarat. Lasten ei tule leikkiä laitteella. Siivous

Lapset eivät saa suorittaa laitteen huoltoa, elleivät he ole ohitse 8-vuotiaat ja nämä toiminnot suoritetaan valvonnassa.

6. Kun olet lopettanut tuotteen käytön, muista aina irrottaa pistoke varovasti

pistorasiasta, joka pitää pistorasiaa kädelläsi. Älä koskaan vedä virtajohtoa !!!

Älä koskaan laita virtajohtoa, pistoketta tai koko laitetta veteen. Älä koskaan paljaa

tuotetta ilmastollisiin olosuhteisiin, kuten suoraan auringonvaloon tai

sateeseen, jne. Älä koskaan käytä tuotetta kosteissa olosuhteissa.

8. Tarkista virtakaapelin kunto säännöllisesti. Jos virtajohto on vaurioitunut, tuote

tulisi kääntää ammattikäyttöön tarkoitetulle huoltopaikalle sen välttämiseksi

vaarallisissa tilanteissa.

9. Älä koskaan käytä tuotetta vahingoittuneen virtajohdon kanssa tai jos se on pudonnut tai vahingoittunut

muulla tavalla tai jos se ei toimi kunnolla. Älä yritä korjata viallista tuotetta itse, koska se voi johtaa sähköiskuun. Käännä vaurioitunut laite aina

asentoon a

ammattimaisen huoltopaikan korjaamiseksi. Kaikki korjaukset voidaan tehdä vain

valtuutetut huoltoammattilaiset. Väärin tehty korjaus voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita käyttäjälle.

10. Älä koskaan laita tuotetta kuumien tai lämpimien pintojen tai keittiökoneiden päälle tai lähelle niitä

kuten sähköuuni tai kaasupoltin.

11. Älä koskaan käytä tuotetta lähellä palavia aineita.

12. Älä anna johdon roikkua tiskin reunan yli tai kosketa kuumia pintoja.

13. Älä koskaan jätä tuotetta virtalähteeseen kytkettynä ilman valvontaa.

Vaikka

käyttö keskeytyy hetkeksi, katkaise virta verkosta, irrota virta.

14. Lisäsuojan tarjoamiseksi on suositeltavaa asentaa jäännösvirta virtapiirissä, vikavirta enintään 30 mA.

Ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan tässä asiassa

15. Laite on asennettava siten, että se ei voi pudota veteen tai pudota lattialle. Pistokkeen tulee olla aina saatavilla.

16. Tarkasta johto säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos johto on vaurioitunut, vie latausyksikkö huoltoon.

17. Vaurioitunutta tai toimimatonta yksikköä ei pitäisi enää käyttää.

18. Älä muokkaa tai korjaa tuotetta. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.

19. Hammasharjaa ei ole tarkoitettu alle kolmen vuoden ikäisten lasten käyttöön. Yli 3-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, voivat

- käyttää hammasharjaa, jos heitä on valvottu tai ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja ymmärrä siihen liittyvät vaarat.
20. VAROITUS Lasten ei tule puhdistaa tai huoltaa laitetta
21. VARO 3–8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta turvallisesti vain aikuisten valvonnassa
22. Suullisia kastelulaitteita saa käyttää vain valmistajan ohjeissa määriteltujen nesteiden kanssa.
23. Käytä tätä tuotetta vain sen käyttöohjeen mukaisesti, kuten tässä oppaassa kuvataan. Älä käytä lisälaitteita tai latureita, joita valmistaja ei suosittele.
24. Jos tuote putoaa, harjapää / huuhtelusuutin on vaihdettava ennen seuraavaa käyttöä, vaikka vaurioita ei olisi näkyvissä.
25. Vaihda harjapää 3 kuukauden välein tai aikaisemmin, jos harjapää kuluu.
26. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
27. Älä aseta laitetta veteen tai nesteeseen tai säilytä paikassa, jossa se voi pudota tai vetää kylpyammeeseen tai pesuallaan.
28. Älä tavoita sitä pudotessasi veteen. Irrota pistoke välittömästi.
29. Älä avaa ja pura laitetta. Paristojen kierrätystä varten hävitä koko laite paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
30. Laitteen avaaminen tuhoaa laitteen ja mitätöi takuun.
31. Kun irrotat pistoketta, pidä aina kiinni pistokkeesta johdon sijaan.
32. Älä koske virtapistoketta märillä käsillä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
33. Jos saat hoitoa minkä tahansa suun hoidon vuoksi, ota yhteyttä hammaslääkäriisi ennen käyttöä.
34. Tämä laite on henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitettu laite, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi useille potilaille hammaslääkärissä tai laitoksessa.
35. Älä ohjaa vettä kielen alle, korvaan, nenään tai muille herkille alueille. Tämä tuote pystyy tuottamaan paineita, jotka voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja näillä alueilla.
36. Älä ohjaa vettä nenään tai korvaan. Mahdollisesti tappava ameeba, Naegleria fowleri, voi olla läsnä joissakin vesijohtovedessä tai kloorittamattomassa kaivovedessä ja voi olla kohtalokas, jos se ohjataan näille alueille.

1. Tip 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Reservoir-kansi 6. 360 pyörivä kärki
7. Vihje Pop-up-nuppi 8 .. Tauko-painike
9. Imukupit 10. Korkean paineen kärki 11. Periodontal kärki 12. Ortodontinen kärki 13. Dental plakin kärki
14. Kielenpuhdistimen kärki

Säiliön valmistelu

Irrota kansi (5) alustasta ja täytä säiliö haalealla vedellä. Aseta säiliö pohjaan ja paina lujasti alas ja aseta kansi takaisin.

Vihjeiden lisääminen ja poistaminen:

Työnä kärki hammassuihkukahvan yläosassa olevan nupin keskelle, värillinen rengas avautuu ja napsautuksen ääni merkitsee, että kärki on oikein lukittu paikalleen. Jos haluat poistaa kärjen kahvasta, paina väirenkaan vasemmalla puolella olevaa suihkun kärjen poistopainiketta (7) ja vedä kärki kahvalta.

Paineen asetusten säätäminen

Tartu painekiekkoon (3) varovasti ja käännä sitä kellonajan mukaisesti. Kuulet napsautuksen ja laitteen pitäisi käynnistyä. Kierrä sitä sitten vapaasti myötäpäivään nostaaksesi ja vastapäivään vähentääksesi painetta. Laitte pysähtyy automaattisesti 3 minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä. Jos haluat käyttää sitä uudelleen, kytke se päälle ja pois päältä.

Suun irigatorin käyttö:

Lean alhainen pesualtaan yli ja aseta suihkukärki suuhun. Kohdista kärki hampaita kohti. Käynnistä laite vapaalla kädelläsi. Aseta paine haluttuun asetukseen. Suuntaa virta kääntämällä nuppia (6) kulman säätämiseksi. Käännä taukopainiketta (8) ON-asentoon.

Suosittelava tekniikka

Suuntaa veden virtaus 90 asteen kulmassa kumilinjaasi kohti, hieman lähellä huulet roiskumisen välttämiseksi, mutta anna veden virrata vapaasti suusta tiskialtaan. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi aloitetaan molemmilla alueilla (takahampaat), jotka toimivat etuhampaista kohti. Liu'uta suihkukärki pitkin kumiliinaa taukoten lyhyesti hampaiden väliin. Jatka prosessia, kunnes hampaiden ympärillä ja niiden välillä on puhdistettu.

Kun valmis

Sammuta laite ja poista säiliöön jääneet nesteet. Irrota laite.

Erytisohteja:

11. Periodontalinkki: kärki toimitti veden tai anti-bakteeriliuoksen syvälle parodontalaskuihin. Jos haluat käyttää kärkiä vähärasvaisena pesualtaan yli, aseta pehmeä kärki hammasta vasten 45 asteen kulmassa ja aseta kärki varovasti kumilinjalle. Käännä yksikkö alimmalle paine-asetukselle ja puhdistusta sitten varovasti kumilinjaa jälkeen.

12. Ortodontinen kärki

Erittynen kärki on yksilöllisesti suunniteltu harjaamaan ja huuhtelevaan helposti ulottuville paikoille suljinpintojen ja muiden hammashoitotöiden ympärille. Voit käyttää sitä vähärasvaisena ja käyttää harjasharjoja hampaiden ympärille. Vesi virtaa harjan läpi ja huuhtelee pois kaikki jätteet, jotka poistavat.

14. Kielenpuhdistusaine

Lean yli pesuallas, aseta kielenpuhdistin kielellesi ja käynnistä laite käyttämällä alinta painetta ja lisää hitaasti niin mukava. Aseta kielenpuhdistin varovasti kielen keskelle / keskiviivaan noin puolet takana ja kevyellä paineella.

puhdistus

Kun jokin erityinen ratkaisu on käytetty säiliössä, huuhtelee yksikkö hetken.

Täytä säiliö osittain lämpimällä vesijohtovedellä, kohdista suihkukärki pesualtaan ja kytke säiliön tyhjentäminen päälle. Tämä auttaa pitämään kärjen tukkeutumisen ja auttaa laitetta kestämään kauemmin.

Puhdista laite vain pehmeällä, hankaamattomalla liinalla. Älä käytä hankaavia kemikaaleja.

Tekniset tiedot:

Virtalähde: 220-240V 50 / 60Hz

Teho: 18W

Teho Max: 30 W



Kantakaamme huolta ympäristöstä. Pahvipakkauksen pyydämme laittamaan paperikierrätykseen.

Polyeteenipussit (PE) tulee laittaa muovien kierrätysastiaan. Loppuun käytetyt laitteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen, koska laitteen sisältämät vaaralliset aineosat voivat olla ympäristölle vahingollisia. Sähkölaite tulee toimittaa siten, että sen uudelleenkäyttö on estetty. Jos laitteessa on paristo, paristo tulee poistaa ja toimittaa erillisesti keräyspisteeseen.

УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ ЛАСКА, ЧИТАЙТЕ УВАЖНО І ЗБЕРЕЖІТЬСЯ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ДОВІДКИ

УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
ВИКОРИСТАННЯ, ПРОСИМО

ЧИТАТИ УВАЖНО І ЗБЕРЕЖІТЬСЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ДОВІДКИ

Умови гарантії відрізняються, якщо пристрій використовується в комерційних цілях.

1. Перед використанням продукту уважно прочитайте та завжди дотримуйтесь наступного

інструкції. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням.

2. Продукт використовується лише в приміщенні. Не використовуйте виріб у будь-яких інших цілях сумісний із його застосуванням.

3. Застосовувана напруга становить 220-240 В, ~ 50 Гц. З міркувань безпеки це недоречно підключити кілька пристроїв до однієї розетки.

4. Будьте обережні при використанні дітей. Не дозволяйте дітям грати з

продукту. Не дозволяйте дітям або людям, які не знають пристрій, використовувати його без нього нагляд.

5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років та особи з

знижені фізичні, сенсорні або розумові можливості, або особи без досвіду або

знання пристрою, лише під наглядом відповідальної за них особи безпеки, або якщо вони отримали вказівки щодо безпечного

використання пристрою та знають про це

небезпеки, пов'язані з його експлуатацією. Діти не повинні гратись із пристроєм. Прибирання

і технічне обслуговування пристрою не повинно проводитися дітьми, якщо вони не закінчені

8 років, і ці заходи проводяться під наглядом.

6. Після закінчення використання продукту завжди пам'ятайте, що обережно витягніть штепсель з розетку, що тримає розетку рукою. Ніколи не тягніть за силовий кабель !!!
7. Ніколи не кладіть кабель живлення, штепсель або весь пристрій у воду. Ніколи не виставляйте виріб в атмосферних умовах, таких як прямі сонячні промені або дощ тощо. Ніколи не використовуйте продукт у вологих умовах.
8. Періодично перевіряйте стан кабелю живлення. Якщо кабель живлення пошкоджено виріб слід уникати місця заміщення професійних служб, щоб уникнути небезпечні ситуації.
9. Ніколи не використовуйте виріб із пошкодженим кабелем живлення або якщо він впав або пошкоджений будь-яким іншим способом або якщо він не працює належним чином. Не намагайтеся відремонтувати дефектний виріб себе, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Завжди повертайте пошкоджений пристрій на місце професійного обслуговування з метою його ремонту. Весь ремонт може здійснити лише авторизовані спеціалісти з обслуговування. Неправильно зроблений ремонт може спричинити небезпечні ситуації для користувача.
10. Ніколи не кладіть виріб на або поруч із гарячою або теплою поверхнею або кухонними приладами як електрична піч або газовий пальник.
11. Ніколи не використовуйте виріб поблизу горючих речовин.
12. Не дозволяйте шнуру звисати над краєм прилавка або торкатися гарячих поверхонь.
13. Ніколи не залишайте виріб підключеним до джерела живлення без нагляду. Навіть тоді, коли використання на короткий час переривається, вимкніть його з мережі, відключіть живлення.
14. Щоб забезпечити додатковий захист, рекомендується встановити залишковий струм пристрій (УЗО) в ланцюзі живлення з номінальним значенням

залишкового струму не більше 30 мА.

Зверніться до цього з професійним електриком

15. Прилад повинен бути встановлений таким чином, щоб він не міг впасти у воду або впасти на підлогу. Вилка повинна бути завжди доступною.

16. Періодично перевіряйте шнур на наявність пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, віднесіть зарядний пристрій до сервісного центру.

17. Пошкоджений або непрацюючий пристрій більше не слід використовувати.

18. Не модифікуйте та не ремонтуйте виріб. Це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травму.

19. Зубна щітка не призначена для використання дітьми віком до трьох років. Діти віком від 3 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань можуть користуватися зубною щіткою, якщо їм було надано нагляд або

інструкцію щодо безпечного використання приладу та розуміння небезпеки.

20. **ОБЕРЕЖНО** Діти не повинні чистити чи обслуговувати прилад

21. **УВАГА** Діти від 3 до 8 років можуть безпечно користуватися пристроєм лише під наглядом дорослих

22. Оральні іригатори слід використовувати лише з рідинами, визначеними в інструкціях виробника.

23. Використовуйте цей виріб лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Не використовуйте насадки та зарядні пристрої, які не рекомендовані виробником.

24. Якщо продукт упав, головку щітки / іригатор слід замінити перед наступним використанням, навіть якщо пошкодження не видно.

25. Замінійте головку щітки кожні 3 місяці або раніше, якщо головка щітки зношується.

26. Маленькі деталі можуть представляти небезпеку задухи.

27. Не розміщуйте прилад у воді чи рідині та не зберігайте там, де він може впасти або бути втягнутим у ванну або раковину.

28. Не тягніться до нього, потрапляючи у воду. негайно відключіть розетку.

29. Не відкривайте та не розбирайте пристрій. Для переробки акумуляторів, будь ласка, утилізуйте весь пристрій відповідно до

місцевих екологічних норм.

30. Відкриття пристрою призведе до знищення приладу та втрати гарантії.

31. Під час від'єднання завжди тримайте шнур живлення замість шнура.

32. Не торкайтесь штепсельної вилки мокрими руками. Це може спричинити ураження електричним струмом.

33. Якщо ви проходите лікування будь-якого стану догляду за порожниною рота, перед використанням проконсультуйтеся зі своїм стоматологом.

34. Цей прилад є засобом особистої гігієни та не призначений для використання у кількох пацієнтах у стоматологічній практиці чи установі.

35. Не спрямовуйте воду під язик, у вухо, ніс або інші делікатні ділянки. Цей виріб здатний створювати тиск, який може спричинити серйозну шкоду в цих областях.

36. Не спрямовуйте воду в ніс або вухо. Потенційно смертельна амеба, *Naegleria fowleri*, може бути в деяких водопровідних водах або нехлорованій криничній воді і може призвести до летального результату, якщо потрапити в ці райони.

Опис пристрою:

1. Тип 2. Reservoir 3. On / Off 4. Sucker 5. Резервована кришка 6. 360 обертового наконечника

7. Порада Повертаюча ручка 8 .. Кнопка Пауза

9. Присоски 10. Наконечник високого тиску 11. Порада пародонта 12. Ортодонтичний наконечник 13.

Зубний наліт

14. Наконечник для чищення мови

Підготовка резервуара

Зніміть кришку (5) з основи і заповніть резервуар теплою водою. Поставте резервуар до основи і міцно натисніть вниз, а потім поверніть кришку назад.

Вставлення та видалення порад:

Вставте наконечник у центр ручки у верхній частині зубної ручки струменя, з'являться кольорові кільця, які подадуть звуковий сигнал, що дає змогу правильно зафіксувати кінчик. Щоб зняти наконечник з ручки, натисніть кнопку виймання наконечника (7) на лівій стороні кільцевого кольору і витягніть наконечник з ручки.

Регулювання налаштувань тиску

Обережно підійміть регулятор тиску (3) і поверніть його тактовною частотою. Ви повинні почути клацання, і пристрій повинен запускатися. Потім поверніть його вільно за годинниковою стрілкою, щоб збільшити і проти годинникової стрілки, щоб зменшити тиск. Машина автоматично зупиниться через 3 хвилини, якщо не використовується. Якщо вам потрібно використовувати його знову, увімкніть і вимкніть його знову.

Використання орального іригатора:

Нахиліться над раковиною і покладіть струмінь в рот. Приціліть кінчик до зубів. Вільною рукою увімкніть пристрій. Встановіть тиск на бажаному рівні. Наведіть потік, повернувши ручку (6), щоб відрегулювати кут. Поверніть кнопку паузи (8) у положення ON.

Рекомендована техніка

Направляйте потік води під кутом 90 градусів до лінії ясен, злегка закривши губи, щоб уникнути розбризкування, але дозволяйте воді вільно текти від рота до раковини. Для досягнення найкращих результатів починають працювати в молярній області (задні зуби), що працюють в напрямку передніх зубів. Ковзайте наконечник струменя вздовж гумки, зупиняючись коротко між зубами. Продовжуйте процес до тих пір, поки не будуть очищені зони навколо зубів і між ними.

Після завершення

Вимкніть прилад і видаліть всі рідини, що залишилися в резервуарі. Вимкніть пристрій.

Інструкції щодо спеціальних порад:

11. Рада пародонту: Наконечник доставляв воду або антибактеріальний розчин глибоко в пародонтальні кишені.

Для використання наконечника нахиліться над раковиною і покладіть м'який наконечник на зуб під кутом 45 градусів і обережно покладіть кінчик під гумку. Поверніть прилад до найнижчого значення тиску, а потім обережно почистіть за лінією.

12. Ортодонтчний наконечник

Спеціальний наконечник унікально призначений для одночасного чищення та полоскання важкодоступних місць навколо брекетів та інших стоматологічних робіт.

Щоб його використовувати, нахиліться на снк і використовуйте щетину щітки, щоб очистити навколо стоматологічного кабінету. Вода буде протікати через щітку і промивати будь-які сміття, що видаляється.

14. Очищувач мови

Нахиліться над раковиною, помістіть засіб для чищення мови на язик і запустіть пристрій за допомогою найменшого налаштування тиску і повільно збільшуйте його комфортно. Обережно помістіть засіб для чищення мови в центральну / середню лінію мови приблизно на половину шляху назад і з легким тиском висуньте вперед.

Прибирання

Після використання будь-якого спеціального розчину в резервуарі потрібно трохи часу, щоб промити пристрій.

Частково заповнити резервуар теплою водопровідною водою, прицілити наконечник струменя в раковину і включити резервуар, щоб він порожній. Це допоможе зберегти насадку від засмічення і допоможе вашою пристрою тривати довше.

Очищайте пристрій лише м'якою неабразивною тканиною. Не використовуйте ніяких абразивних хімікатів.

Технічні дані:

Джерело живлення: 220-240В 50 / 60Гц

Потужність: 18W

Макс. Потужності: 30 W



У інтересах навколишнього середовища.

Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Політиленові мішки (PE) викинути в смітник для пластику. Відпрацьований пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрої є небезпечні інгредієнти, які можуть становити загрозу навколишньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрої є батарейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пункту.

SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA INSTRUKTIONER FÖR SÄKERHET
FÖR ANVÄNDNING LÄS NÄTTIGT OCH FÖRVARA
FREMTIDSREFERENS

SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA INSTRUKTIONER OM SÄKERHET FÖR
ANVÄNDNING VÄNLIGEN

LÄS NÅGOT OCH HÅLL FÖR FRAMTIDA HÄNVISNINGAR

Garantivillkoren är annorlunda om enheten används för kommersiella ändamål.

1. Läs noggrant innan du använder produkten och följ alltid följande instruktioner. Tillverkaren ansvarar inte för skador på grund av missbruk.

2. Produkten ska endast användas inomhus. Använd inte produkten för något annat ändamål

kompatibel med dess tillämpning.

3. tillämplig spänning är 220-240V, ~ 50Hz. Av säkerhetsskäl är det inte lämpligt att

anslut flera enheter till ett eluttag.

4. Var försiktig när du använder barn. Låt inte barnen leka med produkt. Låt inte barn eller personer som inte känner till enheten använda den utan

övervakning.

5. VARNING: Denna enhet kan användas av barn över 8 år och personer med

minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet eller

kunskap om enheten, endast under överinseende av en person som är ansvarig för deras

säkerhet, eller om de instruerades om säker användning av enheten och är medvetna om

faror förknippade med dess drift. Barn ska inte leka med enheten.

Rengöring

och underhåll av enheten bör inte utföras av barn om de inte är över Åtta år och dessa aktiviteter utförs under tillsyn.

6. När du är klar med att använda produkten, kom alltid ihåg att ta försiktigt ut kontakten

eluttaget som håller uttaget med handen. Dra aldrig i strömkabeln !!!

7. Stoppa aldrig strömkabeln, kontakten eller hela enheten i vattnet. Utsätt aldrig produkten till atmosfäriska förhållanden som direkt solljus eller regn osv. Använd aldrig produkten i fuktiga förhållanden.
8. Kontrollera strömkabelns tillstånd regelbundet. Om strömkabeln är skadad får du produkten bör vändas till en professionell serviceplats som ska bytas ut för att undvika farliga situationer.
9. Använd aldrig produkten med en skadad strömkabel eller om den tappades eller skadades på något annat sätt eller om det inte fungerar ordentligt. Försök inte reparera den defekta produkten själv eftersom det kan leda till elektriska stötar. Vänd alltid den skadade enheten till en professionell serviceplats för att reparera den. Alla reparationer kan endast göras av auktoriserade servicepersonal. Reparationen som gjordes felaktigt kan orsaka farliga situationer för användaren.
10. Placera aldrig produkten på eller nära de heta eller varma ytorna eller köksutrustningen som den elektriska ugnen eller gasbrännaren.
11. Använd aldrig produkten nära brännbara ämnen.
12. Låt inte sladden hänga över diskens kant eller vidröra heta ytor.
13. Lämna aldrig produkten ansluten till strömkällan utan tillsyn. Även när användningen avbryts en kort stund, stäng av den från nätverket, koppla bort strömmen.
14. För att ge ytterligare skydd rekommenderas att installera restström enhet (RCD) i strömkretsen, med en restström på högst 30 mA. Kontakta en professionell elektriker i denna fråga
15. Apparaten måste monteras så att den inte kan falla i vattnet eller falla ner på golvet. Pluggen ska alltid vara tillgänglig.
16. Kontrollera sladden regelbundet för skador. Om sladden är skadad, ta

laddaren till ett servicecenter.

17. En skadad eller icke fungerande enhet ska inte längre användas.

18. Ändra eller reparera inte produkten. Detta kan orsaka brand, elchock eller personskada.

19. Tandborsten är inte avsedd att användas av barn under tre år. Barn från 3 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap kan använda tandborsten om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur du använder apparaten på ett säkert sätt och förstå riskerna.

20. FÖRSIKTIGHET Barn bör inte rengöra eller underhålla apparaten

21. FÖRSIKTIGHET Barn från 3 till 8 år får endast använda enheten säkert under övervakning av vuxna

22. Orala irrigatorer ska endast användas med vätskor som definieras i tillverkarens instruktioner.

23. Använd endast denna produkt för avsedd användning enligt beskrivningen i denna handbok. Använd inte tillbehör eller laddare som inte rekommenderas av tillverkaren.

24. Om produkten tappas bör borsthuvudet / bevattningsstrålen bytas ut innan nästa användning även om inga skador syns.

25. Byt ut borsthuvudet var tredje månad eller tidigare om borsthuvudet blir slitet.

26. Små delar kan utgöra en kvävningrisk.

27. Placera inte apparaten i vatten eller vätska eller förvara den där den kan falla eller dras in i ett badkar eller handfat.

28. Räck inte efter den när den faller i vattnet. Koppla ur kontakten omedelbart.

29. Öppna inte och ta isär enheten. För återvinning av batterier ska du kasta hela enheten enligt lokala miljöbestämmelser.

30. Öppning av enheten förstör apparaten och ogiltigförklarar garantin.

31. Håll alltid i kontakten istället för sladden när du drar ur kontakten.

32. Rör inte strömkontakten med våta händer. Detta kan orsaka en elektrisk stöt.

33. Om du genomgår behandling för något munvårdstillstånd, kontakta din tandläkare före användning.

34. Denna apparat är en personlig vårdutrustning och är inte avsedd för användning på flera patienter i en tandläkarmottagning eller -institution.

35. För inte vatten under tungan, in i örat, näsan eller andra känsliga områden. Denna produkt kan producera tryck som kan orsaka allvarliga skador i dessa områden.

36. Rikta inte vatten in i näsan eller örat. Den potentiellt dödliga amöben, *Naegleria fowleri*, kan finnas i lite kranvatten eller icke klorerat brunnvatten och kan vara dödlig om den riktas in i dessa områden.

Enhetsbeskrivning:

1. Tip
2. Reservoir
3. On / Off
4. Sucker
5. Reservoarerlock
6. 360 roterande spets
7. Tipsa upp-knappen
8. Pausknapp
9. Sugkoppar
10. Högtrycksspets
11. Periodontaltips
12. Ortodontisk spets
13. Dentalt placktopp
14. Spolarstenspets

Förbereda behållaren

Ta av locket (5) från basen och fyll behållaren med ljummet vatten. Sätt behållaren i basen och tryck ner ordentligt och sätt tillbaka locket.

Infoga och ta bort tips:

Sätt in spetsen i mitten av knoppen överst på dentalstrålehandtaget, den färgade ringen kommer att dyka upp och göra ett klickljud som signalerar att spetsen är ordentligt låst på plats. För att ta bort spetsen från handtaget trycker du på sprutknappen (7) på vänster sida av färgingen och drar spetsen från handtaget.

Justera tryckinställningarna

Håll tryckknappen (3) försiktigt och vrid den klokt. Du borde höra ett klick och enheten ska startas. Vrid sedan det medurs medurs för att öka och motsols för att minska trycket. Maskinen stoppar automatiskt efter 3 minuter om den inte används. Om du behöver använda den igen, vänligen sätt den på och av igen.

Användning av oral irigator:

Luta sig lågt över diskbänken och placera jetspetsen i munnen. Syfta spetsen mot dina tänder. Slå på enheten med din fria hand. Ställ in trycket i önskad inställning. Rikta strömmen genom att vrida vredet (6) för att justera vinkeln. Vrid pausknappen (8) i läge ON.

Rekommenderad teknik

Rikta vattnet med 90 graders vinkel mot din tandkorg, låtta läppar för att undvika stänk, men låt vattnet flöda fritt från munnen till diskbänken. För bästa resultat börjar i det molära området (bakständerna) att arbeta mot framkanten. Glid jetsticken längs tandkötet och pausa kort mellan tänderna. Fortsätt processen tills alla områden runt och mellan tänderna har rengjorts.

När det är färdigt

Stäng av enheten och ta bort eventuella vätskor kvar i behållaren. Koppla ur enheten.

Speciella tipsanvisningar:

11. Periodontaltips: Spetsen levererade vatten eller antibakteriell lösning djupt in i parodontala fickor. För att använda spetsen luta över låg över din diskbänk och placera den mjuka spetsen mot en tand i 45 graders vinkel och placera försiktigt spetsen under tandkötet. Vrid enheten till lägsta tryckinställning och rengör sedan försiktigt efter tandkötet.

12. Ortodontisk tip

Specialtipset är unikt utformat för att samtidigt borsta och skölja hårt för att nå platser runt axlar och annat dentalarbete.

För att använda det luta sig lågt över snk och använd borsthåren för att rengöra runt tandvården. Vatten kommer att strömma genom borsten och skölja bort eventuella skräp som avlägsnas.

14. Tongue Cleaner

Luta över diskbänken, placera tungan på din tunga och starta enheten med lägsta tryckinställning och öka långsamt så bekvämt. Placera tunga rengöringsmedel försiktigt i mitten / midjen på tungan ungefär halvvägs och med lätt tryckdrag framåt.

Rengöring

Efter att ha använt någon speciell lösning i behållaren, ta en stund att skölja enheten.

Fyll behållaren delvis med varmt kranvatten, rikta jetspetsen i diskbänken och sätt på låten för att tömma behållaren. Detta hjälper till att hålla spetsen från igensättning och hjälpa din enhet att hålla längre.

Rengör endast enheten med en mjuk, icke-slipande trasa. Använd inte slipande kemikalier.

Teknisk data:

Strömkälla: 220-240V 50 / 60Hz

Effekt: 18W

Effekt Max: 30 W



Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Polyetylensäckar (PE) slängs i avfallsbehållare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparaten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska förnyad användning av denna. Om apparaten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНА УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
УПОТРЕБЕ МОЛИМО ВАС ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И ЧУВАЈТЕ У
БУДУЋОЈ РЕФЕРЕНЦИ

БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ ВАЖНА УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
УПОТРЕБЕ МОЛИМО ВАС

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И ЧУВАЈТЕ БУДУЋУ РЕФЕРЕНЦУ

Гарантни услови се разликују ако се уређај користи у комерцијалне
сврхе.

1. Пре употребе производа пажљиво прочитајте и увек се
придржавајте следећег
упутства. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу
било каквом злоупотребом.

2. Производ се користи само у затвореном простору. Не користите
производ у било које друге сврхе
компатибилан са његовом применом.

3. Важећи напон је 220-240В, ~ 50Хз. Из сигурносних разлога није
прикладно

повезите више уређаја у једну утичницу.

4. Будите опрезни када користите децу. Не дозволите деци да се
играју са

производа. Не дозволите деци или људима који не познају уређај да
га користе без њега
надзор.

5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца старија од 8 година
и особе са

смањене физичке, чулне или менталне способности, или особе без
искуства или

познавање уређаја, само под надзором особе одговорне за њихов
рад

или ако су упућени у безбедну употребу уређаја и ако су свесни тога
опасности повезане са његовим радом. Деца се не би смела играти
са уређајем. Чишћење

а одржавање уређаја не би смела да обављају деца уколико она нису
готова

8 година и ове активности се спроводе под надзором.

6. Након што завршите са употребом производа, не заборавите да пажљиво уклоните утикач из утичницу која руком држи утичницу. Никада не повлачите кабл за напајање !!!
7. Никада не стављајте кабл за напајање, утикач или читав уређај у воду. Никада не излажите производ у атмосферским условима као што су директна сунчева светлост или киша итд. Никада не користите производ у влажним условима.
8. Повремено проверите стање кабла за напајање. Ако је производ оштећен каблом за напајање треба да се окрене локацији професионалне службе која ће бити замењена како би се избегло опасне ситуације.
9. Никада не користите производ са оштећеним каблом за напајање или ако је пао или оштећен на било који други начин или ако не ради како треба. Не покушавајте да поправите оштећени производ себе јер то може довести до струјног удара. Увек окрените оштећени уређај на а локација професионалне службе како би је поправили. Све поправке може обавити само овлашћени сервисни стручњаци. Поправак који је погрешно изведен може да изазове опасне ситуације за корисника.
10. Никада не стављајте производ на врућу или топлу површину или у кухињске уређаје или близу њих попут електричне пећнице или плинског горионика.
11. Никада не употребљавајте производ близу запаљивих материја.
12. Не допустите да кабл виси преко ивице пулта или да додирује вруће површине.
13. Никада не остављајте производ прикључен на извор напајања без надзора. Чак и када употреба се на кратко прекида, искључите је са мреже, искључите напајање.
14. Да би се обезбедила додатна заштита, препоручује се инсталирање заостале струје

уређај (РЦД) у кругу напајања, са номиналном заосталом струјом не већом од 30 мА.

По овом питању обратите се професионалном електричару
15. Уређај мора бити монтиран на начин да не може пасти у воду или пасти на под. Утикач треба увек бити доступан.

16. Повремено проверавајте да ли је кабл оштећен. Ако је кабл оштећен, однесите јединицу за пуњење у сервисни центар.

17. Оштећена или нефункционална јединица више се не сме користити.

18. Не мењајте нити поправљајте производ. То може проузроковати пожар, електрични удар или повреду.

19. Четкица за зубе није намењена деци млађој од три године. Деца узраста од 3 године и особе смањене физичке, сензорне или менталне способности или недостатак искуства и знања могу користити четкицу за зубе ако су добили надзор или упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и разумевање опасности.

20. ОПРЕЗ Деца не би требало да чисте или одржавају уређај

21. ОПРЕЗ Деца од 3 до 8 година могу безбедно да користе уређај само под надзором одраслих

22. Орални наводњавачи се користе само са течностима дефинисаним у упутствима произвођача.

23. Користите овај производ само за наменску употребу како је описано у овом упутству. Не користите додатке или пуњаче које произвођач не препоручује.

24. Ако производ падне, млаз главе четке / наводњавања треба заменити пре следеће употребе, чак и ако нису видљива оштећења.

25. Замените главу четке свака 3 месеца или пре ако се глава четке истроши.

26. Мали делови могу представљати опасност од гушења.

27. Не стављајте уређај у воду или течност нити га држите тамо где може пасти или га увући у каду или судопер.

28. Не посежите за њим кад паднете у воду. Одмах искључите струју.

29. Не отварајте и не растављајте уређај. За рециклажу батерија, одложите цео уређај у складу са локалним еколошким прописима.

30. Отварање уређаја уништиће уређај и поништиће гаранцију.

31. При искључивању увек држите утикач уместо кабла.

32. Не додирујте утикач за напајање мокрим рукама. То може проузроковати електрични удар.

33. Ако сте на лечењу због било ког стања оралне неге, пре употребе се обратите свом стоматологу.

34. Овај уређај је уређај за личну негу и није намењен за употребу код више пацијената у стоматолошкој ординацији или установи.

35. Не усмеравајте воду под језик, у ухо, нос или друга осетљива места. Овај производ може створити притисак који може проузроковати озбиљну штету на овим подручјима.

36. Не усмерите воду у нос или ухо. Потенцијално смртоносна амеба, Наеглерија фовлери, може бити присутна у мало воде из славине или нехлорисане бунарске воде и може бити фатална ако се усмери у ова подручја.

Опис уређаја:

1. Тип 2. Ресервоир 3. Он / Офф 4. Суцкер 5. Ресервоир лид 6. 360 ротирајући врх
7. Савет Поп-уп дугме 8 .. Дугме Пауза
9. Усисне чаше 10. Високотлачног врха 11. Пародонтни врх 12. Ортодонтски врх 13. Врх зубног плака
14. Врх за чишћење чистача

Припрема резервоара

Скините поклопац (5) са базе и напуните резервоар млаком водом. Ставите резервоар на базу и чврсто притисните према доле и вратите поклопац.

Уметање и уклањање савета:

Уметните врх у средину дугмета на врху зубне ручице, обојени прстен ће се појавити и направити звук кликом који сигнализира да је врх правилно постављен. Да бисте извадили врх из ручке, притисните дугме за избацавање млаза млазнице (7) на левој страни прстена у боји и повуците врх са ручке.

Подешавање подешавања притиска

Пажљиво ухватите точић за притисак (3) и окрените га по сату. Требало би да чујете клик и уређај треба да се покрене. Затим га слободно окрените у смеру казаљке на сату да бисте повећали и супротно од казаљке на сату да бисте смањили притисак. Машина ће се аутоматски зауставити након 3 минута ако се не користи. Ако желите поново да га користите, поново га укључите и искључите.

Употреба оралног иригатора:

Нагните се изнад судопера и ставите млазни врх у уста. Усмерите врх ка зубима. Слободном руком укључите уређај. Подесите притисак на жељено подешавање. Усмерите поток окретањем дугмета (6) да бисте подесили угао. Окрените дугме за паузу (8) у положај ОН.

Препоручена техника

Усмерите струју воде под углом од 90 степени у вашу линију десни, лагано затворите усне да бисте избегли прскање, али дозволите да вода слободно тече из уста у судопер. За најбоље резултате започните у моларном подручју (стражњи зуби) који раде према предњим зубима. Клизите млазом млазнице дуж линије десни, паузирајте кратко између зуба. Наставите процес све док се не очисте

површине око и између зуба.

Кад се заврши

Искључите јединицу и уклоните све текућине остављене у резервоару. Искључите јединицу.

Упутства за специјалне савете:

11. Тип пародонта: Врх је доставио воду или анти-бактеријски раствор дубоко у пародонтне џепове. Да бисте користили врх наслоните преко доњег судопера и поставите мекани врх на зуб под углом од 45 степени и пажљиво поставите врх испод линије десни. Окрените јединицу на најнижу поставку притиска, а затим је пажљиво очистите пратећи линију гуме.

12. Ортодонтски врх

Специјални врх је јединствено дизајниран за истовремено четкање и испирање тешко доступних места око протеза и других стоматолошких радова.

Да бисте га користили, наслоните се над снк и користите четкице за четкање за чишћење око зубног посуда. Вода ће тећи кроз четку и испрати све остатке који се уклањају.

14. Чистач језика

Нагните се изнад судопера, ставите средство за чишћење језика на језик и покрените уређај користећи најнижу поставку притиска и полако повећавајте удобност. Пажљиво поставите средство за чишћење језика у средину / средину језика око пола пута и лаганим притиском повуците напред.

Чишћење

Након употребе било ког посебног раствора у резервоару потребно је мало времена за испирање јединице.

Делимично напуните резервоар топлом водом из slavine, усмерите млаз млаза у судопер и укључите га тако да се резервоар испразни. То ће вам помоћи да се врх не зачепљује и да вам јединица помогне да дуже траје.

Јединицу чистите само меканом неабразивном крпом. Немојте користити абразивне хемикалије.

Технички подаци:

Извор напајања: 220-240В 50 / 60Хз

Снага: 18В

Снага Мах: 30 W



За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеће. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљане тачке због оштрих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпатке.

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ POKYNY PRE
BEZPEČNOSŤ POUŽITIA SI PREČÍTAJTE POZORNE A DODRŽIAVAJTE
BUDÚCE INFORMÁCIE

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI
POUŽITIA, PROSÍM

ČÍTAJTE POZORNE A UCHOVÁVAJTE PRE BUDÚCE REFERENCIE

Záručné podmienky sa líšia, ak sa zariadenie používa na komerčné účely.

1. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte a vždy dodržujte
nasledujúce pokyny

inštrukcie. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zneužitím.

2. Výrobok sa má používať iba v interiéroch. Nepoužívajte výrobok na iné
účely, ako je uvedené

kompatibilný s jeho aplikáciou.

3. Použitelné napätie je 220 - 240 V, ~ 50 Hz. Z bezpečnostných dôvodov
to nie je vhodné

pripojiť viac zariadení k jednej zásuvke.

4. Pri používaní okolo detí buďte opatrní. Nenechajte deti hrať sa s
výrobok. Nedovoľte, aby ho prístroj používali deti alebo ľudia, ktorí ho
nepoznajú

dohľad.

5. VAROVANIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby s

- znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo osoby bez
skúseností alebo -

znalosti zariadenia, iba pod dohľadom osoby zodpovednej za ich

bezpečnosti, alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a sú
si vedomí

nebezpečenstvá spojené s jeho prevádzkou. Deti by sa s prístrojom
nemali hrať. Čistenie

a údržbu prístroja by nemali vykonávať deti, pokiaľ neskončia

8 rokov a tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom.

6. Po ukončení používania produktu vždy nezabudnite jemne vytiahnuť
zástrčku

elektrickú zásuvku držte v ruke. Nikdy neťahajte za napájací kábel !!!

7. Napájací kábel, zástrčku alebo celé zariadenie nikdy nedávajte do vody.

Nikdy nevystavujte produktu na atmosférické podmienky, ako je priame slnečné svetlo alebo dážď, atď. Nikdy nepoužívajte výrobok vo vlhkých podmienkach.

8. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho kábla. Ak je napájací kábel poškodený, výrobok by sa malo obrátiť na miesto profesionálneho servisu, ktoré sa má vymeniť, aby sa zabránilo nebezpečné situácie.

9. Výrobok nikdy nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom alebo ak spadol alebo je poškodený iným spôsobom alebo ak nefunguje správne. Nepokúšajte sa opraviť poškodený produkt pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom. Poškodené zariadenie vždy otočte na miesto profesionálneho servisu za účelom opravy. Všetky opravy môže vykonať iba používateľ autorizovaní servisní odborníci. Oprava, ktorá bola vykonaná nesprávne, môže spôsobiť nebezpečné situácie pre používateľa.

10. Výrobok nikdy nekladte na horúce alebo teplé povrchy alebo kuchynské spotrebiče ani do ich blízkosti ako elektrická rúra alebo plynový horák.

11. Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých látok.

12. Nenechajte kábel visieť cez okraj pultu ani sa nedotýkať horúcich povrchov.

13. Nikdy nenechávajte produkt pripojený k zdroju napájania bez dozoru. Aj keď používanie je na krátku dobu prerušené, vypnite ho zo siete, odpojte napájanie.

14. Z dôvodu zabezpečenia ďalšej ochrany sa odporúča inštalovať zvyškový prúd zariadenie (RCD) vo výkonovom obvode, s prúdovým chráničom nepresahujúcim 30 mA.

V tejto veci kontaktujte profesionálneho elektrikára

15. Spotrebič musí byť namontovaný tak, aby nemohol spadnúť do vody alebo spadnúť na podlahu. Zástrčka by mala byť vždy prístupná.

16. Pravidelne kontrolujte, či nie je kábel poškodený. Ak je kábel poškodený, odnesť nabíjaciu jednotku do servisného strediska.
17. Poškodená alebo nefunkčná jednotka by sa už nemala používať.
18. Neupravujte ani neopravujte výrobok. Môže to spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
19. Zubná kefka nie je určená na použitie pre deti do troch rokov. Deti vo veku od 3 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať zubnú kefku, ak sú pod dohľadom alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumenia možným rizikám.
20. **UPOZORNENIE** Deti by nemali prístroj čistiť ani udržiavať
21. **UPOZORNENIE** Deti od 3 do 8 rokov môžu prístroj používať bezpečne iba pod dohľadom dospelých
22. Orálne zavlažovače sa používajú iba s tekutinami definovanými v pokynoch výrobcu.
23. Tento výrobok používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo alebo nabíjačky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
24. Ak produkt spadne, hlavu kefy / trysku irigátora by ste mali vymeniť pred ďalším použitím, aj keď nie je viditeľné žiadne poškodenie.
25. Hlavu kefy vymeňte každé 3 mesiace alebo skôr, ak sa hlava kefy opotrebuje.
26. Malé časti môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
27. Neumiestňujte prístroj do vody alebo kvapaliny ani ho neskladujte na miestach, kde môže spadnúť alebo byť vťahnutý do vane alebo drezu.
28. Nesiahajte po ňom, keď spadnete do vody. Ihneď odpojte zo zásuvky.
29. Neotvárajte a nerozoberajte zariadenie. Pri recyklácii batérií zlikvidujte celé zariadenie v súlade s miestnymi predpismi o životnom prostredí.
30. Otvorenie prístroja spôsobí zničenie prístroja a stratu platnosti záruky.
31. Pri odpájaní vždy držte namiesto šnúry sieťovú zástrčku.
32. Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami. Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
33. Ak podstupujete liečbu akýchkoľvek stavov ústnej starostlivosti, pred použitím sa obráťte na svojho zubného lekára.
34. Tento prístroj je prístrojom osobnej starostlivosti a nie je určený na použitie u viacerých pacientov v zubnej ordinácii alebo ústave.

35. Nesmerujte vodu pod jazyk, do uší, nosa alebo iných citlivých oblastí. Tento výrobok je schopný vytvárať tlaky, ktoré môžu v týchto oblastiach spôsobiť vážne poškodenie.

36. Nesmerujte vodu do nosa alebo uší. Potenciálne smrteľná améba, Naegleria fowleri, môže byť prítomná v určitej vode z vodovodu alebo v nechlórovanej studničnej vode a môže byť smrteľná, ak bude nasmerovaná do týchto oblastí.

Popis zariadenia:

1. Tip
2. Reservoir
3. On / Off
4. Sucker
5. Reservoir viečko
6. 360 rotujúci hrot
7. Tip Pop-Up gombík
8. Tlačidlo Pause
9. Prísavky
10. Vysokotlakový hrot
11. Periodontálny hrot
12. Ortodontický hrot
13. Špička zubného plaku
14. Špička čističa jazykov

Príprava zásobníka

Odstráňte veko (5) zo základne a naplňte zásobník vlašnou vodou. Zásobník položte na základňu a pevne zatlačte, potom vráťte kryt.

Vkladanie a odstraňovanie tipov:

Vložte špičku do stredu gombíka v hornej časti rukoväte zubného lúča, farebný krúžok sa objaví a ozve sa cvaknutie, ktoré signalizuje, že hrot je správne zaistený na svojom mieste. Ak chcete odstrániť hrot z rukoväte, stlačte tlačidlo vysunutia špičky trysky (7) na ľavej strane farebného krúžku a vytiahnite hrot z rukoväte.

Nastavenie nastavenia tlaku

Jemne uchopte tlakový gombík (3) a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek. Mali by ste počuť kliknutie a zariadenie by sa malo spustiť. Potom ho otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste zvýšili a proti smeru hodinových ručičiek znížili tlak. Ak sa stroj nepoužíva, automaticky sa zastaví po 3 minútach. Ak ho budete potrebovať znova, zapnite ho a vypnite ho.

Použitie ústneho irigátora:

Nakloňte sa nad drez a umiestnite trysku do úst. Nasmerujte špičku smerom k zubom. S voľnou rukou zapnite zariadenie. Nastavte požadovaný tlak. Otáčaním gombíka (6) nastavte prúd. Tlačidlo pauzy (8) otočte do polohy ON.

Odporúčaná technika

Nasmerujte prúd vody pod uhlom 90 stupňov k línii ďasien, mierne zatvorte pery, aby ste zabránili striekaniu vody, ale nechajte vodu voľne prúdiť z úst do umývadla. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov začnite v molárnej oblasti (zadné zuby) smerom k predným zubom. Klzadlo trysky pozdĺž gummy krátko medzi zubami. Pokračujte v procese, kým sa nevyčistia všetky oblasti okolo a medzi zubami.

Po dokončení

Vypnite zariadenie a odstráňte všetky tekutiny, ktoré zostali v zásobníku. Odpojte zariadenie.

Pokyny pre špeciálne typy:

11. Periodontálne zakončenie: Hrot dodal vodu alebo antibakteriálny roztok hlboko do periodontálnych vreciek. Ak chcete použiť špičku, nakloňte sa nad drezom a položte mäkký hrot proti zubu v uhle 45 stupňov a jemne umiestnite špičku pod ďasno. Prístroj otočte na najnižšiu nastavenú hodnotu a potom jemne po očistení.

12. Ortodontický hrot

Špeciálny hrot je unikátne navrhnutý tak, aby súčasne štetcom a opláchnite ťažko dosiahnuteľné miesta okolo trakov a iných stomatologických prác.

Ak ju chcete použiť, naklňte sa nad snk a použite štetiny kefy na čistenie okolo zubného svalu. Voda prúdi cez kefu a opláchnie všetky nečistoty, ktoré sa odstraňujú.

14. Čistič jazykov

Opierajte sa o umývadlo, položte čistič jazyka na jazyk a spustíte jednotku pomocou najnižšieho nastavenia tlaku a pomaly zvyšujte. Jemne položte čistič jazyka do stredu / stred vášho jazyka približne v polovici chrčta a s miernym tlakom ťahajte dopredu.

čistenie

Po použití akéhokoľvek špeciálneho roztoku v nádržke si chvíľku opláchnite.

Zásobník čiastočne naplňte teplou vodou z vodovodu, nasmerujte špičku trysky do umývadla a zapnite, aby sa nádržka vyprázdnila. Pomôže vám to upchať hrot a pomôcť vašej jednotke vydržať dlhšie.

Zariadenie čistite iba mäkkou handričkou, ktorá nie je abrazívna. Nepoužívajte žiadne abrazívne chemikálie.

Technické dáta:

Zdroj napájania: 220-240V 50 / 60Hz

Výkon: 18W

Výkon Max: 30 W



Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovín. Polyetylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast. Opatrebný spotrebič odovzdajte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebiča môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Elektrosprebič odstráňte tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu použitiu. Ak sa v spotrebiči nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitne. Spotrebič nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA NAVODILA O VARNOSTI UPORABE
PROSIMO, DA PREBERITE PREVERNO IN Hranite za prihodnost.
VARNOSTNI POGOJI POMEMBNA NAVODILA O VARNOSTI UPORABE
PROSIMO

POZORNO PREBERITE IN Hranite za prihodnost

Garancijski pogoji se razlikujejo, če se naprava uporablja v komercialne namene.

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite in vedno upoštevajte naslednje

navodila. Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo zaradi kakršne koli zlorabe.

2. Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Izdelka ne uporabljajte za noben drug namen, ki ni združljiv z njegovo uporabo.

3. Veljavna napetost je 220-240V, ~ 50Hz. Iz varnostnih razlogov ni primerno

v eno vtičnico priključite več naprav.

4. Bodite previdni pri uporabi okoli otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z

izdelka. Otrokom ali ljudem, ki ne poznajo naprave, ne dovolite, da jo uporabljajo brez nje nadzor.

5. OPOZORILO: To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z

zmanjšane telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali osebe brez izkušenj oz

poznavanje naprave, le pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo uporabo

varnost ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in se zavedajo nevarnosti, povezane z njegovim delovanjem. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje

in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če je konec Starosti 8 let in se te dejavnosti izvajajo pod nadzorom.

6. Ko končate z uporabo izdelka, ne pozabite nežno odstraniti vtič vtičnico, ki drži vtičnico z roko. Nikoli ne vlecite napajalnega kabla !!!

7. Napajalnega kabla, vtiča ali celotne naprave nikoli ne dajajte v vodo. Nikoli ne izpostavljajte izdelka v atmosferskih pogojih, kot so neposredna sončna svetloba, dež itd. Nikoli ne uporabljajte izdelek v vlažnih pogojih.

8. Redno preverjajte stanje napajalnega kabla. Če je napajalni kabel poškodovan, izdelek je treba obrniti na lokacijo strokovne službe, ki jo je treba zamenjati, da bi se izognili nevarnih situacijah.

9. Izdelka nikoli ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali če je padel ali poškodovan drugače ali če ne deluje pravilno. Ne poskušajte popraviti pokvarjenega izdelka

sami, ker lahko povzroči električni udar. Vedno obrnite poškodovano napravo na lokacija strokovne službe, da jo lahko popravite. Vsa popravila lahko opravi samo pooblaščen serviserji. Nepravilno opravljeno popravilo lahko povzroči nevarne situacije za uporabnika.

10. Izdelka nikoli ne postavljajte na vroče ali tople površine ali kuhinjske aparate ali blizu njih kot je električna pečica ali plinski gorilnik.

11. Izdelka nikoli ne uporabljajte v bližini gorljivih snovi.

12. Pazite, da kabel ne visi čez rob pulta in da se ne dotika vročih površin.

13. Izdelka nikoli ne puščajte priključenega na vir napajanja brez nadzora.

Cetudi

uporaba je za kratek čas prekinjena, izklopite jo iz omrežja in izključite napajanje.

14. Za dodatno zaščito je priporočljivo namestiti preostali tok naprava (RCD) v napajalnem vezju z nazivno vrednostjo preostalega toka največ 30 mA.

V zvezi s tem se obrnite na poklicnega električarja

15. Naprava mora biti nameščena tako, da ne more pasti v vodo ali spustiti na tla. Vtič mora biti vedno dostopen.

16. Redno preverjajte, ali je kabel poškodovan. Če je kabel poškodovan, odnesite polnilno enoto v servisni center.

17. Poškodovane ali nedelujoče enote ne smete več uporabljati.
18. Izdelka ne spreminjajte ali popravljajte. To lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
19. Zobna ščetka ni namenjena otrokom, mlajšim od treh let. Otroci, stari od 3 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo zobno ščetko, če so bili deležni nadzora oz. navodila za varno uporabo naprave in razumevanje nevarnosti.
20. POZOR Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave
21. POZOR Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko varno uporabljajo napravo le pod nadzorom odraslih
22. Oralne namakalne naprave se uporabljajo samo s tekočinami, opredeljenimi v navodilih proizvajalca.
23. Ta izdelek uporabljajte samo za predvideno uporabo, kot je opisano v teh navodilih. Ne uporabljajte priključkov ali polnilcev, ki jih proizvajalec ne priporoča.
24. Če izdelek pade, je treba glavo krtače / namakalni curek zamenjati pred naslednjo uporabo, tudi če ni vidna nobena poškodba.
25. Glavo ščetke zamenjajte vsake 3 mesece ali prej, če se glava ščetke obrabi.
26. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadužitve.
27. Naprave ne postavljajte v vodo ali tekočino ali je shranjujte tam, kjer lahko pade ali jo potegnete v kad ali umivalnik.
28. Ne posegajte po njem, ko padete v vodo. Takoj odklopite.
29. Naprave ne odpirajte in razstavljajte. Za recikliranje baterij odvrzite celotno napravo v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.
30. Odpiranje naprave uniči aparat in razveljavi garancijo.
31. Pri odklopu vedno držite napajalni vtič namesto kabla.
32. Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. To lahko povzroči električni udar.
33. Če se zdravite zaradi kakršnega koli stanja ustne nege, se pred uporabo posvetujte s svojim zobozdravnikom.
34. Ta naprava je pripomoček za osebno nego in ni namenjen za uporabo na več bolnikih v zobozdravstveni ordinaciji ali ustanovi.
35. Ne usmerjajte vode pod jezik, v uho, nos ali druga občutljiva področja. Ta izdelek lahko ustvarja pritisk, ki lahko na teh območjih povzroči resno škodo.

36. Ne usmerjajte vode v nos ali uho. Potencialno smrtonosna ameba, *Naegleria fowleri*, je lahko prisotna v nekaterih vodah iz pipe ali neklorirani vodnjaki in je lahko usodna, če jo usmerimo na ta območja.

Opis naprave:

1. Tip 2. Rezervator 3. On / Off 4. Sucker 5. Pokrov rezervoarja 6. 360 vrteča se konica
7. Nasvet Pop-up gumb 8. Tipka za premor
9. Sesalni čaši 10. Visokotlačna konica 11. Periodontalni nasvet 12. Ortodontska konica 13. Zobna plošča
14. Vrh za čiščenje jezika

Priprava rezervoarja

Odstranite pokrov (5) iz podnožja in napolnite rezervoar z mlačno vodo. Rezervoar postavite na podnožje in ga trdno pritisnite navzdol, nato pokrov nazaj.

Vstavljanje in odstranjevanje nasvetov:

Vstavite konico v sredino gumba na zgornjem delu zobne ročice, barvni obroč se bo pojavil in s klikom zvok signaliziral, da je konica pravilno pritrjena. Za odstranitev konice z ročice pritisnite gumb za izmet (7) na levi strani barvnega obroča in povlecite konico z ročaja.

Prilagoditev nastavitve tlaka

Previdno dvignite pritiski gumb (3) in ga obrnite na uro. Slišati morate klik in naprava se mora zagnati. Nato ga prosto zavrtite v smeri urinega kazalca, da se poveča in v nasprotni smeri urinega kazalca zmanjšate pritisk. Stroj se samodejno ustavi po 3 minutah, če ga ne uporabljate. Če ga boste morali ponovno uporabiti, ga ponovno vklopite in izklopite.

Uporaba ustnega irigatorja:

Nagnite se nad umivalnik in položite konico curka v usta. Usmerite konico proti zobom. Z prosto roko vklopite napravo. Nastavite tlak na želeno nastavitev. Pretok usmerite z vrtenjem gumba (6), da nastavite kot. Gumb za premor (8) zavrtite v položaj ON.

Priporočena tehnika

Vodni tok usmerite pod kotom 90 stopinj na vašo sliko dlesni, rahlo zaprite ustnice, da preprečite brizganje, vendar pustite, da voda prosto teče iz ust v korito. Za najboljše rezultate začnite v molarni površini (zadnji zobje), ki deluje proti sprednjim zobom. Drsnico konico potisnite vzdolž gumijastega sloja, tako da se med zobami na kratko ustavi. Postopek nadaljujte, dokler niso očiščeni vsi deli okrog in med zobmi.

Ko končate

Izklopite enoto in odstranite vse tekočine, ki ostanejo v rezervoarju. Izklopite napravo.

Navodila za posebne nasvete:

11. Parodontni nasvet: Vrh je dal vodo ali protibakterijsko raztopino globoko v parodontalne žepke. Če želite uporabiti konico, se rahlo nagnite nad umivalnik in položite mehko konico na zob pod kotom 45 stopinj in nežno položite konico pod rob dlesni. Napravo obrnite na najnižjo nastavitev tlaka, nato pa jo rahlo očistite, ko sledite gumi.

12. Ortodontska konica

Posebna konica je edinstveno zasnovana tako, da hkrati opere in izpere težko dostopna mesta okoli opornikov in drugih zobozdravstvenih del.

Če ga želite uporabiti, se naslonite na majhno količino in uporabite ščetine ščetin za čiščenje okrog zobne obloge. Voda teče skozi krtačo in izpere vse odpadke, ki se odstranijo.

14. Čistilec jezika

Nagnite se nad umivalnik, postavite čistilo za jezik na jezik in zaženite enoto z najnižjo nastavitvijo tlaka in počasi naraščajte, kolikor je udobno. Previdno položite sredstvo za čiščenje jezika v sredino / sredino jezika približno polovico nazaj in s svetlim pritiskom povlecite naprej.

Čiščenje

Po uporabi katerekoli posebne raztopine v rezervoarju vzemite trenutek in sperite napravo.

Delno napolnite rezervoar s toplo vodo iz pipe, usmerite konico curka v umivalnik in vklopite, da se rezervoar izprazni. To bo pripomoglo k temu, da se konica zamaši in pripomoči, da naprava traja dlje.

Enoto očistite samo z mehko neabrazivno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih kemikalij.

Tehnični podatki:

Vir napajanja: 220-240V 50 / 60Hz

Moč: 18W

Največja moč: 30 W



Skrbimo za okolje. Kartonska embalaža, prosim darovati na odpadni papir. Polietilenske vreče (PE) mečite v posoda za plastiko. Dotrajane naprave je treba vrniti na ustrezno zbirno mesto, ker vsebovane v napravo nevarne elemente lahko predstavljajo nevarnost za okolje. Električna naprava je treba vrniti kakor, da se omeji njegovo ponovno uporabo in izkoriščenost. Če naprava vsebuje baterio, je treba odstraniti in ločeno dati nazaj na mesta skladiščenja.

- شروط السلامة تعليمات مهمة حول سلامة الاستخدام ، يرجى القراءة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل
- شروط السلامة تعليمات هامة حول سلامة الاستخدام من فضلك
- اقرأ بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل
- تختلف شروط الضمان إذا تم استخدام الجهاز لأغراض تجارية
- قبل استخدام المنتج ، يرجى القراءة بعناية والامتنال دائمًا لما يلي. ١.
- تعليمات. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن أي سوء استخدام المنتج يستخدم فقط في الداخل. لا تستخدم المنتج لأي غرض ليس كذلك-٢
- متوافق مع تطبيقه.
- الجهد المطبق هو ٢٢٠-٢٤٠ فولت ، ~ ٥٠ هرتز. لأسباب تتعلق بالسلامة ، فإنه ٣
- ليس من المناسب
- قم بتوصيل أجهزة متعددة بمأخذ طاقة واحد.
- يرجى توخي الحذر عند الاستخدام حول الأطفال. لا تدع الأطفال يلعبون مع. ٤
- المنتج. لا تدع الأطفال أو الأشخاص الذين لا يعرفون الجهاز لاستخدامه بدونه
- إشراف.
- تحذير: يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ٨ سنوات ٥.
- والأشخاص الذين لديهم
- ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو
- معرفة الجهاز ، فقط تحت إشراف الشخص المسؤول عن
- السلامة ، أو إذا تم إرشادهم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وكانوا على دراية بـ
- الأخطار المرتبطة بعملها. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. تنظيف
- يجب ألا يقوم الأطفال بصيانة الجهاز ما لم يكونوا قد انتهوا
- سنوات ويتم تنفيذ هذه الأنشطة تحت إشراف ٨
- بعد الانتهاء من استخدام المنتج ، تذكر دائمًا إزالة القابس برفق من ٦.
- !!! مقبس الطاقة الذي يحمل المنفذ بيدك. لا تسحب كابل الطاقة أبدًا
- لا تضع كابل الطاقة أو القابس أو الجهاز بأكمله في الماء أبدًا. أبداً فصح -٧
- المنتج لظروف الغلاف الجوي مثل أشعة الشمس المباشرة أو المطر ، إلخ. لا تستخدم أبدًا
- المنتج في ظروف رطبة.
- افحص حالة كبل الطاقة بشكل دوري. في حالة تلف كابل الطاقة المنتج ٨

يجب أن تتحول إلى موقع خدمة احترافي ل يتم استبداله من أجل تجنب ذلك
المواقف الخطرة.

لا تستخدم المنتج مطلقاً مع كابل طاقة تالف أو في حالة سقوطه أو تلفه -٩
بأي طريقة أخرى أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح. لا تحاول إصلاح المنتج المعيب
نفسك لأنه يمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية. قم دائماً بتحويل الجهاز التالف إلى ملف
موقع خدمة احترافي لإصلاحه. يمكن إجراء جميع الإصلاحات فقط بواسطة
متخصصو الخدمة المعتمدون. الإصلاح الذي تم بشكل غير صحيح يمكن أن يسبب
المواقف الخطرة على المستخدم.

لا تضع المنتج على الأسطح الساخنة أو الدافئة أو أدوات المطبخ أو بالقرب منها -١٠
مثل الفرن الكهربائي أو الموقد الغازي.

لا تستخدم المنتج قريباً من المواد القابلة للاحتراق. ١١

لا تدع السلك يتدلى على حافة العداد أو تلمس الأسطح الساخنة. ١٢

لا تترك المنتج متصلاً بمصدر الطاقة دون إشراف. حتى عندما ١٣

تمت مقاطعة الاستخدام لفترة قصيرة ، قم بإيقاف تشغيله من الشبكة ، وافصل الطاقة

من أجل توفير حماية إضافية ، يوصى بتركيب بقايا التيار. ١٤

في دائرة الطاقة ، مع معدل تيار متبقي لا يزيد عن ٣٠ مللي أمبير (جهاز

اتصل بفني كهربائي محترف في هذا الشأن

يجب تركيب الجهاز بطريقة لا تسقط في الماء أو تسقط على الأرض. يجب أن ١٥-

يكون القابس متاحاً دائماً

افحص السلك بشكل دوري بحثاً عن التلف. في حالة تلف السلك ، اصطحب وحدة ١٦.

الشحن إلى مركز الخدمة

يجب عدم استخدام الوحدة التالفة أو التي لا تعمل. ١٧

لا تقم بتعديل أو إصلاح المنتج. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة -١٨

كهربائية أو إصابة

فرشاة الأسنان غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال دون سن الثالثة. يمكن ١٩.

للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ سنوات والأشخاص الذين يعانون من ضعف

القدرة الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة استخدام فرشاة الأسنان

إذا تم الإشراف عليهم أو

التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها

٢٠. تنبيه يجب على الأطفال عدم تنظيف أو صيانة الجهاز .
٢١. تنبيه لا يجوز للأطفال من سن ٣ إلى ٨ سنوات استخدام الجهاز بأمان إلا تحت إشراف البالغين
٢٢. تستخدم أجهزة الري الفموي فقط مع السوائل المحددة في تعليمات الشركة الصانعة -
٢٣. استخدم هذا المنتج فقط للاستخدام المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل. لا -
- تستخدم الملحقات أو الشواحن التي لا توصي بها الشركة المصنعة.
٢٤. في حالة سقوط المنتج ، يجب استبدال رأس الفرشاة / جهاز الري قبل الاستخدام -
- التالي حتى لو لم يكن هناك أي تلف.
٢٥. استبدل رأس الفرشاة كل ٣ أشهر أو أقل إذا أصبح رأس الفرشاة بالية -
٢٦. قد تشكل الأجزاء الصغيرة خطر الاختناق -
٢٧. لا تضع الجهاز في الماء أو السائل أو تخزنه حيث يمكن أن يسقط أو يجذب إلى حوض أو حوض.
٢٨. لا تمسها عندما تسقط في الماء. افصله على الفور -
٢٩. لا تفتح وتفكيك الجهاز. لإعادة تدوير البطارية ، يرجى التخلص من الجهاز بالكامل -
- وفقاً للوائح البيئية المحلية.
- فتح الجهاز سيتلف الجهاز ويلغي الضمان.
٣١. عند الفصل ، امسك دائماً قابس الطاقة بدلاً من السلك .
٣٢. لا تلمس قابس الطاقة ويداك مبتلتان. هذا يمكن أن يسبب صدمة كهربائية .
٣٣. إذا كنت تخضع لعلاج من أي حالة تتعلق بالناية بالفم ، فاستشر طبيب الأسنان -
- قبل الاستخدام.
٣٤. هذا الجهاز هو جهاز للنناية الشخصية وليس مخصصاً للاستخدام مع العديد من المرضى في عيادة أو مؤسسة طب الأسنان.
- لا توجه الماء تحت اللسان أو الأذن أو الأنف أو أي مناطق حساسة أخرى. هذا -
- المنتج قادر على إحداث ضغوط قد تسبب أضراراً جسيمة في هذه المناطق.
٣٦. ، لا توجه الماء إلى الأنف أو الأذن. الأميبا القاتلة -
- قد تكون موجودة في بعض مياه الصنبور أو مياه الآبار غير الكلورة وقد تكون قاتلة إذا تم توجيهها إلى هذه المناطق

١. نصيحة ٢. الخزان ٣. تشغيل / إيقاف ٤. مصاصة ٥. غطاء الخزان ٦. طرف دوار ٣٦٠ ٧. طرف المنيثقة مقبض ٨ .. زر الإيقاف المؤقت ٩. أكواب الشفط ١٠. طرف الضغط العالي ١١. طرف اللثة ١٢. طرف تقويم الأسنان ١٣. طرف لوحة الأسنان ١٤. طرف منظف اللسان

تحضير الخزان

انزع الغطاء (٥) من القاعدة واملأ الخزان بالماء الفاتر. ضع الخزان على القاعدة واضغط لأسفل بقوة ثم أعد الغطاء

إدخال وإزالة النصائح

أدخل الطرف في منتصف المقبض في الجزء العلوي من مقبض نفاث الأسنان ، ستظهر الحلقة الملونة وستصدر صوت نقرة يشير إلى أن الطرف مغلق بشكل صحيح في مكانه. لإزالة الحافة من المقبض ، اضغط على زر إخراج طرف النفث (٧) على الجانب الأيسر من حلقة اللون واسحب الطرف من المقبض.

ضبط إعدادات الضغط

أمسك قرص الضغط (٣) برفق وأدره حسب عقارب الساعة. من المفترض أن تسمع نقرة وسيبدأ تشغيل الجهاز. ثم قم بتدويره بحرية في اتجاه عقارب الساعة لزيادة الضغط وعكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل الضغط. ستتوقف الآلة تلقائيًا بعد ٣ دقائق إذا لم يتم استخدامها. إذا كنت بحاجة إلى استخدامه مرة أخرى ، فيرجى تشغيله وإيقاف تشغيله مرة أخرى.

استخدام الري الفموي

نحن منخفضًا فوق الحوض وضع طرف التدفق في فمك. وجه الحافة نحو أسنانك. باستخدام يدك الحرة ، قم بتشغيل الجهاز. اضبط الضغط على الإعداد المرغوب. وجه التيار عن طريق تدوير المقبض (٦) لضبط الزاوية. أدر زر الإيقاف المؤقت (٨) إلى وضع التشغيل.

الأسلوب الموصى به

وجه تيار الماء بزاوية ٩٠ درجة إلى خط اللثة ، وأغلق الشفتين قليلاً لتجنب تناثر الماء مع السماح للماء بالتدفق بحرية من الفم إلى الحوض. للحصول على أفضل النتائج ، ابدأ في المنطقة المولية (الأسنان الخلفية) واعمل باتجاه الأسنان الأمامية. مرر طرف التدفق على طول خط اللثة مع التوقف لفترة وجيزة بين الأسنان. استمر في العملية حتى يتم تنظيف المناطق المحيطة بالأسنان وبينها.

عند الانتهاء

قم بإيقاف تشغيل الوحدة وإزالة أي سوائل متبقية في الخزان. افصل الوحدة

إرشادات خاصة بالنصائح

طرف اللثة: ينقل الطرف الماء أو المحلول المضاد للبكتيريا إلى عمق جيوب اللثة. ١١. لطرف اللثة ، نحن على مستوى منخفض فوق الحوض وضع الطرف للناعم مقابل السن بزاوية ٤٥ درجة ثم ضع الحافة برفق تحت خط اللثة. أدر الوحدة إلى أقل إعداد للضغط ثم نظفها برفق باتجاه خط اللثة.

طرف تقويم الأسنان ١٢

تم تصميم الطرف الخاص بشكل فريد للتنظيف والشطف في نفس الوقت الذي يصعب الوصول إليه حول الأقواس وغيرها من أعمال الأسنان. لاستخدامه ، نحن منخفضًا فوق السنك واستخدم شعيرات الفرشاة للتنظيف حول الأسنان. سوف تتدفق المياه من خلال الفرشاة وتشتط أي حطام يتم إزالته.

منظف اللسان . ١٤

نحن فوق الحوض ، ضع منظف اللسان على لسانك وابدأ تشغيل الوحدة باستخدام أقل إعداد للضغط وزدها ببطء بقدر الراحة. ضع منظف اللسان برفق في منتصف / خط منتصف لسانك في منتصف الطريق للخلف مع الضغط الخفيف اسحبه للأمام لتنظيف

بعد استخدام أي محلول خاص في الخزان ، خذ دقيقة لشطف الوحدة

املا الخزان جزئياً بماء الصنبور الدافئ ، وقم بتوجيه الطرف النفاث إلى الحوض وتشغيل ترك الخزان ليفرغ. سيساعد ذلك في الحفاظ على الطرف من الانسداد ومساعدة وحدتك على الاستمرار لفترة أطول

قم بتنظيف الوحدة فقط بقطعة قماش ناعمة غير كاشطة. لا تستخدم أي مواد كيميائية كاشطة.

معلومات تقنية:

مصدر الطاقة: ٢٢٠-٢٤٠ فولت ٥٠/٦٠ هرتز

الطاقة: ١٨ واط

الطاقة القصوى: ٣٠ واط



يرجى نقل عبوات الورق المقوى إلى نفايات الورق. اسكب أكياس البولي إيثيلين في الحاوية البلاستيكية يجب إعادة الجهاز البالي إلى نقطة تخزين مناسبة لأنه خطير في الجهاز قد تشكل المكونات تهديداً للبيئة. يجب تسليم الجهاز الكهربائي للحد

فعليك إخراجها وإعطائها إلى النقطة المخزنة بشكل منفصل ، إعادة استخدامها واستخدامها. إذا كان هناك بطاريات في الجهاز

УСЛОВИЯ НА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
 БЕЗОПАСНОСТ НА УПОТРЕБА, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И
 ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
 БЕЗОПАСНОСТ НА УПОТРЕБА, МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И
 ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Гаранционните условия са различни, ако устройството се използва за търговски цели.

1. Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно и винаги спазвайте следното инструкции. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба.

2. Продуктът трябва да се използва само на закрито. Не използвайте продукта за цели, които не са съвместим с неговото приложение.

3. Приложимото напрежение е 220-240V, ~50Hz. От съображения за безопасност не е подходящо свържете няколко устройства към един електрически контакт.

4. Моля, бъдете внимателни, когато използвате в близост до деца. Не позволявайте на децата да си играят с продукт. Не позволявайте на деца или хора, които не познават устройството, да го използват без него надзор.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит или познаване на устройството, само под наблюдението на лице, отговорно за техните

безопасност или ако са били инструктирани за безопасна употреба на устройството и са запознати с опасности, свързани с работата му.

Децата не трябва да играят с устройството. Почистване

и поддръжката на устройството не трябва да се извършва от деца, освен

ако не са над

8 години и тези дейности се извършват под наблюдение.

6. След като приключите с използването на продукта, винаги не забравяйте внимателно да извадите щепсела от контакта, като държите контакта с ръка. Никога не дърпайте захранващия кабел!!!

7. Никога не поставяйте захранващия кабел, щепсела или цялото устройство във водата. Никога не излагайте на продукт към атмосферните условия като пряка слънчева светлина или дъжд и др. Никога не използвайте продукт във влажни условия.

8. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, продуктът трябва да се обърне към професионален сервиз, за да бъде заменен, за да се избегне опасни ситуации.

9. Никога не използвайте продукта с повреден захранващ кабел или ако е бил изпуснат или повреден по друг начин или ако не работи правилно. Не се опитвайте да ремонтирате дефектния продукт себе си, защото това може да доведе до токов удар. Винаги обръщайте повреденото устройство към а място за професионален сервиз, за да го поправите. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни специалисти. Ремонтът, който е извършен неправилно, може да причини опасни ситуации за потребителя.

10. Никога не поставяйте продукта върху или близо до горещи или топли повърхности или кухненски уреди като електрическа фурна или газова горелка.

11. Никога не използвайте продукта в близост до запалими вещества.

12. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на плота или да докосва горещи повърхности.

13. Никога не оставяйте продукта свързан към източника на захранване без надзор. Дори когато използването е прекъснато за кратко време, изключете го от мрежата, изключете захранването.

14. За да се осигури допълнителна защита, се препоръчва да се инсталира остатъчен ток устройство (RCD) в електрическата верига, с номинален остатъчен ток не повече от 30 mA.
- Свържете се с професионален електротехник по този въпрос
15. Уредът трябва да бъде монтиран така, че да не може да падне във вода или да падне на пода. Щепселът трябва винаги да е достъпен.
16. Периодично проверявайте кабела за повреди. Ако кабелът е повреден, занесете зарядното устройство в сервизен център.
17. Повредено или неработещо устройство не трябва повече да се използва.
18. Не модифицирайте и не поправяйте продукта. Това може да причини пожар, токов удар или нараняване.
19. Четката за зъби не е предназначена за използване от деца под три години. Деца на възраст от 3 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания могат да използват четката за зъби, ако са под наблюдение или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбиране на свързаните с това опасности.
20. **ВНИМАНИЕ** Децата не трябва да почистват или поддържат уреда
21. **ВНИМАНИЕ** Деца от 3 до 8 години могат да използват безопасно устройството само под наблюдението на възрастни
22. Оралните иригатори трябва да се използват само с течности, определени в инструкциите на производителя.
23. Използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте приставки или зарядни устройства, които не са препоръчани от производителя.
24. Ако продуктът бъде изпуснат, главата на четката/иригаторната струя трябва да се смени преди следваща употреба, дори ако не се виждат повреди.

25. Сменяйте главата на четката на всеки 3 месеца или по-рано, ако главата на четката се износи.
26. Малките части могат да представляват опасност от задавяне.
27. Не поставяйте уреда във вода или течност и не го съхранявайте там, където може да падне или да бъде издърпан във вана или мивка.
28. Не посягайте към него, когато паднете във вода. Изключете незабавно от контакта.
29. Не отваряйте и не разглобявайте устройството. За рециклиране на батерията, моля, изхвърлете цялото устройство в съответствие с местните екологични разпоредби.
30. Отварянето на устройството ще унищожи уреда и ще анулира гаранцията.
31. Когато изключвате от контакта, винаги дръжте щепсела вместо кабела.
32. Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Това може да причини токов удар.
33. Ако сте подложени на лечение за някакво заболяване на устната кухина, консултирайте се с вашия стоматолог преди употреба.
34. Този уред е устройство за лична хигиена и не е предназначен за употреба при множество пациенти в дентална практика или институция.
35. Не насочвайте вода под езика, в ухото, носа или други деликатни зони. Този продукт е способен да създава натиск, който може да причини сериозни щети в тези области.
36. Не насочвайте вода в носа или ухото. Потенциално смъртоносната амеба, *Naegleria fowleri*, може да присъства в част от чешмяната вода или нехлорираната кладенческа вода и може да бъде фатална, ако бъде насочена към тези зони.

Описание на устройството:

1. Накрайник 2.

Резервоар 3. Включване

/изключване 4. Смукател 5. Капак на

- резервоара 6. Въртяща се на 360 градуса
7. Копче за изскачаш накрайник 8.. Бутон за пауза
9. Вендузи 10.Накрайник за високо налягане11. Пародонтален накрайник12. Ортодонтски накрайник 13.
Накрайник за зъбна плака
14. Накрайник за почистване на езика

Подготовка на резервоара

Отстранете капака (5) от основата и напълнете резервоара с хладка вода. Поставете резервоара в основата и натиснете здраво, след което поставете обратно капака.

Съвети за поставяне и премахване:

Поставете върха в центъра на копчето в горната част на дръжката на денталната струя, цветният пръстен ще изскочи и ще издаде щракащ звук, сигнализиращ, че върхът е правилно заключен на място. За да извадите върха от дръжката, натиснете бутона за изваждане на върха на струята (7) от лявата страна на цветния пръстен и издърпайте върха от дръжката.

Регулиране на настройките за налягане

Хванете внимателно копчето за натиск (3) и го завъртете по посока на часовниковата стрелка. Трябва да чувате щракване и устройството трябва да стартира. След това го завъртете свободно по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите и обратно на часовниковата стрелка, за да намалите налягането. Машината ще спре автоматично след 3 минути, ако не се използва. Ако трябва да го използвате отново, моля, включете го и го изключете отново.

Използване на орален иригатор:

Наведете се ниско над мивката и поставете върха на струята в устата си. Насочете върха към зъбите си. Със свободната си ръка включете устройството. Задайте налягането на желаната настройка. Насочете струята, като завъртите копчето (6), за да регулирате ъгъла. Завъртете бутона за пауза (8) в позиция ON.

Препоръчителна техника

Насочете водната струя под ъгъл от 90 градуса към линията на венците, леко затворете устните, за да избегнете пръски, но оставете водата да тече свободно от устата към мивката. За най-добри резултати започнете от областта на кътниците (задните зъби), като работите към предните зъби. Плъзнете върха на струята по линията на венеца, спирайки за кратко между зъбите. Продължете процеса, докато всички области около и между зъбите бъдат почистени.

Когато приключите

Изключете уреда и отстранете течностите, останали в резервоара. Изключете устройството от контакта.

Инструкции за специални съвети:

11. Пародонтален накрайник: Накрайникът доставя вода или антибактериален разтвор дълбоко в пародонталните джобове.

За да използвате накрайника, наведете се ниско над мивката и поставете мекия връх срещу зъб под ъгъл от 45 градуса и внимателно поставете накрайника под линията на венеца. Включете уреда на най-ниската

настройка за налягане, след което почиствете внимателно, като следвате линията на венците.

12. Ортодонтски накрайник

Специалният накрайник е уникално проектиран за едновременно четкане и изплакване на труднодостъпни места около брекети и други зъболекарски работи.

За да го използвате, наведете се ниско над snk и използвайте косъмчетата на четката, за да почистите около зъболекарската работа. Водата ще тече през четката и ще изплакне всякакви остатъци, които се отстраняват.

14. Препарат за почистване на език

Наведете се над мивката, поставете уреда за почистване на език върху езика си и стартирайте устройството, като използвате най-ниската настройка на налягането и увеличавайте бавно, колкото ви е удобно.

Внимателно поставете уреда за почистване на език в центъра/средната линия на езика си около половината назад и с лек натиск дръпнете напред.

Почистване

След като сте използвали някакъв специален разтвор в резервоара, отделете малко време, за да изплакнете уреда.

Напълнете частично резервоара с топла чешмяна вода, насочете върха на струята към мивката и включете, оставете резервоара да се изпразни. Това ще помогне за предпазване на върха от запушване и ще помогне на вашето устройство да издържи по-дълго.

Почиствайте уреда само с мека неабразивна кърпа. Не използвайте никакви абразивни химикали.

Технически данни:

Източник на захранване: 220-240V 50/60Hz

Мощност: 18W

Максимална мощност: 30 W



За да защитите околната си среда: моля, отделете картонените кутии и найлоновите торбички и ги изхвърлете в съответните кошчета за отпадъци. Използваният уред трябва да бъде доставен до специалните пунктове за събиране, които могат да повлияят на околната среда. Не изхвърляйте този уред в обикновен кош за отпадъци.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.

-karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.

-gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul.Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006

serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:

W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenie nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrze, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PROSZĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Warunki gwarancji są różne, jeśli urządzenie jest używane do celów komercyjnych.

1. Przed użyciem produktu przeczytaj uważnie i zawsze przestrzegaj następujących zasad instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użycia.
2. Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach. Nie używaj produktu w żadnym innym celu nie zgodnym z jego zastosowaniem.
3. Stosowane napięcie wynosi 220-240 V, ~ 50 Hz. Ze względów bezpieczeństwa nie jest to właściwe podłączanie wielu urządzeń do jednego gniazda zasilania.
4. Zachowaj ostrożność podczas używania dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się produktem. Nie pozwól dzieciom lub osobom, które nie znają urządzenia, korzystać z niego bez nadzór.
5. **OSTRZEŻENIE:** To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby, które mają zmniejszone możliwości fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, lub osoby bez doświadczenia lub znajomość urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za urządzenie bezpieczeństwa lub jeśli zostali poinstruowani o bezpiecznym korzystaniu z urządzenia i są świadomi niebezpieczeństwa związane z jego działaniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie a konserwacja urządzenia nie powinna być przeprowadzana przez dzieci, chyba że się one skończyły 8 lat i działania te są prowadzone pod nadzorem.
6. Po zakończeniu korzystania z produktu zawsze pamiętaj, aby delikatnie wyjąć wtyczkę gniazdo zasilania trzymając wylot ręką. Nigdy nie ciągnij za kabel zasilający !!!

7. Nigdy nie wkładaj kabla zasilającego, wtyczki ani całego urządzenia do wody. Nigdy nie pokazuj produkt do warunków atmosferycznych, takich jak bezpośrednio światło słoneczne lub deszcz itp. Nigdy nie używaj produkt w wilgotnych warunkach.
8. Okresowo sprawdzaj stan kabla zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, produkt należy zwrócić się do profesjonalnego serwisu, który zostanie wymieniony, aby uniknąć niebezpieczne sytuacje.
9. Nigdy nie używaj produktu z uszkodzonym kablem zasilającym lub jeśli został upuszczony lub uszkodzony w inny sposób lub jeśli nie działa prawidłowo. Nie próbuj naprawiać uszkodzonego produktu sam, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem. Zawsze zamieniaj uszkodzone urządzenie na profesjonalna lokalizacja serwisowa w celu jej naprawy. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowani serwisanci. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować niebezpieczne sytuacje dla użytkownika.
10. Nigdy nie wkładaj produktu na gorące lub ciepłe powierzchnie lub urządzenia kuchenne jak piekarnik elektryczny lub palnik gazowy.
11. Nigdy nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Nie pozwól, aby przewód zwisał na krawędzi licznika lub dotykał gorących powierzchni.
13. Nigdy nie zostawiaj produktu podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru. Nawet kiedy użycie jest przerywane na krótki czas, wyłączone z sieci, odłącz zasilanie.
14. Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie aktualnych pozostałości urządzenie (RCD) w obwodzie zasilania, z prądem różnicowym nie większym niż 30 mA. Skontaktuj się z profesjonalnym elektrykiem w tej sprawie
15. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby nie wpadło do wody ani nie spadło na podłogę. Wtyczka powinna być zawsze dostępna.

16. Okresowo sprawdzaj, czy przewód nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony, zanieś jednostkę ładującą do centrum serwisowego.
17. Uszkodzona lub nie działająca jednostka nie powinna być dłużej używana.
18. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
19. Szczoteczka do zębów nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Dzieci w wieku od 3 lat i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy mogą korzystać ze szczoteczki do zębów, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkownika urządzenia i zrozumienia związanych z tym zagrożeń.
20. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.
21. Irygator doustny nie jest przeznaczony do stosowania przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z produktu, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieć związane z tym zagrożenia.
22. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
23. Urządzenie należy stosować wyłącznie z płynami zdefiniowanymi w instrukcjach producenta.
24. Użyj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie należy używać przystawek ani ładowarek, które nie są zalecane przez producenta.
25. Jeśli produkt zostanie upuszczony, główkę szczoteczki / irygatora należy wymienić przed następnym użyciem, nawet jeśli nie są widoczne żadne uszkodzenia.
26. Wymień główkę szczoteczki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli główka szczotkowa się zużyje.
27. Małe części mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.
28. Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie lub płynie lub przechowywać w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
29. Nie używać jak urządzenie jest mokre. Odłącz natychmiast.

30. Nie otwieraj i nie demontuj urządzenia. W celu recyklingu baterii należy wyrzucić całe urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
31. Otwarcie urządzenia zniszczy urządzenie i spowoduje unieważnienie gwarancji.
32. Podczas odłączania zawsze trzymaj wtyczkę zasilania zamiast przewodu.
33. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
34. Jeśli poddajesz się leczeniu w jakimkolwiek stanie higieny jamy ustnej, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem dentystą.
35. Niniejsze urządzenie jest urządzeniem do pielęgnacji ciała i nie jest przeznaczone do użytku u wielu pacjentów w gabinecie stomatologicznym lub instytucji.
36. Nie kieruj wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych miejsc. Ten produkt może wytwarzać ciśnienia, które mogą spowodować poważne uszkodzenia w tych obszarach.
37. Nie kieruj wody do nosa lub ucha. Potencjalnie śmiertelna ameba, *Naegleria fowleri*, może być obecna w pewnej ilości wody z kranu lub nie chlorowanej wody ze studni i może być śmiertelny, jeśli zostanie skierowany do tych obszarów.

Opis urządzenia:

1. Końcówka 2. Zbiornik 3. Wł. / Wyt. 4. Szczotka 5. Pokrywa zbiornika 6. Obrotowa końcówka 360 °
7. Pokrętko Tip-Up 8 .. Przycisk pauzy
9. Przyssawki 10. Końcówka wysokiego ciśnienia 11. Końcówka przyzębia 12. Końcówka ortodontyczna 13. Końcówka do płytki nazębnej
14. Końcówka do czyszczenia języka

Przygotowanie zbiornika

Zdejmij pokrywę (5) z podstawy i napełnij zbiornik letnią wodą. Włóż zbiornik do podstawy i dociśnij, a następnie załóż pokrywę.

Wstawianie i usuwanie końcówek:

Włóż końcówkę do środka pokrętki w górnej części rękojeści dyszy dentystycznej, kolorowy pierścień podniesie się i wyda dźwięk kliknięcia sygnalizujący, że końcówka jest prawidłowo zablokowana na miejscu. Aby wyjąć końcówkę z uchwytu, naciśnij przycisk wysuwania końcówki dyszy (7) po lewej stronie pierścienia i wyciągnij końcówkę z uchwytu.

Regulacja ustawień ciśnienia

Chwyć pokrętko naciskowe (3) delikatnie i obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powinieneś usłyszeć kliknięcie i urządzenie powinno się uruchomić. Następnie obróć go swobodnie w prawo, aby zwiększyć i

przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ciśnienie. Maszyna zatrzyma się automatycznie po 3 minutach, jeśli nie zostanie użyta. Jeśli chcesz go ponownie użyć, włącz go i wyłącz ponownie.

Używanie doustnego irigatora:

Oprzyj się nisko nad zlewem i umieść końcówkę dyszy w ustach. Wyceluj końcówką w kierunku zębów. Wolną ręką włącz urządzenie. Ustaw ciśnienie na żądane ustawienie. Skieruj strumień, obracając pokrętkę (6), aby ustawić kąt. Przekręć przycisk pauzy (8) do pozycji ON.

Zalecana technika

Kieruj strumień wody pod kątem 90 stopni do linii dziąseł, lekko zamknij usta, aby uniknąć rozpryskiwania, ale pozwól wodzie swobodnie płynąć z ust do zlewu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zacznij w obszarze trzonowym (zęby tylne) pracując w kierunku zębów przednich. Zsuń końcówkę dyszy wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami. Kontynuuj proces, aż wszystkie obszary wokół i między zębami zostaną oczyszczone.

Gdy zakończysz pracę z urządzeniem

Wyłącz urządzenie i usuń wszelkie płyny pozostałe w zbiorniku. Odłącz urządzenie.

Specjalne wskazówki:

11. Końcówka przyzębia: Końcówka dostarczyła wodę lub roztwór antybakteryjny głęboko do kieszonek przyzębia.

Aby użyć końcówki pochyl się nisko nad zlewem i umieść miękką końcówkę na zębie pod kątem 45 stopni i delikatnie umieść końcówkę pod linią dziąseł. Obróć urządzenie do najniższego ustawienia ciśnienia, a następnie wyczyść delikatnie wzdłuż linii dziąseł.

12. Końcówka ortodontyczna

Specjalna końcówka jest specjalnie zaprojektowana do jednoczesnego szczotkowania i płukania trudno dostępnych miejsc wokół aparatów ortodontycznych i innych protez dentystycznych.

Aby go użyć chudego nisko nad zlewem i użyj szczeciny szczotki do czyszczenia wokół aparatu dentystycznego. Woda przepłynie przez szczotkę i splotce wszelkie pozostałości, które się usuwa.

14. Czyszczenie języka

Oprzyj się o umywalkę, umieść na języku końcówkę do czyszczenia języka i uruchom urządzenie przy użyciu najniższego ustawienia ciśnienia i powoli zwiększaj moc. Delikatnie umieść końcówkę do czyszczenia języka na środku / linii środkowej języka zaczynając od połowy idąc ku czubkowi języka i z lekkim naciskiem pociągnij do przodu.

Czyszczenie

Po użyciu jakiegokolwiek specjalnego roztworu w zbiorniku należy chwilę przepłukać urządzenie.

Częściowo napełnij zbiornik ciepłą wodą z kranu, skieruj końcówkę dyszy do zlewu i włącz opróżnianie zbiornika. Pomoże to zapobiec zatykaniu się końcówki i pomoże Twojej jednostce przetrwać dłużej.

Urządzenie należy czyścić tylko miękką, nieścierną szmatką. Nie używaj żadnych chemikaliów ściernych.

Dane techniczne:

Źródło zasilania: 220-240 V 50/60 Hz

Moc: 18W

Moc maks. : 30 W



Electric Kettle



Burr Coffee



Milk Frother



Sandwich



TOASTER 2



ELECTRIC



CITRUS



PERSONAL BLENDER



FOOD



MIXER



AIR FRYER



PASTEURIZATIO



**AIR
CONDITIONER**



**AIR
HUMIDIFIER**



**FAN HEATER
AD 7725**



**KITCHEN
SCALE**



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimų, susisiekiite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha póttalkatrészeket szeretne vásárolni, vagy panaszt szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă doriți să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzătorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaka, kontaktirajte direktno sa prodavacoh koja je izdal smetkata.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	أو غير قطع اراش في ترغب كنداذا! شكوى أي تقديم، لاصتا فيرجى مباشر لاصوبا رداً بذلا بالباتع
BG	Ako iscate da закупите резервни части или да направите оплаквания, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.